

NINGBO HI-TECH UNICMED

Rurka Guedela

Opis wyrobu:

- jednorazowego użytku
- jałowy
- niepirogenny
- nietoksyczny
- rurka wyprofilowana, z zaobloną krawędzią, co zmniejsza niepożądane skutki mechanicznego uszkodzenia narządu
- utrzymuje drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u pacjentów nieprzytomnych
- końcówka łącznika kodowana kolorem w zależności od rozmiaru, wzmocniona celem zabezpieczenia przed przegryzieniem
- opakowanie foliowe

Rozmiary :
40mm/ 000
50mm / 00
60mm / 0
70mm / 1
80mm / 2
90mm / 3
100mm / 4
110mm / 5
120mm / 6



Nr katalogowy: nie stosowany

Opakowanie: dostępny na sztuki

Instrukcja użycia: Przy pomocy szpatułki wkładać rurkę do tylnej części gardła, otworem skierowanym w stronę podniebienia. W ostatniej fazie obrócić rurkę o 180 stopni wokół osi tak, by krzywizna rurki uniemożliwiła przemieszczenie się języka w stronę gardła blokując drogi oddechowe.