


BIULETYN TECHNICZNY

Wszystkie procesory dźwięku firmy Cochlear™ Baha®, w tym procesor Baha® 5, Baha® 5 Power oraz Baha® 5 SuperPower, posiadają uniwersalny zaczepek (rys.1), pasujący do różnych typów wsporników Cochlear™ Baha® typu BA 200, BA210, BA300, BA400 wykorzystywanych na przestrzeni lat.



Rys.1: Uniwersalny zaczepek procesora Baha®.

Procesory Baha 6 Max oraz Baha 6 Max 2mm posiadają zmodyfikowany zaczepek, kompatybilny ze wszystkimi typami wsporników Cochlear™ Baha (rys. 2).



Rys. 2: Uniwersalny zaczepek procesora Baha 6 Max i Baha 6 Max 2mm.

Dodatkowo procesory Cochlear™ Baha® są kompatybilne z połączeniem magnetycznym (Baha Attract), poprzez możliwość wpięcia procesora do magnesu procesora (magnesu zewnętrznego) rys.2 i rys.3.



Rys.3: Połączenie magnetyczne Baha Attract.