



Kranik odcinający z trójramiennym pokrętkiem, wykonany z poliwęglanu

Optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia pozycji otwarty/zamknięty - wersja Pro Click z wyczuwalnym wskaźnikiem umożliwiającym skokową zmianę pozycji co 45° w zakresie 360°

Wytrzymałość na ciśnienie 4,5 bar

Kompatybilny z lipidami, cytostatykami, lekami drażniącymi i silnie działającymi

Wszystkie wejścia fabrycznie zabezpieczone koreczkami

Zwiększona wytrzymałość na pękanie

Nie zawiera ftalanów

Sterylny – EO

nr katalogowy	Kraniki Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia	i	minimalne opakowanie handlowe	objętość wypełnienia
13600	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia bez przedłużacza	i	100 szt .	0,26 ml
13230	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia z przedłużaczem bez DEHP 10 cm	i	75 szt.	1,19 ml
13231	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia z przedłużaczem bez DEHP 25 cm	i	50 szt.	2,27ml
13232	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia z przedłużaczem bez DEHP 50 cm	i	50 szt.	4,11ml
13233	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia z przedłużaczem bez DEHP 100 cm	i	50 szt.	7,79 ml
13234	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia z przedłużaczem bez DEHP 150 cm	i	40 szt.	11.42 ml
13235	Kranik Polyway Pro click z optycznym wyczuwalnym wskaźnikiem położenia z przedłużaczem bez DEHP 200 cm	i	30 szt.	15.01 ml

Kranik trójdrożny Polyway Pro Click , nr katalogowy 13600

Trójramiennie pokrętło

Optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia - wersja Pro Click z wyczuwalnym wskaźnikiem obrotu umożliwiające skokową zmianę pozycji co 45° w zakresie 360°

Kompatybilny z lekami drażniącymi i silnie działającymi, cytostatykami lipidami

Objętość wypełnienia 0,26 ml

Wykonany z poliwęglanu

Niezależnie obracająca się nakrętka z 2 stopniami swobody :osiowo i promieniście,

Opakowanie papier folia, na opakowaniu nr serii, data ważności, nazwa wyrobu i producent

Fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu

Opakowanie 100 szt.



Producent

Poly Medicure Ltd.

Plot no 104-105, Sector 59, HSIIDC, Ind. Area

Faridabad-121004, (Haryana),INDIA


www.polymedicure.com

Producent :



CODAN

Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza Multiflow




1. Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza
2. Wykonana z polisulfonu
3. Każde z wejść zabezpieczone koreczkiem, zapewniające sterylność zestawu
4. Z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia Producenta Leku i aktualną Kartą Charakterystyki Produktu Leczniczego. Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny i obowiązujących procedur.

Nr katalogowy	Opis	Sposób pakowania
44.2051	Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza Multiflow	50/3150

Multiflow - 3 (4xFL, MLL)



Rampa trójkranikowa do kompleksowej intensywnej opieki z 3 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi.

Umożliwia podłączenie do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 4 żeńskie końcówki luer lock gwarantują bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy.

Wykonana z polisulfonu.

Wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę umożliwiającą połączenie i innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów.

Należy przestrzegać instrukcji użycia producenta podawanego leku i wynikających z aktualnej Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego. Podczas użytkowania należy przestrzegać podstawowych zasad higieny i zasad postępowania. Zastrzega się możliwość zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia .

Nr katalogowy	Opis produktu	Sposób pakowania
44.2050	M-F 3	50/3150

