

# Oświadczenie

Pojemnik BiopSafe® przeznaczony jest do konserwacji tkanek w zamkniętym układzie formalinowym.

Potwierdzamy, że płyn utrwalający w produkcie BiopSafe® zawiera 4% formaldehyd, neutralnie zbuforowany do pH 7,3 i zawiera < 0,2% metanolu.

Więcej szczegółów można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

W imieniu BiopSafe,

26 czerwca 2023

Data

Menedżer Produktu

*Ditte Bjerre, (-) podpis nieczytelny*


*Powyższy dokument stanowi uwierzytelnione tłumaczenie z języka angielskiego z przedłożonego dokumentu*

\*\*\*\*\*

*Ja, Grażyna Lizurej, Tłumacz Przysięgły języka angielskiego wpisana na listę Tłumaczy Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (TP/3498/05) stwierdzam zgodność niniejszego przekładu z dokumentem sporządzonym w języku angielskim.*

*Numer wpisu repertorium 2310/23*

*Wrocław, 4 listopada 2023*



*Grażyna Lizurej*  
mgr Grażyna Lizurej  
TLUMACZ PRZYSIĘGLY  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO