



Medline Industries Ltd  
3rd Floor, Quayside Wilderspool Business Park  
Greenalls Avenue  
Warrington WA4 6HL, United Kingdom

Tel.: +44 844 334 5237  
Fax: +44 844 334 5238  
[www.medline.eu/uk](http://www.medline.eu/uk)



## Karta techniczna

## Suresite® Select

### Numer katalogowe

Numer ref	Szerokość (cm)	Długość (cm)	Rekomendowane położenie
VAD1680-INT	4,4	3,8	Linie pediatryczne, tętnicze, obwodowe IV, PICC, tunelowane, wszczepione porty, miejsca wprowadzenia dializy
VAD1682-INT	5,7	5,2	
VAD1882-INT	7,1	8,9	
VAD1683-INT	7	7,3	
VAD1685-INT	8,9	11,4	
VAD1688-INT	10,2	11,4	
VAD1689-INT	10,2	15,5	

### Opis

Suresite® Select to wysoce przepuszczalny, przezroczysty foliowy opatrunek, który wykorzystuje innowacyjną wielowarstwową konstrukcję. Suresite® Select można nosić do 7 dni. Przezroczysta folia zapewnia oddychającą, sterylną barierę dla zewnętrznych zanieczyszczeń. Innowacyjne kleje bezpiecznie utrzymują i odprowadzają wilgoć. Ramkowy system aplikacji zapewnia dokładne i delikatne usuwanie. Wycięcie łatwo dopasowuje się i umacnia wokół środka i wnętrza. Szerokie okienko ułatwia podgląd i monitorowanie objawów zakażenia.

### Główne materiały

Papier zabezpieczający: papier pokryty silikonem  
Klej: na bazie akrylu (biokompatybilny, przeznaczony do kontaktu ze skórą)  
Folia: Poliuretanowa folia, 0,0254 mm.  
Materiał: włóknina, 0,3556 mm  
Paski: folia poliuretanowa, włóknina, nylon typu spund bound z klejem akrylowym

### Ilość sztuk w opakowaniu

VAD1680-INT: 400 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 100 sztuk  
VAD1680-INT: 400 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 100 sztuk  
VAD1882-INT: 200 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 50 sztuk  
VAD1683-INT: 400 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 100 sztuk  
VAD1685-INT: 200 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 50 sztuk  
VAD1688-INT: 200 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 50 sztuk  
VAD1689-INT: 100 sztuk w kartonie, 4 pudełka po 25 sztuk

### Sposób pakowania

Torebka. Kartonowe pudełko zawiera wszystkie opakowania jednostkowe

### Producent

Centurion Medical Products, LP (a Medline company) - EN ISO 13485

### Wymogi normatywne

Zgodnie z dyrektywą 93/42 / EWG dotyczącą Wyrobów Medycznych - Klasa MDD: I sterylna

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z pełnym oznakowaniem i instrukcją użytkowania

### Okres przydatności

5 lat



Bez lateksu 2797



© 2022 Medline Industries LP lub jedna z jej spółek zależnych.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.  
TDS\_SuresiteSelect\_EN04

Okres przechowywania: koniec życia i okres wsparcia

Revision: 5

Document Title: FINT.441 - Technical sheet

Document Number: EU1-00004-F-00025