



CEWNIK DO ODSYSANIA górných dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią bez ftalanów, sterylny

TD-25

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3
wydanie I

data: 2016-06-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych
- Zalecany do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka
- Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Wolny od DEHP
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CO-BF-ZP-B06-40	400 mm	CH 6	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B06-60	600 mm	CH 6	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B08-40	400 mm	CH 8	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B08-60	600 mm	CH 8	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B10-40	400 mm	CH 10	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B10-60	600 mm	CH 10	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B12-60	600 mm	CH 12	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B14-60	600 mm	CH 14	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B16-60	600 mm	CH 16	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B18-60	600 mm	CH 18	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B20-60	600 mm	CH 20	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B22-60	600 mm	CH 22	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-BF-ZP-B24-60	600 mm	CH 24	ciemnoniebieski	50 szt.	10 x 50 szt.

SUMI Cewnik do kontrolowanego odsysania



- wykonany z medycznego PVC
- „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna
- barwny kod konektorów
- dwa otwory boczne naprzeciwległe
- otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami
- bezftalanowy w wersji skalowanej
- bez lateksu
- jałowy, jednorazowego użytku

typ	rozmiar [CH/FG]	kolor	długość [mm]	nr katalogowy
prosty	4	■	400	71-0400
prosty	5	■	400	71-0500
prosty	6	■	400	71-0600
prosty	8	■	400	71-0800
prosty	10	■	600	71-1000
prosty	12	■	600	71-1200
prosty	14	■	600	71-1400
prosty	16	■	600	71-1600
prosty	18	■	600	71-1800
prosty skalowany	4	■	400	71-0420
prosty skalowany	5	■	400	71-0520
prosty skalowany	6	■	400	71-0620
prosty skalowany	8	■	400	71-0820
prosty skalowany	10	■	600	71-1020
prosty skalowany	12	■	600	71-1220
prosty skalowany	14	■	600	71-1420
prosty skalowany	16	■	600	71-1620
prosty skalowany	18	■	600	71-1820
zagięty skalowany	8	■	400	71-0880
zagięty skalowany	10	■	600	71-1080
zagięty skalowany	12	■	600	71-1280
zagięty skalowany	14	■	600	71-1480
zagięty skalowany	16	■	600	71-1680
zagięty skalowany	18	■	600	71-1880



CEWNIK DO KARMIENIA sterylny TD-37

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2017.09.15

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób wprowadzany przez nos lub usta pacjenta w celu prowadzenia żywienia enteralnego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Materiał z jakiego wykonany jest cewnik jest odporny na załamania i skręcanie
- Przeźroczystość drenu umożliwia kontrolę wzrokową
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika
- Dren wyposażony w dwa naprzemianległe otwory końcowe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Łącznik (konektor) kompatybilny z zakończeniem stożkowym strzykawki luer
- Zintegrowana z konektorem zatyczka umożliwiająca szczelne zamknięcie cewnika
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- 3 znaczniki głębokości umieszczone na drenie umożliwiają weryfikację prawidłowego umiejscowienia zgłębnika po założeniu
- Pakowany pojedynczo na prosto
- Wyrób jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Sterylny, sterylizowany EO
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR / DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CK-04-40	CH 4 / 400 mm	czerwony	1 szt.	100 szt.	10 x 100 szt.
CK-05-40	CH 5 / 400 mm	szary	1 szt.	100 szt.	10 x 100 szt.
CK-06-40	CH 6 / 400 mm	jasnozielony	1 szt.	100 szt.	10 x 100 szt.
CK-08-40	CH 8 / 400 mm	niebieski	1 szt.	100 szt.	10 x 100 szt.
CK-10-40	CH 10 / 400 mm	czarny	1 szt.	100 szt.	10 x 100 szt.



WORECZEK DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU sterylny

TD-27

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2016-03-21

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do zbiórki moczu i pobierania próbek u niemowląt i małych dzieci

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezlątkowy woreczek o pojemności 100ml, o wymiarze 19cm x 7cm
- wykonany z delikatnej, mocnej folii PE
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 10ml
- samoprzylepna część woreczka pokryta antyalergicznym, wysokiej jakości klejem
- dotychczasowe uszczelnienie wykonane z antyalergicznego pianki zabezpiecza przed sklejeniem się ścianek woreczka, dzięki czemu możliwy jest swobodny spływ moczu
- dostępny w wersji dla dziewczynek oraz dla chłopców
- zapewnia możliwość optymalnego pobrania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci
- jednorazowego użytku
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	WERSJA	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMCH-001	100 ml	dla chłopców	z gąbką	100 szt.	25 x 100 szt.
WMCH-002	100 ml	dla chłopców	bez gąbki	100 szt.	25 x 100 szt.
WMDZ-001	100 ml	dla dziewczynek	z gąbką	100 szt.	25 x 100 szt.
WMDZ-002	100 ml	dla dziewczynek	bez gąbki	100 szt.	25 x 100 szt.



OPASKA IDENTYFIKACYJNA

TD-22-I.2.c-1

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób jednorazowego użytku stosowany do identyfikacji i podawania podstawowych informacji o pacjencie w celu zapobiegania błędom medycznym i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.

WŁAŚCIWOŚCI

- trwała opaska na nadgarstek charakteryzująca się dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy stosowanych w szpitalach
- wykonana z miękkiego i delikatnego winylu
- elastyczna, delikatna, lekka i łatwa w użyciu
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- oznaczenie kolorystyczne w zależności od przeznaczenia
- jednorazowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem
- dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce oraz z wkładaną karteczką
- szerokość paska 11mm
- niealergizująca
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	KOLOR	TYP	OPAKOWANIE	
OPD-B-01	dzieci i dorośli	biały	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPD-B-02	dzieci i dorośli	biały	z polem do opisu	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPN-R-01	noworodki	różowy	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPN-N-01	noworodki	niebieski	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01



ZACISKACZ DO PĘPOWINY

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data 2017-02-14

TD-10

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do zaciśnięcia pępowiny noworodka na sali porodowej w celu zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych po odcięciu od łóżyska

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z polipropylenu
- Bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępowiny
- Ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza
- Podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza
- Rozmiar uniwersalny
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia dziecka ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
ZDPB	uniwersalny	biały	1 szt.	50 szt.	50 x 50szt.

Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny

WYTWÓRCA:	Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.		
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none">Przecinanie zaciskaczy do pępowiny		
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">Rękojeść wykonana z nylonuOstrze ze stali nierdzewnejGładka powierzchnia części chwytnejSterylnieSterylizowane tlenkiem etylenuTermin ważności 5 latKolor zielonyNie zawiera lateksuNie zawiera ftalanówOpakowanie jednostkowe papier/folia		
ROZMIAR I KOD:	KOD	KOLOR	OPAKOWANIE
	NPZ	zielony	Jednostkowe: 1 sztuka (papier/folia) Pośrednie: 50 x 1 sztuka (box) Transportowe: 10 x 50 sztuk (karton)
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.		



Okulary do fototerapii Y-band

WYTWÓRCA:	Medbar Tibbi Malzemeler Turizm San ve Tic. A.Ş.			
ZASTOSOWANIE:	Okularki ochronne stosowane podczas zabiegu fototerapii u noworodków z hiperbilirubinemią			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">• Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła• Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom• Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii• Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka• Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L• Bez lateksu• Sterylizowane tlenkiem etylenu• Opakowanie jednostkowe: papier/folia			
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY	OPAKOWANIE
	23601	S	200 – 280 mm	1 sztuka Box: 20 sztuk
	23602	M	240 – 340 mm	1 sztuka Box: 20 sztuk
23603	L	300 – 400 mm	1 sztuka Box: 20 sztuk	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Medbar			

