

Cal-Pack 248



Buforowe Roztwory Kalibracyjne pH

pH 6,838...90 ml pH 7,382...370 ml

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Skład: Na₂HPO₄, KH₂PO₄, kons., stab.Do użytku diagnostycznego **IN VITRO**.


Stosować w/g instrukcji obsługi „Corning -248”.

Numer serii:

Wymienić pakiet po 30 dniach

Data wymiany:

Data ważności:

04-051 Warszawa ul. Poligonowa 2/18
Tel.: (22) 761 20 19, Fax: (22) 798 71 87

MEDRIV

REF/No: MV 10/11
PL/DR 011810

Wash



Roztwór Płuczący – 450ml

Skład: kons., detergent


Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Do użytku diagnostycznego **IN VITRO**.

Stosować w/g instrukcji obsługi „Corning-248”.

Numer serii:

Data ważności:

04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 2/18
Tel.: (22) 761 20 19
Fax: (22) 798 71 87

MEDRIV

REF/No: MV 012W
PL/DR 011809

Deproteinizer – Roztwór Odbiałczający

Skład: D1a – Roztwór Odbiałczający (NaCl, KCl, MgCl₂, HCl)

D1b – Pepsyna (1:100)

Probówkę z Pepsyną (D1b) wypełnić 2ml Roztworu Odbiałczającego (D1a), wymieszać.

C - Conditioner – Roztwór Kondycjonujący

Skład: NaCl, KCl, MgCl₂, CaCl₂, NH₄F, HF

Przechowywać w temperaturze pokojowej (po zmieszaniu 4C)

Probówka z roztworem służy do jednokrotnego użytku

Miejsce kontaktu ciała z roztworem przemyć bieżącą wodą

Stosować według instrukcji obsługi analizatora

Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym

Do użytku diagnostycznego **IN VITRO**.

VOL: 4x(2,5ml+2,5ml+0,1g) Numer serii:

MEDRIV 04-051 Warszawa, Poligonowa 2/18
tel.: 022 761 20 19 fax: 22 798 71 87REF/No: MV D/C 248
PL/DR 020342