


## Zestawy linii do hemodializy



### BAIN MEDICAL EQUIPMENT(GUANGZHOU)CO.,LTD.

**Adres:** No.10 Juncheng Road ,Eastern Area,Economic and Technological Development District,  
Guangzhou,510760 Chiny

**Tel:** +86-(0)20-66856868

**Fax:** +86-(0)20-32067500

**E-mail:** sales@baingz.com


[www.bainmedical.com](http://www.bainmedical.com)

## Zestawy linii do hemodializy


CE0197

Typ aparatu	Sterylizacja
FMC 2008-4008	EO/GAMMA/E beam
GAMBRO AK10/100/200/200 ULTRA	EO/GAMMA/E beam
B.BRAUN DIALOG	EO/GAMMA/E beam
BELLCO FORMULA 2000	EO/GAMMA/E beam
HOSPAL INTEGRA/INTEGRALPHA	EO/GAMMA/E beam
NIKKISO DBB-03/05/06/07	EO/GAMMA/E beam
NIPRO	EO/GAMMA/E beam
TORAY	EO/GAMMA/E beam
ASAHI	EO/GAMMA/E beam

● Linie wykonane z PVC klasy medycznej minimalizują skutki uboczne dla zdrowia.



Arterial Tubing



Venous Tubing

ARTERIAL TUBING (red)				
No.	ERP	Assembly	Description	Qty
1	04.010207		Cap for Dialyzer Connector	1
2	04.020305N		Dialyzer Connector (red)	1
3	04.112807		Cap for Female Luer Lock	4
4	04.100107N		Female Luer Lock φ4.1	2
5	04.062605G		Clamp (red small)	4
6	04.043407N	04.454307N	Cover for Drip Chamber	1
7	04.370307N		Dropper	1
8	04.031407N		Drip Chamber (OD:26-30mm, L:83mm)	1
9	04.080307N		Pump Segment Connector 4.1	1
10	04.080707N		Pump Segment Connector 5.5	1
11	04.103007N		Female Luer Lock φ2.5	1
12	04.070907		Transducer Protector	1
13	04.140605G		Access Port (red)	1
14	04.064305G		Clamp (red big)	1
15	04.182905		Patient Connector (red)	1
16	04.211006		Suspended Spike	1
17	04.220607		Cap for Spike	1
18	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*750mm	1
19	ID*OD*LD		Branch Tubing: 2.2*4.1*100mm	2
20	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*600mm	1
21	ID*OD*LD		Heparin Line: 1.0*2.5*600mm	1
22	ID*OD*LD		Branch Tubing: 2.2*4.1*50mm	1
23	ID*OD*LD		Pump Segment 8*12*350mm	1
24	ID*OD*LD		Branch Tubing: 3.5*5.5*500mm	1
25	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*200mm	1
26	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*1600mm	1
3+4+5+19=04.700205NG				2
3+5+11+21+22=04.720305NG				1
3+12=04.730107				1
16+17=04.221706				1

VENOUS TUBING (blue)				
No.	ERP	Assembly	Description	Qty
1	04.010207		Cap for Dialyzer Connector	1
2	04.020404N		Dialyzer Connector (blue)	1
3	04.140404G		Access Port (blue)	1
4	04.112807		Cap for Female Luer Lock	3
5	04.070907		Transducer Protector	1
6	04.062704G		Clamp (blue small)	3
7	04.042507N	04.458907N	Cover for Drip Chamber	1
8	04.033707N		Drip Chamber (OD:21.5-30mm, L:130mm)	1
9	04.050806		Filter	1
10	04.100407N		Female Luer Lock φ5.5	2
11	04.064404G		Clamp (blue big)	1
12	04.183004		Patient Connector (blue)	1
13	04.230507		Recirculating Connector	1
14	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*500mm	1
15	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*200mm	1
16	ID*OD*LD		Branch Tubing: 3.5*5.5*100mm	2
17	ID*OD*LD		Branch Tubing: 3.5*5.5*400mm	1
18	ID*OD*LD		Main Tubing: 4.5*6.8*1800mm	1
04.242607G				1
4+5=04.730107				1
4+6+10+16=04.760304NG				2

					Prepared by :	Reviewed by :	Description:
					Name		<b>Tubing Sets for Hemodialysis</b>
6	Rev.	Version:A.5Q	2020/9/7	zhong	Date		
5	Rev.	Version:A.4Q	2020/8/20	zhou	Approved by QA:		
4	Rev.	Version:A.3Q	2020/1/8	zhong	Name		
3	Rev.	Version:A.2Q	2019/11/22	lai	Date		Internal ID:
2	Rev.	Version:A.1Q	2019/5/29	hou			<b>BAIN-BL-006E</b>
1	New Release	Version:A.Q	2017/7/12	su			<b>Blood pathway volume:(160±10%)mL</b>
Rev	Remarks	Version No.	Date	Name			
<b>CARTON SIZE</b>		<b>56.4*38.1*24.9 cm</b>		<b>QTY/CTN</b>	<b>24sets</b>		<b>Sterilization</b>   R   DEHP FREE

45 Drawing No. BM3-TDFD-BL006EBN

The customer information (客户信息)					
No. (序号)	Countries&Customer (国家客户)	Customer product code (客户产品代码)	Customer drawings model (客户图纸型号)	Machine type (机型)	Note 备注
4	波兰CTG	01.20130-00010	BAIN-BL-006E	FMC 4008	

Tłumaczenie z języka angielskiego

Rysunek techniczny linii tętnicznej

Rysunek techniczny linii żyłnej

LINIA TĘTNICZA (czerwona)				
Nr.	ERP	Układ	Opis	Ilość
1	04.010207		Koreczek do łącznika dializatora	1
2	04.020305N		Łącznik dializatora (czerwony)	1
3	04.112807		Koreczek żeński Luer Lock	4
4	04.100107N		Żeński Luer Lock $\phi$ 4.1	2
5	04.062605G		Zacisk (mały, czerwony)	4
6	04.043407N	04.454307N	Zamknięcie komory	1
7	04.370307N	04.454307N	Dropper	1
8	04.031407M	04.454307N	Komora (średnica zewn.:26-30mm, L:83mm)	1
9	04.080307N		Łącznik segmentu pompy 4.1	1
10	04.080707N		Łącznik segmentu pompy 5.5	1
11	04.103007N		Żeński Luer Lock $\phi$ 2.5	1
12	04.070907		Zabezpieczenie przetwornika	1
13	04.140605G		Port do iniekcji (czerwony)	1
14	04.064305G		Zacisk (duży, czerwony)	1
15	04.182905		Łącznik do pacjenta (czerwony)	1
16	04.211006		Plastikowa igła (spike)	1
17	04.220607		Ostona na igłę plastikową	1
18	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*750mm	1
19	ID*OD*LD		Linia boczna: 2.2*4.1*100mm	2
20	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*600mm	1
21	ID*OD*LD		Linia heparyny: 1.0*2.5*600mm	1
22	ID*OD*LD		Linia boczna: 2.2*4.1*50mm	1
23	ID*OD*LD		Segment pompy: 8*12*350mm	1
24	ID*OD*LD		Linia boczna: 3.5*5.5*500mm	1
25	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*200mm	1
26	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*1600mm	1
3+4+5+19=04.700205NG				2
3+5+11+21+22=04.720305NG				1
3+12=04.730107				1
16+17=04.221706				1
LINIA ŻYLNIA (niebieska)				
Nr.	ERP	Układ	Opis	Ilość
1	04.010207		Koreczek do łącznika dializatora	1
2	04.020404N		Łącznik dializatora (niebieski)	1
3	04.140404G		Port do iniekcji (niebieski)	1
4	04.112807		Koreczek żeński Luer Lock	3
5	04.070907		Zabezpieczenie przetwornika	1
6	04.062704G		Zacisk (mały niebieski)	3
7	04.042507N	04.458907N	Zamknięcie komory	1
8	04.033707N	04.458907N	Komora (średnica zewn.:21.5-30mm, L:130mm)	1
9	04.050806	04.458907N	Filtr	1
10	04.100407N		Żeński Luer Lock $\phi$ 5.5	2
11	04.064404G		Zacisk (niebieski duży)	1
12	04.183004		Łącznik do pacjenta (niebieski)	1
13	04.230507		Łącznik recyrkulacyjny	1
14	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*500mm	1
15	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*200mm	1
16	ID*OD*LD		Linia boczna: 3.5*5.5*100mm	2
17	ID*OD*LD		Linia boczna: 3.5*5.5*400mm	1
18	ID*OD*LD		Linia główna: 4.5*6.8*1800mm	1
	04.24607G		Worek zbiorczy	1
4+5=04.730107				1
4+6+10+16=04.760304NG				2

					Przygotowany przez:	Sprawdzony przez:	Opis:		
					Nazwisko	Data			
6	Rev.	Version:A.5Q	2020/9/7	zhong	Data	Zestaw linii do hemodializy			
5	Rev.	Version:A.4Q	2020/8/20	zhou	Zatwierdzony przez QA:				
4	Rev.	Version:A.3Q	2020/1/8	zhong	Nazwisko	Wewnętrzny nr katalogowy			
3	Rev.	Version:A.2Q	2019/11/22	lai	Data				
2	Rev.	Version:A.1Q	2019/5/29	hou	BAIN-BL-006E				
1	New Release	Version:A Q	2017/7/12	su					
Rev	Remarks	Version No.	Data	Nazwisko	Objętość drogi krwi :(160±10%)ml				
Rozmiar kartonu		56.4*38.1*24.9 cm		QTY/CTN	24 sztuki	Sterylizacja	R	DEHP FREE	

Rysunek nr. BM3-TDFD-BL006EBN

ZA ZDODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM