








Pakiet 2 Poz. 2.

Kleszcze do biopsji elastyczne



| Model | | Nr katalogowy | Średnica mm | Długość mm | Średnica kanału roboczego mm | Powleczenie PE | Szerokość rozwarcia łopatek | Rozmiar łyżeczek / pojemność | |
|-----------------|---|----------------|-------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Gładkie |  | AG-5011-1812* | 1,8 | 1200 | 2,0 | TAK | 5 mm | 1,8mm x 3,21mm / 5,73mm3 | |
| | | AG-5011-1816* | | 1600 | | | | | |
| | | AG-5011-2316* | 2,3 | 2300 | 2,8/3,2 | | TAK | 7 mm | 2,3mm x 3,21 mm / 5,73mm3 |
| | | AG-5011-2323* | | 1600 | | | | | |
| | | AG-5021-2316 | | 1800 | | | | | |
| | | AG-5021-2318 | | 2300 | | | | | |
| | | AG-5021-2323 | | 1600 | | | | | |
| Gładkie z igłą |  | AG-5012-2316* | 2,3 | 1600 | 2,8/3,2 | TAK | 7 mm | 2,3mm x 3,21 mm / 5,73mm3 | |
| | | AG-50121-2323* | | 2300 | | | | | |
| | | AG-5022-2316 | | 1600 | | | 8 mm | 2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm3 | |
| | | AG-5022-2318 | | 1800 | | | | | |
| | | AG-5022-2323 | | 2300 | | | | | |
| Aligator |  | AG-5023-2316 | 2,3 | 1600 | 2,8/3,2 | TAK | 8 mm | 2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm3 | |
| | | AG-5023-2318 | | 1800 | | | | | |
| | | AG-5023-2323 | | 2300 | | | | | |
| Aligator z igłą |  | AG-5024-2316 | 2,3 | 1600 | 2,8/3,2 | TAK | 8 mm | 2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm3 | |
| | | AG-5024-2318 | | 1800 | | | | | |
| | | AG-5024-2323 | | 2300 | | | | | |
| JUMBO | | FB-CES-3023C | 3,0 | 2300 | 3,2 | | 9 mm | 3,0mm x 5,27mm / 10mm3 | |

Dodatkowe cechy:



- powleczone (PE)
- z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym
- kleszcze otwierają się zawsze, bez względu na sposób zagięcia
- numery katalogowe o początku AG-502 posiadają funkcję biopsji stycznych
- wszystkie kleszcze posiadają silikonową osłonkę na tyżeczkach kleszczy
- kleszcze dedykowane gastroscopii w powleczeniu koloru zielonego
- kleszcze dedykowane kolonoskopii w powleczeniu koloru niebieskiego
- sterylizowane metodą EO
- w zestawie 4 etykiety do dokumentacji (nr katalogowy, nr LOT, data ważności)
- opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Kleszcze chwytające



Pakiet 2 Poz. 9



| Model | | Nr katalogowy | Średnica mm | Długość mm | Średnica kanału roboczego mm | Powleczenie | Średnica rozwarcia ramion | Obrotowe |
|-------------|---|----------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Ząb szczura |  | AG-5039-2323 | 2,3 | 2300 | 2,8/3,2 | TAK | 8,3 mm | TAK |
| | | AG-50310-2323 | | | | | 17 mm | NIE |
| Aligator |  | FG-A-23-082300 | 2,3 | 2300 | 2,8/3,2 | TAK | 11 mm | NIE |

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.


Dodatkowe cechy:



- powleczenie PE
- pakowane pojedynczo
- w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności
- opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Pętle do polipektomii (druć pleciony)



Pakiet 2 Poz. 1.



| Model | | Średnica otwartej pętli mm | Nr katalogowy | Grubość mm | Długość mm |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|------------|
| Owalne |  | 6 mm soft* | L16CA242406A0 | 2,4 | 2400 |
| | | 10 | AG-5071-241023 | 2,4 | 2300 |
| | | 15 | AG-5071-241523 | 2,4 | 2300 |
| | | 25 | AG-5071-242523 | 2,4 | 2300 |
| | | 32 | AG-5071-243223 | 2,4 | 2300 |
| Owalne obrotowe |  | 10 | AG-5075-241023 | 2,4 | 2300 |
| | | 15 | AG-5075-241523 | 2,4 | 2300 |
| | | 25 | AG-5075-242523 | 2,4 | 2300 |
| | | 32 | AG-5075-243223 | 2,4 | 2300 |

Pętle z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie sterylne, ze skalowaną rękojeścią. Druć o średnicy: 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41 dla średnicy otwarcia 25 mm i 32 mm. Do współpracy z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Na każdym opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności).

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Pętla z workiem ekstrakcyjnym



Pakiet 2 Poz. 3

| Model | Średnica otwartej pętli mm | Nr katalogowy | Grubość mm | Średnica kanału roboczego mm | Długość mm |
|--|----------------------------|----------------|------------|------------------------------|------------|
| Owalna, obrotowa z nylonowym workiem siatkowym | 25 mm | FG-E-24-252300 | 2,4 | 2,8 | 2300 |
| | 35 mm | FG-E-24-352300 | 2,4 | 2,8 | 2300 |

Narzędzie przeznaczone do usuwania polipów oraz ciał obcych.

Siatka rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5 mm, z regulacją wysunięcia.

Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

www.camedica.eu



tel./fax 81 741 77 29/81 472 90 15

Igły do ostrzykiwań



Pakiet 1. Poz. 1.

Pakiet 2. Poz. 4.

| Model | | Grubość igły mm | Głębokość nakłucia mm | Nr katalogowy | Długość mm | Średnica cewnika mm |
|-------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| 21G |  | 0,8 | 4 | AG-5081-2416-2104 | 1600 | 2,4 |
| | | | | AG-5081-2423-2104 | 2300 | 2,4 |
| | | | 6 | AG-5081-2416-2106 | 1600 | 2,4 |
| | | | | AG-5081-2423-2106 | 2300 | 2,4 |
| 23G |  | 0,6 | 4 | AG-5082-2416-2304 | 1600 | 2,4 |
| | | | | AG-5082-2423-2304 | 2300 | 2,4 |
| | | | 6 | AG-5082-2416-2306 | 1600 | 2,4 |
| | | | | AG-5082-2423-2306 | 2300 | 2,4 |


Dodatkowe cechy:

- mechanizm długopisowy, charakterystyczne kliknięcie dla zablokowania igły,
- teflonowy cewnik, ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem,
- rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu,
- w zestawie 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności)

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Klipsownice hemostatyczne

Pakiet 2 Poz. 10



| Model/opis | Nr katalogowy | Średnica zewnętrzna mm | Rozwarcie ramion klipsa mm | Stopień zagięcia ramion klipsa | Długość mm | Obrotowa 360° |
|--|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Klipsownica z załadowanym do zestawu klipsem gotowym do użycia | AG-5104-2300-090/ AG-55501-2300-090-11 | 2,6 | 11 | 90° | 2300 | TAK |
| | AG-5104-2300-135/ AG-55501-2300-135-11 | 2,6 | 11 | 135° | 2300 | TAK |
| | AG-51044-2300-090-16/ AG-55501-2300-090-16 | 2,6 | 16 | 90° | 2300 | TAK |
| | AG-51044-2300-135-16/ AG-55501-2300-135-16 | 2,6 | 16 | 135° | 2300 | TAK |
| Klipsownica gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami zapakowanymi sterylnie | AG-55504-2300-090-11-2 | 2,6 | 11 | 90° | 2300 | TAK |
| | AG-55504-2300-135-16-2 | 2,6 | 16 | 135° | 2300 | TAK |

Dodatkowe cechy:


- możliwość wykonywania MRI u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu)
- możliwość wielokrotnego otwierania oraz zamykania ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem
- klips z ramieniem o długości 9 mm (dla rozwarcia 11 mm) oraz 9,5 mm (dla rozwarcia 16 mm)
- funkcja rotacji 1:1 w obu kierunkach
- uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu
- klipsownice pakowane pojedynczo sterylnie, w specjalny pancerz transportowy, w zestawie etykiety do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Zestaw do opaskowania żylaków przetyku

Pakiet 5 Poz. 1




| Model | | Średnica minimalna kanału mm | Nr katalogowy |
|-----------|--|------------------------------|---------------|
| 7-gumkowy |  | 9,3 | HM/105-7-A |

Zestaw do opaskowania żylaków przetyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo.

Opakowanie: 1 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Mycie endoskopów




| Model | Przeznaczenie | Średnica drutu prowadzącego mm | Średnica włosia strona lewa/strona prawa mm | Długość robocza mm | Średnica kanału roboczego mm | Nr katalogowy/opak. |
|---|--|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|
|  | Czyszczenie kanału endoskopu | 1,7 | 5 mm / 5 mm / z kulką, dł. wycioru 20 mm | 2300 | 2,8 | SDPC0194 100 szt. |
|  | Czyszczenie kanału endoskopu | 1,7 | 6 mm / 6 mm / z kulką | 2500 | 2,2-4,2 | CB06061725B 50 szt. |
|  | Czyszczenie kanału endoskopu | 1,7 | 5 mm / 10 mm / z kulką | 2300 | 2,8-4,2 | CB051017230B 50 szt. |
|  | Czyszczenie gniazd zaworów | - | 5 mm x 10 mm | 155 | | SDPC0193/ BS-V3-1005 100 szt. |
|  | Zestaw czyszczenie gniazd i kanału endoskopu | - | Szczotka do kanału 6mm/6mm Szczotka do gniazd 5/12 mm | Szczotka długa 2300 mm szczotka krótka 200 mm | 2,0-3,2 | AG-5651-1823-0302 |
|  | Zestaw czyszczenie gniazd i kanału endoskopu | - | Szczotka do kanału 6mm/6mm Szczotka do gniazd 5mm | Szczotka długa 2300 mm szczotka krótka 40 mm | 2,0-2,8 | AG-5651-1823-0303 |
|  | Gąbka do mycia endoskopu | - | długość 125mm, średnica 50mm | | | PT-01 |

Dodatkowe cechy:

- ze szczotkami w zestawie są 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności)

Produkty uzupełniające



| Nazwa | | Parametry | Nr katalogowy | Opakowanie / minimalne zamówienie |
|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| Ustnik gastroskopowy z paskiem jednorazowego użytku (z ochroniaczem zębów) |  55.5 Fr | 27 mm / 22 mm | SDPC0209* | 100 szt./1 szt. |
| Ustnik gastroskopowy z gumką tekstylną założoną po jednej stronie z otworami co 15 mm, plastikowe wypustki na wewnętrznej części |  | 27 mm / 22 mm Sterylizowany EO | MG-A2* | 100 szt./1 szt. |
| Ustnik pediatryczny, wstępnie założona gumka silikonowa, nie zawiera lateksu |  | 16 mm / 19 mm | EN10126K / MED/106/P | 100 szt. / 1 szt. |
| Ustnik gastroskopowy z paskiem i dostępem do tlenu jednorazowego użytku, bez lateksu |  66 Fr | 66 Fr | GAR044 | 100 szt./1 szt. |
| Korek endoskopowy do Olympus/Fujinon |  | - | GAR028S* | 100 szt./1 szt. |
| Korek endoskopowy do Pentax |  | - | GAR018S* | 100 szt./1 szt. |
| Pułapka 1-komorowa na ssak, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki |  | średnica zewnętrzna komory 30mm, długość drenu 125mm | GAR014* | 50 szt./1 szt. |
| Pułapka na polipy 5-komorowa, sitka połączone pierścieniem |  | silikonowa rurka 150 mm | PLTP* | 10 szt./1 szt. |

*pakowane pojedynczo, dołączone 4 etykiety do dokumentacji (nr kat. lot, data ważn., dane producenta)

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|
| <p>Marker endoskopowy węglowy, j.u., sterylny, opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock</p> |  | <p>Op. typu strzykawka luer lock 5 ml</p> | <p>Pakiet 11 Poz. 1</p> <p>TS-205</p> | <p>10 szt./1 szt.</p> |
| <p>Marker endoskopowy, j.u., sterylny, do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia różnego rodzaju zmian w przewodzie pokarmowym, skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna</p> |  | <p>Op. typu strzykawka luer lock 5 ml</p> | <p>TS-905</p> | <p>10 szt./1 szt.</p> |
| <p>Cewnik typu spray</p> |  | <p>Dł. 2300 mm, śr. 2,4 mm</p> | <p>Poz. 16. EN10174</p> | <p>10 szt./1 szt.</p> |
| <p>Jednorazowy śliniak z kieszenią</p> |  | <p>uniwersalny</p> | <p>Poz. 39.</p> | <p>50 szt.</p> |
| <p>Klapki włókninowe cienkie</p> |  | <p>28 x 12 cm, gramatura 90g/1m2</p> | <p>BT-003-W</p> | <p>50 par</p> |
| <p>Anoskop jednorazowy Heine</p> |  | <p>85/20 mm</p> | <p>E-03.19.911/ 19.925</p> | <p>25 szt./1 szt.</p> |

Pakiet 7 Poz. 1

Test ureazowy (helicobacter pylori) MOKRY 15 min opak. 50 szt.
Helico Aqua-TEST HA001T

