


## OASIS®

### Jednofazowy system do wprowadzania stentu

- Używany do endoskopowego umieszczania stentów w drogach żółciowych
- Wprowadzacz OASIS® jest kompatybilny ze stentami:
  - ST-2 Soehendra Tannenbaum
  - Cotton-Huibregtse
  - Cotton-Leung
- Posiada 4 cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm.
- Dostarczany sterylny.
- Przeznaczony do jednorazowego użytku.



Numer katalogowy	Średnica cewnika popychającego Fr	Średnica cewnika prowadzącego Fr	Długość cewnika prowadzącego cm	Średnica przewodnika cale	Minimalna średnica kanału roboczego mm
OA-8.5	8.5	5	205	0.035	3.2
OA-10	10	6	205	0.035	3.7
OA-11.5	11	6	205	0.035	4.2

Zalecany przewódnik Tracer Metro, sprzedawany oddzielnie.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiągalności, cenach, terminie dostawy i innych dostępnych rozmiarach.

Kompatybilny z ST-2 Soehendra Tannenbaum®, Cotton-Huibregtse® i Cotton-Leung®.

