




### Huibregtse®

Trójkanałowy sfinkterotom igłowy

Stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego wspólnego w przypadku, gdy zawiodły standardowe metody kaniulacji.


- Zagięcie „PreCurve” ułatwia ustawienie końcówki.
- Temperowany koniec dystalny.
- Oddzielny kanał do prowadnicy umożliwia przepłukiwanie niezależne od podawania kontrastu, co pozwala na łatwe wprowadzanie prowadnicy.
- Pakowany jałowo.
- Przeznaczony do jednorazowego użytku.



Numer katalogowy	Średnica cewnika Fr/mm	Długość cewnika cm	Kształt końcówki	Średnica przewodnika cale	Wysunięta igła mm
HPC-3	7.5-6.0/2.5-2.0	177	stożkowa	0.035	4.0 +/-2.0

Minimalna średnica kanału roboczego: 2.8 mm.

Przewód zasilania sprzedawany oddzielnie.



*Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiągalności, cenach, terminie dostawy i innych dostępnych rozmiarach.*

