




Wielostopniowy cieniodajny balon Tri-Ex®

Stosowany do endoskopowego usuwania złożeń żółciowych.


- Trzy osobne kanały pozwalają na podanie środka kontrastowego bez utrudniania poruszania przewodnikiem.
- Produkt dostarczany jałowy.
- Przeznaczony do jednorazowego użytku.




Numer katalogowy	Średnica cewnika Fr	Długość cewnika cm	Średnica balonu mm	Port iniekcyjny	Minimalna średnica kanału roboczego mm
TXR-8.5-12-15-A	7-5	200	8.5	Ponad balonem	2.8
			12		
			15		
TXR-8.5-12-15-B	7-5	200	8.5	Poniżej balonu	2.8
			12		
			15		
TXR-ME	6.6	275	8.5	Ponad balonem	3.2
			12		
			15		

Zalecany przewodnik 0,035 cala Tracer Metro – sprzedawany oddzielnie.

UWAGA: Produkt zawiera naturalny lateks, który może wywoływać reakcje alergiczne.




Porty



Strzykawka



Port iniekcyjny
powyżej balonu



Port iniekcyjny
poniżej balonu

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiągalności, cenach, terminie dostawy i innych dostępnych rozmiarach.

