

ARTROMOT®-K1

do stawu kolanowego i biodrowego

Zamiana dobrego na lepsze!

ARTROMOT®-K1 łączy w sobie najlepsze cechy sprawdzonego modelu ARTROMOT®-K2 z najnowszymi, zaawansowanymi technologiami.

ARTROMOT®-K1 został opracowany szczególnie z myślą o stosowaniu w praktyce klinicznej jak i wymagających warunkach opieki domowej / wypożyczalni.

Nowa konstrukcja **ARTROMOT®-K1** pozwala na dostosowanie szyny do jeszcze krótszych kończyn i rehabilitację dzieci.

ARTROMOT®-K1 steruje się w łatwy, intuicyjny sposób za pomocą pilota z logicznie opracowanymi ikonami i dużym wyświetlaczem.

Dane techniczne:

Wersje:

ARTROMOT®-K1 Classic
ARTROMOT®-K1 Standard
ARTROMOT®-K1 Standard chip
ARTROMOT®-K1 Comfort
ARTROMOT®-K1 Comfort chip

Zakresy ruchu:

Wyprost/Zgięcie w kolanie - 10° / 0° / 120°
Wyprost/Zgięcie w biodrze 0° / 7° / 115°

Funkcje wersji ARTROMOT®-K1 Classic:

Pauzy (w wyproście i zgięciu) 0 - 59 s / 1 - 59 min
Prędkość 5% - 100%
Blokada klawiatury zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii

Funkcje dodane do wersji ARTROMOT®-K1 Standard

Czas ćwiczenia 1 - 59 min / 1 - 24 h / praca ciągła
Pauzy (w wyproście i/lub w zgięciu) 0 - 59 s / 1 - 59 min
Autorewers przy oporze 1 - 25 poz.
Program rozgrzewki stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu
Łączny czas terapii zapis całkowitego czasu terapii pacjenta
Nowy pacjent zresetowanie ustawień pilota dla kolejnego pacjenta
Pozycja transportowa przygotowanie do zapakowania i transportu
Menu dla serwisu

Funkcje dodane do wersji ARTROMOT®-K1 Comfort

Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu) intensyfikacja ćwiczenia przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu
Stretching (prostowania lub zginania) delikatne rozszerzanie zakresu ruchu
Dokumentacja terapii zapis wyników ćwiczeń w formie wykresu
Elektrostymulacja optymalne połączenie ruchu CPM z elektrostymulacją
Program "workout" sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji comfort
Program comfort przygotowanie pacjenta do ćwiczenia po dłuższej przerwie pomiędzy sesjami

Funkcje dodane do ARTROMOT®-K1 z kartami chip

Karta Chip pacjenta zachowanie indywidualnych danych terapii pacjenta

Wymiary:

Masa: 11 kg
Wymiary zewnętrzne: 97 x 36 x 23 cm

Numery katalogowe:

ARTROMOT®-K1 Classic 80.00.045
ARTROMOT®-K1 Standard 80.00.040
ARTROMOT®-K1 Standard chip 80.00.041
ARTROMOT®-K1 Comfort 80.00.042
ARTROMOT®-K1 Comfort chip 80.00.043
Podstawa jezdna 80.00.055
Karta chip 0.0034.048
Przewód połączeniowy do elektrostymulacji 2.0037.024
FOCUS-Plus - stymulator NMES, TENS, HV 19.00.728E

ARTROMOT®-K1

do stawu kolanowego i biodrowego



ARTROMOT®-K1
comfort z kartą chip



Podstawa jezdna

Wskazania:

ARTROMOT-K1 jest przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawu kolanowego i biodrowego oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji.

Przykłady:

- artrotomie, artroskopie połączone z synovektomią, artrolizą lub innymi zabiegami wewnątrzstawowymi
- mobilizacja stawów w znieczuleniu zaopatrzone operacyjnie złamania i pseudoartrozy
- wszelkie operacje odtworzeniowe (z możliwością ćwiczeń)
- ingerencje tkanek miękkich w obrębie stawu
- patellektomie
- osteotomie
- meniscektomie
- endoprotezoplastyki kolana / biodra
- plastyki więzadeł krzyżowych
- operacje chrząstki stawowej
- przeszczepy autologicznych chondrocytów
- skręcenia i kontuzje stawu
- artroplastie włączając implantacje i wszczepienie endoprotez
- operacje nowotworowe w obrębie stawu
- operacje plastyczne na mięśniach
- zeszarałe zapalenia stawu



Pilot sterujący do
ARTROMOT-K1 classic
(z pokrętłami)



Pilot sterujący do
ARTROMOT-K1 standard
ARTROMOT-K1 comfort