

**FIAB**

**KARTA TECHNICZNA**

**CE**

**G004**  
**ŻEL W SPRAYU DO EKG**



Elektroprzewodzący żel w sprayu z działaniem higienicznym i odtłuszczającym. Doskonały do przygotowania skóry przed aplikacją elektrod jednorazowych. Nie oksyduje i nie pozostawia śladów na elektrodach.

Dzięki unikatowej kompozycji i zawartości substancji odtłuszczających i dezynfekujących pozwala na używanie elektrod wielorazowych bez konieczności częstego ich czyszczenia zwiększając w ten sposób ich żywotność oraz bezpieczeństwo higieniczne pacjentów.

**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

REF	G004
OPIS	Wysoko przewodzący żel do EKG
SKŁAD	Woda dejonizowana, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, kwas cytrynowy, chlorek benzalkoniowy, konserwanty
KONSERWANTY	Euxyl K 100 (alkohol benzylowy, metylo-chloroizotiazolinon, metyloizotiazolinon)
BARWNIKI	Bez barwników – przezroczysty
pH	6.0-8.0
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	Dyrektywa 93/42/EEC. Wyrób klasy I

**OPAKOWANIE**

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	Butelka 230ml
OPAKOWANIE SPRZEDAŻOWE	20 butelek w pudełku kartonowym
PRZECHOWYWANIE	Temperatura: +10°C ± +40°C – wilgotność względna: 30% ± 75%
WAŻNOŚĆ	24 miesiące od daty produkcji

**52500768BR4B**

**FIAB**

Via Costoli, 4 Viccio (Florence Italy)\* wszelkie prawa zastrzeżone  
Zarezerwowano prawo do udoskonażeń technicznych bez powiadomienia.