


## OPERO SET – Zestaw do chirurgii biodra I

nr referencyjny: W910500100\_2316



### opis produktu:

- 1 x czerwona **osłona na stół Mayo** 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x **serweta główna** o minimalnych wymiarach 240x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 20x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 x **kieszka jednokomorowa** na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 1 x **nieprzylepna serweta** 150x150cm,
- 1 x **nieprzylepna serweta** 75x90cm,
- 1 x **serweta przylepna** 180x300cm, przylepieć na dłuższym boku
- 1 x **osłona na kończynę** 35x120cm,
- 6 x włókninowych **taśm samoprzylepnych** 9x50cm,
- 2 x **ręczniki celulozowe** wzmacniane nitką 30x40cm

### materiał:

<b>Serweta główna</b>	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m <sup>2</sup>
<b>Serwety chirurgiczne</b>	Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m <sup>2</sup>
<b>Serweta na stół instrumentariuszki</b>	Folia piaskowana PE 50g/m <sup>2</sup> + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m <sup>2</sup>
<b>Osłona na stół Mayo</b>	Folia PE 0,065mm + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 40 g/m <sup>2</sup>

### dostępne kolory:

niebieski

**sposób pakowania:**

**5 zestawów** w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

- zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatności, datę produkcji. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku rozkładania serwet.

**klasyfikacja produktu:**

Wyrób Medyczny Klasy Is

**rejestracja:**

deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej CE 0123

**sterylizacja:**

tlenek etylenu

**producent:**

Cobes Industries Co. Ltd

**instrukcje użytkowania i przechowywania:**

Jałowe opakowanie typu „folia-papier” otworzyć wzdłuż krótszego boku, rozerwać taśmę łączącą brzegi serwety, w którą zawinięty jest zestaw, rozłożyć serwetę na stolik-instrumentarium, rozłożyć zestaw na stoliku, obłożyć stolik Mayo i pacjenta we właściwy sposób. Przechowywać w wentylowanych, suchych i czystych pomieszczeniach, z dala od promieni słonecznych.

**nr. referencyjne:**

W910500100\_2316

**zgodność z normą:**

EN ISO 13485, ISO 14001, EN ISO 14971+A11, EN ISO 15223-1, EN 13795-1, ASTM F1980, EN 62366-1, EN ISO 20417, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-12

**Sprawozdanie z badań zgodnych z EN 13795-1:2019:**

Odporność na przenikanie cieczy	240,7cm H <sub>2</sub> O
Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro)	344,8 kPa / 206,9 kPa
Odporność na penetrację mikrobiologiczną – na sucho	1.1 CFU
Odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro	6.0 I <sub>B</sub>
Czystość mikrobiologiczna	8.0 CFU/100cm <sup>2</sup>
Uwalnianie cząstek	2,48 Log <sub>10</sub> (liczba nitek)
Wytrzymałość na rozciąganie (na sucho)/(na mokro)	168N / 44,3N