

Klercide™

70/30 Sterile Alcohol

Sterylny, wolny od przetrwalników alkohol (70/30 v/v), zarówno IPA jak i denaturowany lub farmaceutyczny etanol rozcieńczony w wodzie do iniekcji (wg Ph. Eur.).

Korzyści

■ Produkt wysokiej jakości

Wszystkie trzy rodzaje alkoholi rozcieńczone są w najwyższej jakości wodzie do iniekcji (wg Farmakopei Europejskiej), z gwarantowanym poziomem endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Pakowane są w potrójne worki foliowe w celu łatwego transportu do pomieszczeń czystych o klasie A i B oraz sterylizowane radiacyjnie w celu zapewnienia sterylnego, wolnego od form przetrwalnikowych produktu.

■ Szeroki wybór opakowań

Do wyboru szeroka oferta butelek ze spryskiwaczem o pojemnościach od 500 ml do 4 litrów, opakowanie aerosolowe oraz kanistry z zakrętką, zawierające gotowy do użycia alkohol. Specjalny rodzaj spryskiwacza obniża ryzyko inhalacji alkoholu.

■ Gwarantowana sterylność w trakcie stosowania

Zastosowany w butelkach ze spryskiwaczem system SteriShield Delivery został zwalidowany w celu potwierdzenia gwarancji sterylności podczas stosowania w ciągu trzech miesięcy – nie ma zatem konieczności wyrzucania niewykorzystanego preparatu. Preparat dozowany z opakowania aerosolowego został również zwalidowany pod kątem potwierdzenia gwarancji sterylności w czasie trzech miesięcy stosowania.

■ Optymalne pokrycie powierzchni

Szeroki wybór opakowań pozwala użytkownikowi na dobór najbardziej optymalnej metody aplikacji, od mgły aerosolowej do strumienia z regulowanego spryskiwacza, którym można również zwilżyć chusteczki, co minimalizuje wdychanie preparatu.



Opis

Klercide 70/30 IPA jest roztworem 70% alkoholu izopropylowego w wodzie do iniekcji. Klercide 70/30 Denatured Ethanol to roztwór 70% denaturowanego etanolu w wodzie do iniekcji. Klercide 70/30 Pharma Ethanol to roztwór 70% etanolu denaturowanego alkoholem izopropylowym, co zapewnia produkt pozostawiający niewielkie ilości pozostałości. Dla wszystkich produktów gwarantowany poziom endotoksyn jest mniejszy niż 0,25 jedn./ml.

Roztwory alkoholi filtrowane są na filtrach 0,2 mikrona, pakowane w potrójne worki foliowe w komorze laminarnej o klasie A (ISO class 5), pomieszczeniu czystym o klasie C (ISO Class 7), a następnie poddawane procesowi zwalidowanej sterylizacji radiacyjnej dawką nie mniejszą niż 25 kGy.

Wszystkie opakowania ze spryskiwaczem wyposażone są w opatentowany system SteriShield Delivery oraz regulowany spryskiwacz. Wyjątkowy sposób funkcjonowania systemu SteriShield Delivery jako systemu zamkniętego gwarantuje, że zawartość opakowania pozostaje sterylna w trakcie używania.

Sposób użycia

Produkty są gotowe do użycia, więc mogą być bezpośrednio rozpylane na powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji. Zawsze należy się upewnić, że cała powierzchnia pozostaje w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów zalecane jest przetarcie powierzchni, tak aby fizycznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Walidacja

Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 oraz Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym.

Pozytywne wyniki badań normy EN 1276 pod kątem skuteczności bakteriobójczej oraz normy EN 1650 pod kątem skuteczności grzybobójczej.

Do każdej serii produktu załączone są certyfikaty analityczne, sterylizacji radiacyjnej oraz ilościowego badania zawartości endotoksyn na poziomie <0,25 jedn./ml.

Poziom endotoksyn został przebadany metodą zatwierdzoną przez Farmakopeę.

Okres ważności dla butelek ze spryskiwaczem i kanistrów wynosi 2 lata, a dla aerozoli – 3 lata od daty produkcji.

Pełna dokumentacja dotycząca produktów dostępna jest na życzenie.

Opakowania handlowe

KOD	STARY KOD	JĘZYKI NA ETYKIECIE	OPIS	JAKOŚĆ WODY	STERYLNY / FILTROWANY	OPAKOW.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
3078310	3049920	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	500 ml	12 butelek x 0,5 l
3078320	3049950	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	5,0 litrów	4 butelki x 5,0 l
3078330	3049930	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l
3078340	3035430	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	5,0 litrów	4 butelki x 5,0 l
3078350	3035410	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	4,0 litry	4 butelki x 4,0 l
3078360	3035390	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l
3078370	3035370	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol	WDI	Sterylny	500 ml	12 butelek x 0,5 l
3078380	3033650	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 Denatured Ethanol Aerosol	WDI	Sterylny	360 ml	24 puszki x 360 ml
3078390	3049960	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Denatured Ethanol Aerosol	WDI	Sterylny	360 ml	24 puszki x 360 ml
KOD	STARY KOD	JĘZYKI NA ETYKIECIE	OPIS	JAKOŚĆ WODY	STERYLNY / FILTROWANY	OPAKOW.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
3078490	3049970	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	500 ml	12 butelek x 0,5 l
3078500	3050000	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	5,0 litrów	4 butelki x 5,0 l
3078510	3035440	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	5,0 litrów	4 butelki x 5,0 l
3078520	3035420	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	4,0 litry	4 butelki x 4,0 l
3078530	3049980	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l
3078540	3035400	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l
3078560	3035380	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA	WDI	Sterylny	500 ml	12 butelek x 0,5 l
3078550	3050930	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA Aerosol	WDI	Sterylny	360 ml	24 puszki x 360 ml
3078580	3033660	GB;DE;FR;IT;ES;NL	Klercide 70/30 IPA Aerosol	WDI	Sterylny	360 ml	24 puszki x 360 ml
3078590	3050010	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 IPA Aerosol	WDI	Sterylny	360 ml	24 puszki x 360 ml
KOD	STARY KOD	JĘZYKI NA ETYKIECIE	OPIS	JAKOŚĆ WODY	STERYLNY / FILTROWANY	OPAKOW.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY
3078610	3056310	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	4,0 litry	4 butelki x 4,0 l
3078620	3035460	DE;FR;NL	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	4,0 litry	4 butelki x 4,0 l
3082540	3035460	GB;IT;ES	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	4,0 litry	4 butelki x 4,0 l
3078630	3035470	DE;FR;NL	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	5,0 litrów	4 butelki x 5,0 l
3082550	3035470	GB;IT;ES	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	5,0 litrów	4 butelki x 5,0 l
3078640	3035450	DE;FR;NL	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l
3082560	3035450	GB;IT;ES	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l
3078650	3055570	GB;SE;NO;FI;PL;DK	Klercide 70/30 Pharma Ethanol	WDI	Sterylny	1,0 litr	6 butelek x 1,0 l

Stosuj produkty biobójcze bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj informacje zawarte na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.

Blizsze informacje można uzyskać pod adresem infoc@ecolab.com lub na stronie www.ecolabcc.com