


Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego

WYTWÓRCA:	Bicakcilar (Turcja)			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none">do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego bez kontroli siły ssania			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">pojemnik 10ml lub 40ml do gromadzenia wydzieliny i śluzu za pomocą dowolnego urządzenia odsysającegoprzezroczysty pojemnik pozwala na obserwację wydzielinyskalowanie: co 0,5ml (pojemnik 10ml), co 1ml (pojemnik 40ml)dwa łączniki: żeński (lejek) i męski (stożek), umożliwiające połączenie z dowolnym źródłem ssaniadotychczasowa nakrętka zapewnia szczelne zamknięcie pojemnika po pobraniu wydzielinysamooprzylepna etykieta informacyjnajałowy, opakowanie folia/papier			
ROZMIAR I KOD:	KOD	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	187 2101 1 187 4001 1	10ml 40ml	1 sztuka	50 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar (Turcja)			