

Dotyczy pakietu 7 poz 1

SenSura® sprzęt 1-częściowy

SenSura. Zaprojektowana dla życia.

SenSura sprzęt 1-częściowy gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i dyskrecję. Unikalny dwuwarstwowy przylepiec jest na stałe połączony z workiem. Aby zmienić worek, należy go zdjąć ze skóry i założyć nowy.

Bezpieczeństwo przylepca dwuwarstwowego

SenSura to wyjątkowa elastyczność, natychmiastowa przylepność, optymalne wchłanianie, duża odporność na wymywanie i łatwość zdejmowania.

Wszystkie te cechy zaspokajają najważniejszą potrzebę osoby ze stomią – potrzebę poczucia bezpieczeństwa.

Worki stomijne 1-częściowe są dyskretne i przyjazne dla skóry.

Są one dostępne w wersji przezroczystej lub cielistej.



SenSura sprzęt
1-częściowy



Worek zamknięty z okienkiem

Worek zamknięty jest stosowany przez osoby z kolostomią. Okienko daje możliwość bezpośredniej kontroli stanu przylepca oraz treści jelitowej i sprawia, że łatwiej i szybciej można przymocować go do skóry. Dostępny jest w wersji cielistej z przylepkiem płaskim lub wypukłym (convex light).



Worek otwarty z ujściem Hide-away zapinanym na rzepy

SenSura worek 1-częściowy otwarty przeznaczony jest dla osób z ileostomią, ale mogą go również używać osoby z kolostomią. Specjalne ujście zapinane na rzepy pozwala na jego częste opróżnianie. Worek z okienkiem umożliwia dodatkowo schowanie ujścia. Dostępny jest w wersji przezroczystej lub cielistej, z przylepkiem płaskim lub wypukłym (convex light).



Worek urostomijny


SenSura sprzęt 1-częściowy urostomijny jest dedykowany osobom z urostomią. Występuje w wersji przezroczystej lub cielistej. Ujście z kurkiem pozwala na jego częste opróżnianie. Worek 1-częściowy jest dostępny z przylepkiem płaskim lub wypukłym (convex light) w dwóch rozmiarach worka: maxi i midi.

Worek Multichamber – to doskonałe przyleganie do ciała i płaski kształt, redukcja odgłosów pluskania, chowany kurek. Worek jest wielokomorowy, co pozwala zachować dodatkową dyskrecję.







Asortyment sprzętu 1-częściowego SenSura

Worki SenSura zamknięte – sprzęt 1-częściowy




	nazwa	max. otwór/ rozmiar stomii (mm)	pojemność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	cielisty
	SenSura worek stomijny, Maxi	10-76	500	30	154700	-
	SenSura worek stomijny, Maxi	10-76	500	30	-	154800
	SenSura worek stomijny, Maxi	10-76	500	30	-	150300*
	SenSura Convex Light worek stomijny, Maxi	15-43	500	10	-	150710*

Worki SenSura otwarte – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojemność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	cielisty
	SenSura worek stomijny z ujściem Hide-away i zamknięciem na rzepy, Maxi	10-76	650	30	155700	155800
	SenSura worek stomijny z ujściem Hide-away i zamknięciem na rzepy, Maxi	10-76	650	30	-	152810*
	SenSura Convex Light worek stomijny z ujściem Hide-away i zamknięciem na rzepy, Maxi	15-43	650	10	-	152090*
	SenSura Xpro Convex Deep worek stomijny, Maxi	15-43	650	10	-	112780*

* worki z okienkiem

Asortyment sprzętu 1-częściowego SenSura

Worki SenSura urostomijne – sprzęt 1-częściowy						
	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	cielisty
	SenSura worek urostomijny, Midi	10-66	330	30	118030	118010
	SenSura worek urostomijny, Maxi	10-76	400	30	118040	-
					-	118020
	SenSura Convex Light worek urostomijny, Maxi	15-33	400	10	118140	118110
		15-43	400	10	118150	118120

SenSura® sprzęt 2-częściowy

SenSura. Zaprojektowana dla życia.

Bezpieczeństwo łączenia z zameczkiem Click

SenSura Click to połączenie SenSura ze sprawdzonym systemem łączenia worka z płytką – zameczkiem Click. Osobie ze stomią oferuje wyjątkowe poczucie pewności. Wyraźnie słyszalne kliknięcie zameczka oznacza, że worek został bezpiecznie i poprawnie połączony z płytką.

Worek można zmieniać częściej, niż płytkę. Użytkownik ma do wyboru kilka rodzajów płytek stomijnych.



Płytki stomijne SenSura



płytki stomijna SenSura
– wersja podstawowa
– dla wszystkich rodzajów stomii (kolostomia, ileostomia, urostomia)



płytki stomijna SenSura Xpro dla specjalnej ochrony przed działaniem treści jelitowej



płytki stomijna SenSura Convex Light dla stomii płaskich, wklęsłych i z nierównościami skóry (wypukłość 4,7 mm)



płytki stomijna SenSura Xpro Convex Light dla stomii płaskich, wklęsłych i z nierównościami skóry oraz dla specjalnej ochrony przed działaniem treści jelitowej (wypukłość 4,7 mm)



płytki stomijna SenSura Xpro Convex Deep dla stomii głęboko wklęsłych i z nierównościami skóry, w połączeniu z większą odpornością na wymywanie i większą siłą przylegania (wypukłość 6,7 mm)

Worek otwarty z ujściem Hide-away zapinany na rzepy

Worek SenSura Click 2-częściowy otwarty dedykowany jest osobom z ileostomią. Jest też często używany przez osoby z kolostomią. Specjalne ujście umożliwia łatwiejsze opróżnianie worka. Dostępny w wersji przezroczystej lub cielistej.



Worek urostomijny

SenSura Click sprzęt 2-częściowy urostomijny jest dedykowany przede wszystkim osobom z urostomią. Zawór antyzwrotny zapobiega cofaniu się moczu do stomii. Miękki schowek ujścia worka jest łatwy w użyciu i może być schowany, gdy nie jest używany. Zapewnia to większy komfort i dyskrecję. Dostępny w dwóch rozmiarach, w wersji przezroczystej lub cielistej.

Worek zamknięty

Worek SenSura Click – sprzęt 2-częściowy zamknięty dedykowany jest głównie osobom z kolostomią. Jest on dostępny w wersji przezroczystej lub cielistej.



Asortyment sprzętu 2-częściowego

SenSura Click/Xpro dla kolostomii, ileostomii i urostomii

Płytki SenSura Click – system 2-częściowy				
	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	ilość w opak.	numer kat.
	SenSura Click płytka stomijna	40/10-35	5	100110
		50/10-45	5	100210
		60/10-55	5	100310
		70/10-65	5	100410
	SenSura Click Convex Light płytka stomijna	40/15-23	5	110110
		50/15-33	5	110210
		60/15-43	5	110310
		70/15-53	5	110410
Płytki SenSura Click Xpro – system 2-częściowy				
	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	ilość w opak.	numer kat.
	SenSura Click Xpro płytka stomijna	40/10-35	5	100150
		50/10-45	5	100250
		60/10-55	5	100350
		70/10-65	5	100450
	SenSura Click Xpro Convex Light płytka stomijna	40/15-23	5	110150
		50/15-33	5	110250
		60/15-43	5	110350
		70/15-53	5	110450
	SenSura Click Xpro Convex Deep płytka stomijna	40/15-23	5	112710
		50/15-33	5	112730
		60/15-43	5	112750

Worki SenSura Click zamknięte – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	poj. (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	cielisty
	SenSura Click worek stomijny, Maxi	40	550	30	101840	101640
		50	550	30	101850	101650
		60	550	30	101860	101660
		70	550	30	101870	101670




Worki SenSura Click otwarte – sprzęt 2-częściowy



	nazwa	rozmiar (mm)	poj. (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	cielisty
	SenSura Click worek stomijny, Maxi	40	650	30	103840	103640
		50	650	30	103850	103650
		60	650	30	103860	103660
		70	650	30	103870	103670

Worki SenSura Click urostomijne – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	ilość w opak.	numer katalogowy	
					przezroczysty	cielisty
	SenSura Click worek urostomijny, Midi	40	430	30	118510	118410
		50	380	30	118520	118420
	SenSura Click worek urostomijny, Maxi	40	550	30	118540	118440
		50	480	30	118550	118450
		60	460	30	118560	118460

Asortyment sprzętu 2-częściowego Alterna

Płytki Alterna – sprzęt 2-częściowy				
	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	ilość w opak.	numer katalogowy
	Alterna płytki do dłuższego noszenia	40/10-35	5	017700
		50/10-45	5	017750
		60/10-55	5	017800
	Alterna Extra płytki, z uszkami do paska, do docięcia	40/10-35	5	028310
		50/10-45	5	028320
		60/10-55	5	028330
	Alterna Convex płytki, do docięcia	50/15-33	4	467590
		60/15-43	4	467690

Worki Alterna – sprzęt 2-częściowy					
	nazwa	rozmiar (mm)	ilość w opak.	numer katalogowy	
				przezroczysty	cielisty
	Alterna worek kolostomijny, Maxi	40	30	-	016810
		50	30	-	016820
		60	30	-	016830
	Alterna worek ileostomijny z ujściem Hide-away i zamknięciem na rzepy, Maxi	40	30	139740	139840
		50	30	139750	139850
		60	30	139760	139860