

BONEWAX[®]

sterylny wosk kostny



**Wosk kostny 3-składnikowy.
Tamowanie krwawienia z powłok kostnych.**

Wosk kostny **BONEWAX®** został tak zaprojektowany, aby zapewnić szybkie, tamowanie krwawienia w tkance kostnej.

BONEWAX® jest kompozycją trzech wysokiej jakości składników:

- | wosku pszczelego,
- | parafiny,
- | palmitynianu izopropylu.

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Wystarczy rozgrzać go w dłoniach chwilę przed nałożeniem.

Wosk kostny **BONEWAX®** zapewnia miejscowe tamowanie krwawienia dzięki działaniu jako bariera mechaniczna (tampon). Nie ma działania biochemicznego.

ZASTOSOWANIE

Wosk kostny Bonewax jest polecany do wielu procedur chirurgicznych w:

- | traumatologii,
- | ortopedii,
- | operacjach klatki piersiowej,
- | neurochirurgii,
- | chirurgii szczękowo-twarzowej,
- | chirurgii ogólnej,
- | chirurgii plastycznej.

BEZPIECZEŃSTWO I KORZYŚCI

- | Łatwe i wygodne otwieranie opakowania umożliwiające natychmiastową aplikację.
- | Łatwe formowanie i nakładanie oraz skuteczne usuwanie nadmiaru wosku dzięki miękkiej i plastycznej strukturze.
- | Szybkie tamowanie krwawienia w przeciągu kilku minut.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

CODE	DESCRIPTION	UNITS
BW25	BONEWAX® 2,5g	Box of 12



Promedica Toruń Sp. z o.o.,
87-100 Toruń, POLAND
Tel./Fax: +48 56 62 30 112
www.promedica.torun.pl

BONEWAX® - registered trade mark by
Promedica Toruń, Poland



Healthium Medtech Limited
#472-D, 13th Cross, 4th Phase,
Peenya Industrial Area, Bangalore,
Karnataka-560058, India
Email: care@healthiummedtech.com
Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2021/000367



MEDDEVICES LIFESCIENCES B V
Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG
Amsterdam, Netherlands
Email: info@meddevices.net
Phone: +31-202254558.