




ONCOERA

Adaptory do strzykawk

Adapter	Numer katalogowy	Łącznik obrotowy	Sposób łączenia	Charakterystyka
	SF201	-	Możliwość odłączenia	Po podłączeniu do strzykawki tworzy z niej system zamknięty. Istnieje możliwości ponownego odkręcenia od strzykawki. Umieszczony na końcu drenu infuzyjnego pozwala na przerwanie i odłączenie leku cytostatycznego bez ryzyka wycieku.
	SF401	✓	Na stałe	Po podłączeniu do strzykawki tworzy z nią system zamknięty. Brak możliwości ponownego odkręcenia od strzykawki.
	IV003	-	Możliwość odłączenia	Umożliwia szybkie i bezpieczne przenoszenie leku między strzykawkami luer-lock (łącznik). Jednorazowy, sterylny. Niewielka objętość wypełnienia. Opakowanie jednostkowe papier/folia