

Dystrybutor w Polsce:

GESPAR

*Pharma
sensitive*

sicell
baby and adult diapers

Pieluchomajtki dla dorosłych PHARMA SENSITIVE mają zastosowanie przy średnim, ciężkim i najcięższym stopniu nietrzymaniu moczu i nietrzymaniu kału. Przeznaczone są zarówno dla osób poruszających się jak i obłożnie chorych. Są wykonane z najwyższej jakości laminatu oddychającego (materiału wielowarstwowego), który zapewnia cyrkulację powietrza i pary wodnej na całej powierzchni oraz nieprześlakliwość produktu.



Perfekcyjne dopasowanie.

Anatomicznie ukształtowany celulozowy wkład chłonny, dwa elastyczne ściągacze w talii niepowodujące otarć ani podrażnień umiejscowione z przodu i z tyłu, jak również falbanki i elastyczne ściągacze pachwinowe gwarantują idealne dopasowanie do ciała.

Zabezpieczenie przed wyciekami bocznymi w postaci elastycznych falbanek (barierek) z włókniny hydrofobowej wywijających się na zewnątrz wkładu chłonnego.

Wygodne i trwałe dwie pary elastycznych przylepcorzepów wielokrotnego zapinania i odpinania, z wbudowanym elementem rozciągliwym (z wyjątkiem L Maxi) o rozciągliwości co najmniej 15 mm czynią użytkowanie praktycznym i szybkim. Przylepcorzepy można zapiąć i odpiąć więcej niż dwukrotnie.

Pewna ochrona. Koniec z uczuciem wilgoci.

Hydrofilowa włóknina wyścielająca, podwójny wkład chłonny z czystej celulozy z dodatkiem polimerów o dużej chłonności (superabsorbentu) oraz dodatkowa włókninowa warstwa rozprowadzająco-chłonna ADL (Acquisition & Distribution Layer) zapewniają maksymalną ochronę. Odpowiednie wykonanie pieluchomajtek zabezpiecza wkład chłonny przed przesuwaniem się oraz deformacją pod wpływem moczu.

Nigdy więcej podrażnień.

Cyrkulacja powietrza i pary wodnej na całej powierzchni produktu, przeciwalergiczne i delikatne, dermatologicznie przebadane materiały zapobiegają powstaniu podrażnień skórnych. Produkt wolny od lateksu i ftalanów. Celuloza bielona metodą tlenową.

Kontrola nieprzyjemnych zapachów.

Pieluchomajtki wyposażone są w system utrzymujący mocz z dala od skóry oraz zapobiegający tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.

Łatwość w użytkowaniu:

Instrukcja na opakowaniu demonstruje jak prawidłowo założyć pieluchę.

Miły, delikatny, nieszeleszczący materiał ułatwia zakładanie i użytkowanie produktu zapewniając przy tym dyskrecję. Pieluchomajtki są wyposażone w podłużny cyfrowo literowy wskaźnik wilgotności barwy niebieskiej informujący o konieczności zmiany produktu poprzez blednięcie, rozplywanie się i zanikanie w miarę napełniania moczem. Czytelne oznakowanie rozmiaru i poziomu chłonności na każdym pojedynczym produkcie ułatwia szybkie zidentyfikowanie produktu, szczególnie w przypadku używania pieluchomajtek o różnej chłonności ze względu na porę dzienną lub nocną i inne potrzeby.

SPOSÓB PAKOWANIA I CHŁONNOŚĆ wg ISO 11948-1

Rozmiar	Poziom chłonności	Chłonność nie mniej niż (g)	Opakowanie (szt.)	Karton (op.)	Liczba szt. w kartonie	Nr artykułu producenta	Symbol Gespar
S	Extra	1650	15	6	90	30537	SE
	Super	2100	20	5	100	30413	SS
M	Plus	2400	15	6	90	30539	MP
	Extra	2600	15	6	90	30540	ME
	Super	2900	15	6	90	30541	MS
	Maxi	3710	15	6	90	30542	MM
L	Plus	2600	15	6	90	30543	LP
	Extra	3200	15	6	90	30544	LE
	Super	3450	15	6	90	30545	LS
	Maxi	4000	15	6	90	30546	LM
XL	Extra	3400	15	6	90	30547	XLE

Zad. 16

Każde opakowanie posiada m.in. informację o liczbie sztuk, rozmiarze (kolor i symbol słowny i cyfrowy), poziomie chłonności (symbol, kolor, kropelki), obwodzie i wadze pacjenta. Wyrób medyczny I Klasy, bez funkcji pomiarowej, niesterylny, jednorazowego użycia.

	Chłonność	Dostępne rozmiary	Przeznaczone dla osób	
Plus	●●●●●●●●●●	M, L	🧑 🛏	
Extra	●●●●●●●●●●	S, M, L, XL	🧑 🛏	
Super	●●●●●●●●●●	S, M, L, XL	🧑 🛏	
Maxi	●●●●●●●●●●	M, L	🧑 🛏	

	Small	Medium	Large	X-Large	
Obwód	55-80 cm	75-110 cm	100-150 cm	130-170 cm	
Waga	poniżej 60 kg	55-75 kg	powyżej 75 kg	powyżej 85 kg	

Emisja: IX-2023 r.

Producent: Sicell S.p.A. 45024 Fiesso Umbertiano, Włochy