



IMPORTER

"Medilab" Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 6c,
03-371 Warszawa

www.medilab-warszawa.pl | biuro@medilab.warszawa.pl | tel.: 22 811 03 22

**ŻEL NAWILŻAJĄCY
Z LIDOKAINĄ**

OneGel

ŻEL NAWILŻAJĄCY Z LIDOKAINĄ (Sterylny)

OBSZAR STOSOWANIA

- ONEGEL to sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel stosowany do nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych podczas procedur takich jak cewnikowanie, badania endoskopowe czy cystoskopia.
- Może być również stosowany do aplikacji doodbytniczych jako środek nawilżający.
- Najważniejszą funkcją żelu jest tworzenie warstwy nawilżającej pomiędzy cewnikiem lub innym wyrobem medycznym a błoną śluzową cewki moczowej, odbytu i okrężnicy.



CECHY PRODUKTU

- Jednorazowego użytku, sterylny.
- Łatwy w użyciu dzięki strzykawce i aplikatorowi harmonijkowemu.
- Eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanki.
- Zawiera antyseptyczny glukonian chlorheksydyny eliminujący ryzyko infekcji.
- Zawiera chlorowoderek lidokainy, który jest miejscowym środkiem znieczulającym.
- Zapewnia bezbolesne cewnikowanie.
- Dzięki właściwościom nawilżającym zapewnianym przez hydroksyetylocelulozę minimalizuje spastyczność i dyskomfort wywołany badaniem.



Lidokaina Znieczulający Antyseptyczny

	ONEGEL 6 ML	ONEGEL 11 ML	ONEGEL 12,5 GR
Nr Katalogowy	KAF G27-6	KAF G27-11	KAF G27-12,5
Postać	Strzykawka	Strzykawka	Aplikator harmonijkowy
GMDN	37717	37717	37717
Op. zbiorcze	25 x 6 ml	25 x 11 ml	25 x 12,5 gr



SPOSÓB UŻYCIA

- Wyjąć strzykawkę/aplikator harmonijkowy (6 ml/11 ml/12,5 g) odrywając sterylne opakowanie.
- Usunąć korek z końca strzykawki/aplikatora harmonijkowego.
- Wcisnąć kroplę żelu ze strzykawki/aplikatora harmonijkowego aby ułatwić aplikację do cewki moczowej.
- Po umieszczeniu końcówki strzykawki/aplikatora w pożądanym obszarze, delikatnie wycisnąć zawartość naciskając tłok strzykawki/aplikatora harmonijkowego do momentu wycucia oporu.
- W celu osiągnięcia pełnego działania znieczulającego oraz antyseptycznego odczekać 5-10 minut od momentu aplikacji.



SKŁAD

- Woda oczyszczona.
- Glikol propylenowy.
- Hydroksyetyloceluloza (efekt nawilżający).
- Chlorowoderek lidokainy 2% (miejscowy środek znieczulający).
- Glukonian chlorheksydyny - stężenie 20% (antyseptyczny).
- Hydroksybenzoesan metylu (konserwant).
- Hydroksybenzoesan propylu (konserwant).



93 / 42 / EEC
Wyrób medyczny kl. III

STERILE