

Łyżki światłowodowe, fiberoskopowe do laryngoskopów

Rüsch Safeview, Teleflex Medical

Jednorazowa pakowana pojedynczo w opakowanie folia - folia, wyraźnie oznaczona data ważności, data produkcji, LOT, REF, instrukcja założenia łyżki na rękojeść (język obrazkowy) oraz rozmiar i rodzaj łyżki, opakowanie otwierane za pomocą jednej ręki po perforacji biegnącej w całości wzdłuż dłuższego boku, wykonana z lekkiego stopu metalu, nieodkształcająca się, atraumatyczna, światłowód idealnie przekazujący światło z rękojeści, obsadzony w zielonej ramce, wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, nie osłonięty, posiadająca zatrzask stalowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści,

Mac 1 - 670150-100003

Mac 1 - 670150-100010

Miller 00 - 670185-100002

Mac 2 - 670150-100020

Miller 0 - 670185-100003

Mac 3 - 670150-100030

Miller 1 - 670185-100010

Mac 4 - 670150-100040

Łyżki Rüsch™ Safeview



- Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej, przez co praca z nimi przypomina posługiwanie się metalową łyżką przeznaczoną do użytku wielokrotnego
- Ścięta końcówka łyżki ogranicza ryzyko wystąpienia urazu u pacjenta
- Bardzo dobre parametry transmisji światła zapewniają wyraźne uwidocznienie anatomii pacjenta dzięki doskonałemu kontrastowi i białemu światłu

Łyżka laryngoskopowa Rüsch™ Safeview jednorazowa, do laryngoskopu światłowodowego

REF.	OPIS	ZAMAWIANY ROZMIAR	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM)*	SZEROKOŚĆ CZĘŚCI DYSTALNEJ (MM)	IŁOŚĆ
670150	• Macintosh • Jednorazowego użytku	0	81	11,0	10
		1	90	11,0	
		2	100	12,5	
		3	130	14,5	
		4	155	14,5	
		5	175	15,0	
670185	• Miller • Do użytku jednorazowego	00	65	10,0	10
		0	79	10,0	
		1	105	12,0	
		2	157	12,0	
		3	180	12,0	
		4	208	14,0	

SIEDZIBA GŁÓWNA TELEFLEX EMEA, IRLANDIA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
telefon +353 (0)9 06 46 08 00 · fax +353 (0)14 37 07 73

VISIT US ONLINE TO LEARN MORE ABOUT TELEFLEX
AIRWAY MANAGEMENT PRODUCTS:

- HudsonRCI.com
- MyRusch.com
- Teleflex.com/Airways
- Teleflex.com/Laryngoscopes

Hudson RCI and Teleflex are registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates.
©2012 Teleflex Incorporated. 2012-1134

Teleflex Polska Sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 16 A
02-092 Warszawa

Phone: +48 22 462 40 32 Fax: +48 22 485 32 22

Teleflex®