

Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych



Przeznaczenie : Bezpiecznie i skutecznie czyści końcówki elektrochirurgiczne, wyposażony jest w silnie przylepną stronę tylną, radiocieniodajny.

Przy	zamówieniaOpis
300-50CE Cardinal	Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych, sterylny

Materiały produkcyjne

Czyścik do elektrod
elektrochirurgicznych

Klej: Pianka akrylowa klasy
medycznej: Poliester / poliuretan
Nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich Wierzch: ziarno
Ścierne : Tlenek glinu

Wkładka antyprzepuszczalna

Loparex , silikon

Opakowanie

Szczegóły specyfikacji	
Materiał	Opakowanie foliowe/Tyvek, pudełko z tektury falistej
Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.)	35,6 cm x 27,94 cm x 35,6 cm
Waga opakowania	1 kg
Ilość	1/opakowanie, 50 sztuk/pudełko

Dodatkowe specyfikacje

Metoda sterylizacjiTlenek	etylenu (EO)
	Sterylny
Okres trwałości	5 lat od produkcji
Bez	Tak. Nie wykonane z lateksu z naturalnej gumy
Kraj produkcji	Stany Zjednoczone
Zastosowane	normy ISO 13485: 2016
Status prawny	CE oznaczone klasa 1s Reguła 1. Jednostka notyfikowana nr 2797 Znak WE: 612364 WE Załącznik V do mdd 93/42/EWG dyrektywy Rady

cardinalhealth.co.uk

Tylko dla pracowników służby zdrowia.

Ważne informacje: Przed użyciem jakiegokolwiek wyrobu medycznego należy zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami na opakowaniu, w tym z etykietą i/lub Instrukcją obsługi. KARDYNALNE ZDROWIE, Cardinal Health LOGO i ESSENTIAL TO CARE są znakami towarowymi Cardinal Health i mogą być zarejestrowane w USA i/lub innych krajach. © 2021 Kardynalne zdrowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zapalił. Nie. 2GM21-

