



ZESTAW SERWET DO CIĘCIA CESARSKIEGO

1-IF-IP

jałowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 1

data: 2023-08-11

zmiana: N/A

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Zintegrowane z torbą do przechwytywania płynów
- Wytężalne na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo-foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



200x320cm
x1




75x80cm
x1




30x30cm
x4



10x50cm
x1



80x145cm
x1



150x190cm
x1

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-CSEC1-IF-IP-C	Serweta samoprzylepna z otworem o wymiarach 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80cm x 90cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS	200cm x 320cm	1 szt.	1 zestaw TYVEC	10 x 1 zestaw karton
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace	75cm x 80cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.


Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.


strona 1 / 1

rev.2023.01

SoFilm PLUS

Folia operacyjna z jonami srebra

WYTWÓRCA:	MEDIBERG, Włochy			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> • Zapobiegają i redukują rozmnażanie się bakterii w polu operacyjnym • Zapewnia stałą barierę mikrobiologiczną przez cały okres trwania zabiegu chirurgicznego 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> • Poliuretanowa • Akrylowy, hipoalergiczny klej • Elastyczna • Transparentna • Nie odbijająca światła • Oddychająca i paroprzepuszczalna • Posiada badania aktywności mikroorganizmów ASTM E-2180-07 • Sterylna • Jednorazowego użytku • Nie zawiera lateksu 			
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	ROZMIAR CZĘŚCI LEPNEJ	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	306001GGZSME	20cm x 25cm	20cm x 15cm	10 szt.
	306003GGZSME	35cm x 50cm	35cm x 40cm	10 szt.
	306004GGZSME	45cm x 50cm	45cm x 40cm	10 szt.
	306005GGZSME	45cm x 65cm	45cm x 55cm	10 szt.
	306006GGZSME	60cm x 65cm	60cm x 55cm	10 szt.
	306007GGZSME	65cm x 95cm	65cm x 85cm	10 szt.
306011GGZSME	85cm x 65cm	85cm x 55cm	10 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: MEDIBERG, Włochy			



Euroderm incise iodine



Folia operacyjna, antybakteryjna z 2%
roztworem jodyny, sterylna, samoprzylepna



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano
Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
Phone: +39 095 391346
Fax: +39 095 391507
euro-farm-spa.com

 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES



Euroderm incise iodine

Euroderm Incise Iodine posiada te same zastosowanie oraz ma te same właściwości co Euroderm Incise. Euroderm Incise Iodine zapewnia stałą, szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego poprzez uwolnienie cząsteczek jodiny przez okres 7 godzin od zastosowania. Folia jest bakterio i wodoodporna (również w suchych warunkach) jednak przepuszcza gazy oraz parę wodną, chroniąc pole przed zakażeniem, jednocześnie pozwala skórze oddychać, dzięki temu zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod folią. Krytycznym aspektem wszystkich interwencji chirurgicznych jest zapobieganie infekcjom; Euroderm Incise Iodine zmniejsza przedostanie się mikroorganizmów w głąb rany oraz zapobiega migracji bakterii po skórze do samej rany. Badania nad skutecznością Euroderm Incise Iodine na *Staphylococcus Aureus* (11000 CFU/ml) z *Pseudomonas Aeruginosa* (10200 CFU/ml) oraz *Candida Albicans* (11000 CFU/ml), pokazują całkowitą redukcję bakterii. Euroderm Incise Iodine nie zawiera lateksu.


Właściwości oraz zalety

- Przyleganie do brzegów rany
- Uniknięcie migracji bakterii po skórze w głąb rany
- Nieodbłaskowna powierzchnia zapewnia idealną widoczność miejsca nacięcia
- Idealna w przypadku konieczności zmiany pozycji podczas operacji (proteza biodra).
- Odporna na bakterie oraz płyny

Euroderm incise iodine

Szeroka gama rozmiarów

Nr art.	Rozmiar	Pole samoprzylepne	opak
717910	cm 10 x cm 24	cm 10 x cm 18	10 szt
717915	cm 15 x cm 26	cm 15 x cm 20	10 szt
717930	cm 30 x cm 26	cm 30 x cm 20	10 szt
717940	cm 40 x cm 34	cm 40 x cm 28	10 szt
717942	cm 42 x cm 42	cm 42 x cm 36	10 szt
717944	cm 44 x cm 26	cm 44 x cm 20	10 szt
717945	cm 45 x cm 55	cm 45 x cm 49	10 szt
717950	cm 50 x cm 90	cm 50 x cm 84	10 szt
717960	cm 60 x cm 52	cm 60 x cm 46	10 szt
717970	cm 70 x cm 80	cm 70 x cm 74	10 szt
717980	cm 80 x cm 60	cm 80 x cm 54	10 szt
717990	cm 90 x cm 80	cm 90 x cm 74	10 szt



oddychająca



przylegająca



hipoalergiczna



wolna od lateksu



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano
Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
Phone: +39 095 391346
Fax: +39 095 391507
euro-farm-spa.com

 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES



Euroderm incise iodine

Wyniki testów weryfikacji skuteczności

szczep bakterii	roztwór	okres kontaktu (minuty)	stock UFC/ml	wyniki UFC/jedn.
staphylococcus aureus ATCC 25923	± 10.000 UFC/ml	15 30 60 fino 300-60 do 300	11000	<10

- Stopień redukcji po 15 minutach: 100%

szczep bakterii	roztwór	okres kontaktu (minuty)	stock UFC/ml	wyniki UFC/jedn.
pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	± 10.000 UFC/ml	15 30 60 fino 300-60 do 300	10200	1000 80 <10

- Stopień redukcji po 15 minutach: 90,20%
- Stopień redukcji po 30 minutach: 99,20%
- Stopień redukcji po 60 minutach: 100%


szczep bakterii	roztwór	okres kontaktu (minuty)	stock UFC/ml	wyniki UFC/jedn.
candida albicans ATCC 10231	± 10.000 UFC/ml	15 30 60 fino 300-60 do 300	11000	2000 <10 <10

- Stopień redukcji po 15 minutach: 81,80%
- Stopień redukcji po 30 minutach: 100%

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano
Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
Phone: +39 095 391346
Fax: +39 095 391507
euro-farm-spa.com

Euroderm incise iodine

Działanie bakteriobójcze





ZESTAW SERWET DO OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH 2-IP

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 1

data: 2023-08-11

zmiana: N/A

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo-foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



160/240x180cm
x1

75x90cm
x1

30x30cm
x4

10x50cm
x1

80x145cm
x1

150x190cm
x1

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-GYN2-IP-C	Wzmocniona serweta zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym. Serweta zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35cm x 50cm	160/240cm x 180cm	1 szt.	1 zestaw TYVEC	6 x 1 zestaw karton
	Serweta bez przylepca, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	75cm x 90cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01

	ZESTAW SERWET DO ARTROSKOPII 5 jałowy	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 3
	TD-11	data: 2017-10-19
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonna i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-ART5-SP	Wzmocniona serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, zintegrowana z 8 organizatorami przewodów, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	230cm x 300cm	1 szt.	1 zestaw folia-papier	7 x 1 zestaw karton
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	3 szt.		
	Elastyczna osłona na kończyne	22cm x 75cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz dwuwarstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	2 szt.		



ZESTAW SERWET DO OPERACJI BRZUSZNO-KROCZOWYCH 1 jałowy TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa



ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

180/280x220cm
x130x30cm
x410x50cm
x12x22cm
x114x250cm
x180x145cm
x1150x190cm
x1**SKŁAD I KOD ZESTAWU**

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-ABPER1-S	Serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana z osłonami na kończyny, wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zabezpieczony klapką oraz samoprzylepny otwór brzuszny w kształcie trapezu o wymiarach 30cm x 20cm	180/280cm x 220cm	1 szt.	1 zestaw folia-papier	12 x 1 zestaw karton
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Taśma samoprzylepna typu rzep	2cm x 22cm	1 szt.		
	Osłona na przewody, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE	14cm x 250cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stolik Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.			

	ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH 6-M jałowy	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 2
	TD-11	data: 2020-01-02
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:


- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



150x240cm
x1



180x180cm
x1




75x90cm
x2




30x30cm
4x



10x50cm
1x



80x145cm
x1



150x190cm
x1

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-UNI6-M-SP	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	150cm x 240cm	1 szt.	1 zestaw folia-papier	12 x 1 zestaw karton
	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	180cm x 180cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	75cm x 90cm	2 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stolik Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz dwuwarstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



OSŁONA NA APARATURĘ MEDYCZNĄ W KSZTAŁCIE KULI

jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2024-10-15

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Do sterylnego zabezpieczenia urządzeń medycznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Osłona typu „beret”
- Z folii PE
- Wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM	MAKSYMALNY ROZMIAR OSŁANIANEJ APARATURY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 9	65cm x 85cm	35cm x 45cm	1 szt.	30 szt.	120 x 1 szt.
AT-SP-S 10	85cm x 85cm	50cm x 50cm	1 szt.	30 szt.	120 x 1 szt.
AT-SP-S 11	105cm x 105cm	60cm x 60cm	1 szt.	28 szt.	112 x 1 szt.
AT-SP-S 12	120cm x 120cm	70cm x 70cm	1 szt.	30 szt.	90 x 1 szt.
AT-SP-S 13	140cm x 140cm	80cm x 80cm	1 szt.	30 szt.	90 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



**SERWETA NA STOLIK MAYO
WZMOCNIONA, NIEBIESKA
jałowa
TD-11**

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 1

data: 2024-10-21

zmiana: n/a

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wzmocniona serweta wykonana z nieprzemakalnej folii PE w kolorze niebieskim wzmocnionej niebieską chłonną włókninową warstwą polipropylenowo-polietylenową
- Warstwa włókniny pochłania wilgoć i płyny, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Serweta w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, co umożliwia aseptyczną aplikację
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nie zawiera lateksu
- Niepalna
- Niepyląca
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 1 BLUE	80cm x 145cm	1 szt.	28 szt.	56 szt.



**TOREBKA DO ZBIÓRKI PŁYNÓW
stożkowa z końcówką odpływową
jałowa**
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Zintegrowana z przylepcami w górnej części torby w celu mocowania do serwet operacyjnych
- Wyposażona w metalową kształtkę w górnej części torby
- Wyposażona w filtr/sitko w dolnej części torby
- Zintegrowana z portem do odsysania treści w dolnej części torby, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



50x50cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	OPIS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 19	torba stożkowa na płyny z filtrem i portem	50cm x 50cm	1 szt.	65 x 1 szt.



OSŁONA NA PRZEWODY
z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi
jałowa
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2024-10-15

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Na jednym końcu kartonowy sztywniak z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony
- Na drugim końcu perforacja umożliwiająca wysunięcie przewodu
- Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiające fiksacje folii
- Składana teleskopowo
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

**14x250cm****16x200cm****16x250cm****16x300cm**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR I KOD			
	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 3	14cm x 250cm	1 szt.	45 szt.	135 x 1 szt.
AT-SP-S 4	16cm x 200cm	1 szt.	50 szt.	150 x 1 szt.
AT-SP-S 5	16cm x 250cm	1 szt.	45 szt.	135 x 1 szt.
AT-SP-S 6	16cm x 300cm	1 szt.	40 szt.	120 x 1 szt.



TAŚMA CHIRURGICZNA
włókninowa, przylepna
jałowa
 TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2024-10-15

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z włókniny typu Spunlace
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Elastyczna, odporna na rozrywanie
- Przepuszcza powietrze i parę wodną
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



10x50cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 1	10cm x 50cm	1 szt.	200 szt.	800 x 1 szt.

	SERWETKA CHŁONNA jałowa	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 4
	TD-11	data: 2017-10-19
		zmiana: 2024-11-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonane z włókniny spunlace 56 g/m²
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Chłonna na całej powierzchni
- Duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



40x40cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-HT	40cm x 40cm	1 szt.	125 szt.	4 x 125 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2019-08-09

zmiana: 2024-04-26

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 60 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NF-S 1	45cm x 45cm	1 szt.	120 x 1 szt.	4 x 120 szt.
AT-NF-S 2	50cm x 50cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 3	50cm x 60cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 4	50cm x 75cm	1 szt.	80 x 1 szt.	4 x 80 szt.
AT-NF-S 5	75cm x 75cm	1 szt.	50 x 1 szt.	6 x 50 szt.
AT-NF-S 8	80cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	6 x 50 szt.
AT-NF-S 9	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	6 x 50 szt.
AT-NF-S 10	90cm x 120cm	1 szt.	40 x 1 szt.	4 x 40 szt.
AT-NF-S 12	75cm x 140 cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 13	100cm x 150cm	1 szt.	25 x 1 szt.	4 x 25 szt.
AT-NF-S 14	120cm x 150cm	1 szt.	25 x 1 szt.	4 x 25 szt.
AT-NF-S 15	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 16	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 19	160cm x 220cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 20	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 22	170cm x 300cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.



**SERWETA CHIRURGICZNA
2 WARSTWOWA, Z PRZYLEPCEM
jałowa
TD-11**

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 40 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Z taśmą samoprzylepną na jednym boku
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFA-S 4 E	45cm x 75cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFA-S 9 E	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 10 E	90cm x 120cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 13 E	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 15 E	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 16 E	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 20 E	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.

	OBŁOŻENIE ORTOPEDYCZNE „U” 4 jałowe	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 2
	TD-11	data: 2017-10-19
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



200x260cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-ORT4-C	Wzmocniona serweta samoprzylepna z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z organizatorami przewodów	200cm x 260cm	1 szt.	1 zestaw folia-papier	15 x 1 zestaw karton
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		

	OSŁONA NA KOŃCZYŃĘ jałowa	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 3
	TD-11	data: 2017-10-19
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Osłona na kończybę z dwuwarstwowego laminatu, taśma samoprzylepna z włókniny Spunlace
- Nieprzemakalna i chłonna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Sterylna, Jednorazowego użytku
- Pakowana wraz z jedną sztuką taśmy samoprzylepnej
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



10x50cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 6	30cm x 60cm	1 szt. + taśma samoprzylepna 10cm x 50cm	200 x 1 szt.
AT-SD-S 7	30cm x 80cm	1 szt. + taśma samoprzylepna 10cm x 50cm	120 x 1 szt.
AT-SD-S 8	35cm x 120cm	1 szt. + taśma samoprzylepna 10cm x 50cm	100 x 1 szt.

	OSŁONA NA KOŃCZYNĘ – ZAREKAWEK jałowa	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 1
	TD-11	data: 2024-06-24
		zmiana: n/a

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Zapobieganie rozprzestrzeniania się czynników infekcyjnych, tym samym zapobiegając zakażeniom pooperacyjnym ran
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Osłona na kończynę z włókniny typu SMS + wzmocnienie 75g/m²
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Pakowana pojedynczo.
- Wyposażona od góry w gumkę zapobiegającą zsuwaniu się.
- Złożenie wyrobu w opakowaniu umożliwiające jego aseptyczne założenie.
- Odporna na przenikanie cieczy.
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawierająca lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 12	długość 50cm plus mankiet 8 cm	1 szt.	40 szt.	3 x 40 szt.



ZESTAW SERWET DO OPERACJI BIODRA 2 jałowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-11-20

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo – foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



200x260cm
x1



170x300cm
x1



160x180cm
x1




30x30cm
x4




10x50cm
x2



35x120cm
x1



80x145cm
x1



150x190cm
x1

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-HIP2-C	Wzmocniona serwetka samoprzylepna z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z organizatorami przewodów	200cm x 260cm	1 szt.	1 zestaw TYVEC	8 x 1 zestaw karton
	Wzmocniona serwetka samoprzylepna, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z organizatorami przewodów	170cm x 300cm	1 szt.		
	Serwetka samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	160cm x 180cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	2 szt.		
	Elastyczna osłona na kończyne	35cm x 120cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serwetka na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



**SERWETA CHIRURGICZNA
2 WARSTWOWA, Z PRZYLEPCEM
jałowa
TD-11**

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 40 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Z taśmą samoprzylepną na jednym boku
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFA-S 4 E	45cm x 75cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFA-S 9 E	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 10 E	90cm x 120cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 13 E	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 15 E	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 16 E	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 20 E	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM

jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2024-07-05

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 40 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwi dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1 E	45cm x 45cm	∅ 5cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 2 E	45cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	60 x 1 szt.	4 x 60 szt.
AT-NFFA-S 3 E	50cm x 60cm	∅ 6cm	1 szt.	60 x 1 szt.	4 x 60 szt.
AT-NFFA-S 4 E	75cm x 90cm	∅ 7cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 5 E	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 6 E	90cm x 120cm	∅ 8cm	1 szt.	30 x 1 szt.	4 x 30 szt.



Pakiet do dezynfekcji pola operacyjnego 24

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:


- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiacz ratunkowych, oddziałach szpitalnych wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiającycz wykonanie procedury dezynfekcji pola operacyjnego

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: rękaw papierowo-foliowy

SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-DEZ-00474	1.	5 szt.	Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 50cm x 50cm	1 pakiet
	2.	1 szt.	Chwytnak plastikowy 23cm	
	3.	1 szt.	Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką	rękaw papierowo-foliowy

	TOREBKA DO ZBIÓRKI PŁYNÓW jednokomorowa jałowa TD-11	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 3
		data: 2017-10-19
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Zintegrowana z taśmą samoprzylepna w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych
- Wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



30x40cm



50x60cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	OPIS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 20	kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa	30cm x 40cm	1 szt.	180 x 1 szt.
AT-SP-S 21	kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa	50cm x 60cm	1 szt.	180 x 1 szt.



TOREBKA DO ZBIÓRKI PŁYNÓW
dwukomorowa
jałowa
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2024-11-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Zintegrowana z taśmą samoprzylepna w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych
- Wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

**30x40cm****ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	OPIS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 22	kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa 15cm x 30cm kieszeń lewa 25cm x 30cm kieszeń prawa	30cm x 40cm	1 szt.	55 szt.	4 x 55 szt.



Pakiet do szycia 47

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiacz ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury zakładania szwów

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: torebka papierowo-foliowa

SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-SZY-00247	1.	10 szt.	Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cm x 7,5cm	1 pakiet
	2.	20 szt.	Kompres włókninowy 40G 4W 10cm x 10cm	
	3.	2 szt.	Oslona na kończynę 70cm x 120cm SMS, gramatura 50g/m ²	torebka papierowo-foliowa
	4.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa	foliowa

	ZESTAW SERWET DO PORODU 2 jałowy	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 3
	TD-11	data: 2017-10-19
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyttrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



90x120cm
x2



30x30cm
x6




75x80cm
x1



60x90cm
x2

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-DEL2-S	Serweta bez przylepca wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	90cm x 120cm	2 szt.	1 zestaw	20 x 1 zestaw
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	6 szt.		
	Serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace	75cm x 80cm	1 szt.	folia-papier	karton
	Podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową	60cm x 90cm	2 szt.		

	OBŁOŻENIE DO PORODU 1 jałowe	zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
		rewizja 2
	TD-11	data: 2017-10-19
		zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



114x150cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-DEL1-SP	Wzmocniona serweta porodowa zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	114cm x 150cm	1 szt.	1 szt. folia-papier	45 x 1 szt. karton

CEWNIK FOLEY'A dwudrożny z gumową zastawką, lateks silikonowany, sterylny

ZASTOSOWANIE:

- Do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego
- Przewidziany do połączenia z innymi wyrobami medycznymi przeznaczonymi do zbiórki moczu



WŁAŚCIWOŚCI:


- Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika oraz zmniejsza reakcje alergiczne na naturalny lateks
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Kodowana kolorystycznie zależnie od rozmiaru lateksowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Na łączniku oznaczenie rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwy producenta
- Zawiera lateks
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / wew. folia, zew. papier-folia



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	BALON	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE
CFNL-2D-06-03-L	CH 6	3 ml	jasnozielony	10 szt.
CFNL-2D-08-05-L	CH 8	3-5 ml	niebieski	10 szt.
CFNL-2D-10-05-L	CH 10	3-5 ml	czarny	10 szt.
CFNL-2D-12-10-L	CH 12	5-10 ml	biały	10 szt.
CFNL-2D-14-10-L	CH 14	5-10 ml	zielony	10 szt.
CFNL-2D-16-10-L	CH 16	5-10 ml	pomarańczowy	10 szt.
CFNL-2D-18-10-L	CH 18	5-10 ml	czerwony	10 szt.
CFNL-2D-20-10-L	CH 20	5-10 ml	żółty	10 szt.
CFNL-2D-22-10-L	CH 22	5-10 ml	fioletowy	10 szt.
CFNL-2D-24-10-L	CH 24	5-10 ml	ciemnoniebieski	10 szt.
CFNL-2D-26-10-L	CH 26	5-10 ml	różowy	10 szt.
CFNL-2D-16-30-L	CH 16	30 ml	pomarańczowy	10 szt.
CFNL-2D-18-30-L	CH 18	30 ml	czerwony	10 szt.
CFNL-2D-20-30-L	CH 20	30 ml	żółty	10 szt.
CFNL-2D-22-30-L	CH 22	30 ml	fioletowy	10 szt.
CFNL-2D-24-30-L	CH 24	30 ml	ciemnoniebieski	10 szt.
CFNL-2D-26-30-L	CH 26	30 ml	różowy	10 szt.

Zamknięty system do pomiaru diurezy URIMETER 500 PLUS SAFETY

WYTWÓRCA:	Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja	
ZASTOSOWANIE:	Wyrób przeznaczony do godzinowej zbiórki moczu monitorowania diurezy w systemie zamkniętym	
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml) ▪ Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania ▪ Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml ▪ Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T” ▪ Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory ▪ Wyposażony w kłamrę zatraskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Nie zawiera ftalanów ▪ Jednorazowego użytku ▪ Sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia 	
ROZMIAR I KOD:	<p style="text-align: center;">KOD</p> <p style="text-align: center;">227 1030 1</p>	<p style="text-align: center;">OPAKOWANIE TRANSPORTOWE</p> <p style="text-align: center;">10 x 1 szt.</p>
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja	





WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU z portem do pobierania próbek, sterylny

TD-27

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2016-03-21

zmiana: 2024-03-14

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do 7-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bezłateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
- Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, zlokalizowany na łączniku,
- Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezwrotna)
- Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczonym zatyczką,
- standardowa długość drenu: 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
- Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
- Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- Tyłna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMT2000-90	2000 ml	90 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-120	2000 ml	120 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-150	2000 ml	150 cm	10 szt.	10 x 10 szt.



Cewnik Nelaton

TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2021-04-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:


- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzanie
- Półprzezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową
- Atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku,
- numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Oznaczenie nazwy producenta na łączniku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia





ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CN-06-40	CH 6	400 mm	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-08-40	CH 8	400 mm	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-10-40	CH 10	400 mm	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-12-40	CH 12	400 mm	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-14-40	CH 14	400 mm	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-16-40	CH 16	400 mm	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-18-40	CH 18	400 mm	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-20-40	CH 20	400 mm	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-22-40	CH 22	400 mm	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-24-40	CH 24	400 mm	ciemnoniebieski	50 szt.	10 x 50 szt.






CEWNIKI UROLOGICZNE
Urologic catheters
Урологические катетеры




-  • wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika






-  • made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter



Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры	Długość Length Длина mm							
		2,0 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,7 mm	4,0 mm	4,3 mm
		CH 6	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13
		Numer katalogowy		Reference number			Номер каталожный	
 Nelaton Nelaton Nelaton	400	620604001	620804001	620904001	621004001	621104001	621204001	621304001
 Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton	180	620601802	620801802	620901802	621001802	621101802	621201802	621301802
 Tiemann Tiemann Tiemann	400	710604000	710804000		711004000		711204000	
 Couvelaire Couvelaire Couvelaire	400	720604000	720804000		721004000		721204000	

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



							Długość Length Длина mm	Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры
4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm		
CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 26		
Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный				
621404001	621604001	621804001	622004001	622204001	622404001	622604001	400	 Nelaton Nelaton Nelaton
621401802	621601802	621801802	622001802	622201802			180	 Nelaton kobiecey Female Nelaton Женский Nelaton
711404000	711604000	711804000	712004000	712204000	712404000	712604000	400	 Tiemann Tiemann Tiemann
721404000	721604000	721804000	722004000	722204000	722404000	722604000	400	 Couvelaire Couvelaire Couvelaire



CEWNIK PEZZER

sterylny

TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2018-05-30

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do zabezpieczenia prawidłowego odprowadzenia moczu u chorych po zabiegach operacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, pokrytego warstwą silikonu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób zawiera lateks
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wew. folia, zew. papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CP-12-40	400 mm	CH 12	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-14-40	400 mm	CH 14	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-16-40	400 mm	CH 16	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-18-40	400 mm	CH 18	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-20-40	400 mm	CH 20	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-22-40	400 mm	CH 22	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-24-40	400 mm	CH 24	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-26-40	400 mm	CH 26	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-28-40	400 mm	CH 28	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-30-40	400 mm	CH 30	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-32-40	400 mm	CH 32	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-34-40	400 mm	CH 34	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-36-40	400 mm	CH 36	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-38-40	400 mm	CH 38	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-40-40	400 mm	CH 40	10 szt.	40 x 10 szt.

ŁĄCZNIK SPIGOT II

ZATYCZKA DO CEWNIKÓW

WYTWÓRCA:	Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> do zamknięcia światła cewnika 				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego kompatybilny z drenami o średnicach od CH 6 do CH 35 posiada uchwyt motylkowy ułatwiający manipulację zatyczką budowa schodkowa zapewnia szczelne zamknięcie światła drenu jałowy pakowany w opakowanie foliowo-papierowe 				
ROZMIAR I KOD:	KOD	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	238 0011 1	zatyczka Spigot II	niebieski	folia-papier	200 szt. / karton
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja				



WORECZEK DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU sterylny

TD-27

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2016-03-21

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do zbiórki moczu i pobierania próbek u niemowląt i małych dzieci

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezlątkowy woreczek o pojemności 100ml, o wymiarze 19cm x 7cm
- wykonany z delikatnej, mocnej folii PE
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 10ml
- samoprzylepna część woreczka pokryta antyalergicznym, wysokiej jakości klejem
- dotychczasowe uszczelnienie wykonane z antyalergicznego pianki zabezpiecza przed sklejeniem się ścianek woreczka, dzięki czemu możliwy jest swobodny spływ moczu
- dostępny w wersji dla dziewczynek oraz dla chłopców
- zapewnia możliwość optymalnego pobrania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci
- jednorazowego użytku
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	WERSJA	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMCH-001	100 ml	dla chłopców	z gąbką	100 szt.	25 x 100 szt.
WMCH-002	100 ml	dla chłopców	bez gąbki	100 szt.	25 x 100 szt.
WMDZ-001	100 ml	dla dziewczynek	z gąbką	100 szt.	25 x 100 szt.
WMDZ-002	100 ml	dla dziewczynek	bez gąbki	100 szt.	25 x 100 szt.

JK SURGICAL Sp. z o.o.

PRZEDSTAWICIEL FIRMY

Asortyment ostrzy i rękojeści chirurgicznych

Swann-Morton



Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 3

Ostrza chirurgiczne nr 6, 9, 10, 10A, 11, E/11, 12, 12D, 14, 15, 15A, 15C, 16 mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre są wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty pakowane są pojedynczo. Uchwyt B3, wykonany jest z lekkiej stali nierdzewnej, pakowany indywidualnie w plastikowe etui.



nr 6 (0216 / 0316)



nr 13 (0239 / -)



nr 9 (0217 / 0317)



nr 14 (0219 / 0319)



nr 10 (0201 / 0301)



nr 15 (0205 / 0305)



nr 10A (0202 / 0302)



nr 15A (0220 / 0320)



nr 11 (0203 / 0303)



nr 15C (0221 / 0321)



nr 11P (0291 / 0391)



nr 15T (0292 / 0392)




nr E/11 Sabre (0263 / -)



nr D/15 Sabre (0265 / -)



nr E11 (0225 / 0325)



nr 16 (0222 / 0322)




nr 12 (0204 / 0304)



nr 40 (0240 / -)



nr 12D (0218 / 0318)



nr SG3

Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 4

Ostrza chirurgiczne nr 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 36 mocowane w uchwytach nr 4, 4L oraz 6. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty są pakowane pojedynczo.

Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej (sterylne lub niesterylne) lub ze stali nierdzewnej – odporne na działanie soli fizjologicznej (sterylne). Pakowane w pudełkach po 100 sztuk (noże sterylne są pakowane pojedynczo w folię), schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym; noże niesterylne pakowane są w folii hermetycznie po 5 sztuk). Ostrza niesterylne dostępne są również w pudełkach po 100 sztuk, pakowane pojedynczo. Ostrza Sabre E/11 oraz D/15 produkowane są ze stali węglowej, tylko w wersji sterylnej w pudełku po 100 sztuk. Oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu.




nr 18 (0223 / 0323)



nr B23 Sabre (0190 / -)



nr 19 (0224 / 0324)




nr 24 (0211 / 0311)



nr 20 (0206 / 0306)



nr 25 (0212 / 0312)



nr 21 (0207 / 0307)



nr 25A (0215 / 0315)



nr 22 (0208 / 0308)



nr 26 (0213 / 0313)



nr 22A (0209 / 0309)



nr 27 (0214 / 0314)



nr 23 (0210 / 0310)



nr 36 (0236 / -)

NUMER KATALOGOWY: (STAL WĘGLOWA / STAL NIERDZEWNA)

Szczoteczki chirurgiczne

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group

WYTWÓRCA: Nex Medical, Włochy

ZASTOSOWANIE:

- chirurgiczne mycie rąk przed zabiegiem operacyjnym
- skuteczne narzędzie w obniżaniu ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Oczyszczenie dłoni przed zabiegiem znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów znajdujących się na dłoniach i przedramionach

OPIS PRODUKTU:

- zaawansowane preparaty o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów i wirusów
- miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry
- do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu
- miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry
- opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry
- bez zawartości lateksu
- opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika


ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ	Opakowanie jednostkowe
NEXD1EN044B	sucha	folia / papier
NEXC2EN002B	nasączona 4% roztworem chlorheksydyny	folia
NEXP2EN001B	nasączona 7,5% roztworem jodyny powidonowej	folia




ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa
 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
 tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84
www.zarys.com.pl

Jednorazowa jałowa płytką ścierna do czyszczenia końcówek

WYTWÓRCA:	FIAB SpA, Via Costoli 4, 50039 Vicchio (FI), Italia			
ZASTOSOWANIE:	Płytki czyszczące firmy FIAB są używane podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrody w jednorazowych lub wielorazowych uchwytach.			
WŁAŚCIWOŚCI:	Podstawową cechą F7520 jest jej ścierna powierzchnia. Dzięki umieszczeniu metalicznego przewodu w powierzchni płytki jest ona widoczna w promieniach RTG.			
DANE TECHNICZNE				
WYMIARY	50 x 50 mm			
POWIERZCHNIA ŚCIERNA	Ukształtowane tworzywo sztuczne			
WIDZIALNOŚĆ W PROMIENIACH RTG	Zawiera metaliczny przewód widzialny w promieniach RTG			
MATERIAŁ WEWNĘTRZNY	Pianka			
KLEJ	Bardzo mocny			
GRUBOŚĆ	6 mm			
STERYLIZACJA	Tlenkiem etylenu			
LATEKS	Brak			
PAKOWANIE				
OPAKOWANIE PODSTAWOWE	Pojedynczo w zgrzewanych kopertach papierowo-foliowych			
OPAKOWANIE HANDLOWE	100 szt. w kartonie			
PRZECHOWYWANIE	Temperatura: 0°C ÷ + 50° C –Wilgotność względna: 20% ÷ 80%			
OKRES PRZYDATNOŚCI	36 miesięcy od daty sterylizacji			
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE
	F7520	50 x 50	1 sztuka	100 x 1 sztuka
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: FIAB SpA, Via Costoli 4, 50039 Vicchio (FI), Italia			
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny				

Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem

WYTWÓRCA:	Poly Medicure Limited, 232-B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110 020, India				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> Do odprowadzania powietrza i płynów z jamy opłucnej oraz zamkniętego drenażu międzyżebrowego 				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> Wykonany z miękkiego i elastycznego PVC zapobiegającego zaginaniu się cewnika Trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej w zależności od rozmiaru Atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek Skalowany co 2 cm Linia RTG na całej długości cewnika Zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu Nie zawiera lateksu Nie zawiera ftalanów Sterylny, sterylizowany EO Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia + papier/folia 				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ CEWNIKA	MATERIAŁ TROKARU	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	90090*	CH 8	70 ± 10 mm	stal nierdzewna	25 x 1 szt.
	90091	CH 10	190 ± 10 mm	stal nierdzewna	25 x 1 szt.
	90092	CH 12	190 ± 10 mm	stal nierdzewna	25 x 1 szt.
	90093	CH 14	190 ± 10 mm	stal nierdzewna	25 x 1 szt.
	90094	CH 16	210 ± 10 mm	stal nierdzewna	25 x 1 szt.
	90095	CH 18	210 ± 10 mm	stal nierdzewna	25 x 1 szt.
	90096	CH 20	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
	90097	CH 22	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
	90098	CH 24	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
	90099	CH 28	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
	90176	CH 32	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
	90177	CH 36	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
	90178	CH 40	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.
90179*	CH 42	340 ± 10 mm	aluminium	25 x 1 szt.	
* Produkt dostępny na zamówienie					
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: Poły Medicure Limited				
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny					

data opracowania: 2024.07.01

Arterial Caniula-kaniula dotętnicza

BD Floswitch™

System dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz do pobierania próbek krwi tętnicznej.

Producent: Becton Dickinson

Kaniula dotętnicza BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™ stanowi system dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w czasie rzeczywistym oraz do pobierania próbek krwi tętnicznej. Kaniula dotętnicza jest wprowadzana przez bezpośrednie nakłucie tętnicy promieniowej. Technika zakładania jest porównywalna z zakładaniem kaniuli dożylny typu motylek do naczyń obwodowych. Bezpośrednie nakłucie tętnicy promieniowej za pomocą kaniuli dotętnicznej BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™, w przeciwieństwie do metody Seldingera zapewnia ekonomiczny i ułatwiony dostęp do systemu naczyń tętnicznych u znacznej większości pacjentów podczas zabiegów anestezyjologicznych oraz u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Zbędne staje się czasochłonne i wymagające nakładu materiałowego przygotowanie miejsca nakłucia, co jest konieczne w przypadku metody Seldingera.

Dzięki kaniuli dotętnicznej BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™, nakłucie bezpośrednie stanowi standardową i bezpieczną metodę kaniulacji tętnicznej, natomiast metoda Seldingera jest stosowana w głównej mierze w przypadku nakłuć trudnych. Kaniula dotętnicza BD™ znajduje zastosowanie na Oddziałach Intensywnej Terapii, Oddziałach Pooperacyjnych, Kardiologicznych oraz Transplantologicznych - czyli wszędzie tam, gdzie możliwy i niezbędny jest stały monitoring inwazyjny ciśnienia tętniczego.



Właściwości produktu:

zawór odcinający BD Floswitch™

- skrzydełka do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz „uszka” służące do przysycia kaniuli do skóry
- cewnik wykonany z PTFE
- sterylne pojedyncze opakowanie do jednorazowego użytku, bez lateksu, bez PVC

Zasada działania zaworu BD Floswitch™:

Kanalik z tworzywa sztucznego jest zaciskany przy użyciu stalowej kulki występującej w mechanizmie zaworu BD Floswitch™. Linie infuzyjne itp. otwierają się i zamykają w sposób prosty i bezpieczny.



Rozmiar	Średnica wew.	Średnicazew.	Długość	Kod koloru	Nr produktu	VE / UK
20G	0,79 mm	1,1 mm	45 mm	czerwony	682245	25 / 500



ZESTAW DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ YANKAUER sterylny TD-38

pak 18 poz. 1

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2019-02-11

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego w zabiegach chirurgii ogólnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- zestaw składa się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego
- dostępny w wersji z kontrolą siły ssącej lub bez kontroli
- jałowy
- pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne

Kończówka:

- całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny
- lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- ergonomicznie ukształtowana końcówka składająca się z rączki i kaniuli ssącej z podwójnym załamaniem krzywizny
- rozmiar CH 21
- posiada 4 otwory boczne odbarczające zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek oraz otwór centralny
- uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących

Dren:

- wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację
- wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega





ZESTAW DO ODSYSANIA Z KOŃCÓWKĄ YANKAUER sterylny

TD-38

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2019-02-11

zmiana z dnia: 2021-12-22

osadzeniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ

- dostępne następujące typy zakończeń drenów:
 - ✓ lejek-lejek
 - ✓ lejek-lejek z docinaną końcówką cut-to-fit
- zakończenie drenu typu lejek-lejek cut-to-fit z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka (do średnicy krućca od 8 mm do 18 mm)
- wszystkie lejki posiadają specjalne przeguby (sprężynowe zagięcia) ułatwiające manipulację drenem
- zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia
- dostępne długości drenu:
 - ✓ 210 cm
 - ✓ 400 cm
- rozmiar drenu CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)



lejek-lejek



lejek-lejek cut-to-fit



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR KOŃCÓWKI / DRENU	DŁUGOŚĆ DRENU	CECHY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
ZO-212400104	CH 21 / CH 24	210 cm	bez kontroli siły ssania, lejek-lejek	folia / folia-papier	50 zestawów
ZO-212400114	CH 21 / CH 24	210 cm	z kontrolą siły ssania, lejek-lejek	folia / folia-papier	50 zestawów
ZO-402423104	CH 21 / CH 24	400 cm	bez kontroli siły ssania, lejek-lejek	folia / folia-papier	50 zestawów
ZO-402423114	CH 21 / CH 24	400 cm	z kontrolą siły ssania, lejek-lejek	folia / folia-papier	50 zestawów
ZO-2124001041	CH 21 / CH 24	210 cm	bez kontroli siły ssania, lejek-lejek cut-to-fit	folia / folia-papier	50 zestawów
ZO-2124001141	CH 21 / CH 24	210 cm	z kontrolą siły ssania, lejek-lejek cut-to-fit	folia / folia-papier	50 zestawów



KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER sterylna TD-38

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2019-02-11

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego w zabiegach chirurgii ogólnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny
- lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- ergonomicznie ukształtowana końcówka składająca się z rączki i kaniuli ssącej z podwójnym załamaniem krzywizny
- rozmiar CH 21
- posiada 4 otwory boczne odbarczające zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek oraz otwór centralny
- uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących
- dostępna w wersji z kontrolą siły ssania lub bez kontroli
- jałowa
- pakowana podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	CECHY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KO-00204	CH 21	bez kontroli siły ssania	folia / folia-papier	50 szt.	4 x 50 szt.
KO-00214	CH 21	z kontrolą siły ssania	folia / folia-papier	50 szt.	4 x 50 szt.



DREN ŁĄCZĄCY DO ODSYSANIA sterylny

TD-38

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2019-02-11

zmiana z dnia: 2022-10-04

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do podłączenia końcówki ssącej z urządzeniem ssącym
- końcówka Kapkon – do podłączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z medycznego, elastycznego PCV zapewniającego użytkownikowi wygodną manipulację
- wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega osadzeniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ
- dostępne następujące typy zakończeń drenów:
 - ✓ lejek-lejek
 - ✓ lejek-lejek z docinaną końcówką cut-to-fit
 - ✓ lejek-Kapkon
- wszystkie zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenia
- zakończenie lejek-lejek wyposażone w specjalny system zagięciowy, umożliwiający wygodną manipulację drenem
- długości drenu:
 - ✓ 210 cm
 - ✓ 300 cm
- rozmiary drenów:
 - ✓ CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)
 - ✓ CH 30 – 7,00 mm/10,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.)
- Jałowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne




lejek-lejek



lejek-lejek cut-to-fit



lejek-Kapkon



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ DRENU	ZAKOŃCZENIE	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
DO-24201	CH 24	210 cm	lejek-lejek	folia / folia-papier	50 szt.
DO-24301	CH 24	300 cm	lejek-lejek	folia / folia-papier	50 szt.
DO-24204	CH 24	210 cm	lejek-lejek cut-to-fit	folia / folia-papier	50 szt.
DO-24202	CH 24	210 cm	lejek-Kapkon	folia / folia-papier	50 szt.
DO-30201	CH 30	210 cm	lejek-lejek	folia / folia-papier	50 szt.
DO-30301	CH 30	300 cm	lejek-lejek	folia / folia-papier	50 szt.

KOŃCÓWKA ORTOPEDYCZNA

PACO-FLOW

WYTWÓRCA:	Pacific Hospital Supply Co., Ltd, Tajwan				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> odsysanie pola operacyjnego w zabiegach ortopedycznych oraz innych wymagających filtracji zanieczyszczeń i odłamków kostnych tj. zabiegi urologiczne, ginekologiczne, brzuszne czy naczyniowe 				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> wyposażona w filtr z perforacją krzyżową służący do zbiórki odłamków kostnych, fragmentów kostnych, skrzepów, szpiku, cementu kostnego itp. filtr jest łatwy i wygodny do wymiany w przypadku wypełnienia lub zablokowania ssania całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny i odłamków kostnych lekka i idealnie wyważona rączka o ergonomicznym kształcie z antypoślizgową powierzchnią chwytną zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ ergonomicznie ukształtowana końcówka ssąca z pojedynczym załamaniem krzywizny rozmiar CH 25 – 5,70 mm/8,10 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) dostępne długości końcówki ssącej (kaniuli): <ul style="list-style-type: none"> – 15 cm – 23 cm posiada 2 otwory boczne zapobiegające przysysaniu się końcówki do tkanek wymiary filtra: <ul style="list-style-type: none"> – 16 mm/19 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) – długość 12,3 cm uniwersalny schodkowy łącznik zapewnia wygodne i szczelne połączenie z szeroką gamą drenów łączących jałowa pakowana podwójnie w foliowo-papierowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne 				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR KANIULI	DŁUGOŚĆ KANIULI	CECHY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
	QP09061	CH 25	15 cm	1 filtr	folia-papier / folia-papier
	QP09063	CH 25	23 cm	1 filtr	folia-papier / folia-papier
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Pacific Hospital Supply Co., Ltd, Tajwan				



LICZNIKI IGIEŁ I OSTRZY

WYTWÓRCA:	GRI-Alleset, Stany Zjednoczone				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> do bezpiecznego przechowywania igieł i ostrzy chirurgicznych 				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> dostępne w różnych konfiguracjach – z samoprzylepną pianką i/lub magnesami, wraz z łatwymi do odczytania numerowanymi podziałkami wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym dostępne w wersji z przezroczystym wieczkiem umożliwiającym łatwą identyfikację ilości igieł i/lub ostrzy wewnątrz bez konieczności otwierania pudełka z obu stron na zewnętrznej powierzchni umieszczone taśmy samoprzylepne pozwalające na mocowanie liczników do każdego podłoża specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia rozłączenie dwóch połówek pudełka i stosowanie ich oddzielnie mocne i trwałe zamknięcie pudełka w formie zatrzasku zapobiega przed przypadkowym otwarciem mocne magnesy pozwalają na bezpieczne przechowywanie igieł i ostrzy wewnątrz pojemnika zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu wyrobów pianka posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą umieszczenie wyrobu na dowolnej powierzchni w zależności od preferencji użytkownika dostępne w wersji z przyrządem do bezpiecznego, bezdotykowego usuwania ostrzy chirurgicznych mieszczą nawet kilkadziesiąt sztuk igieł i/lub ostrzy w zależności od ich rozmiaru i wielkości licznik należy zutylizować w całości wraz z zawartością jałowe 				
ROZMIAR I KOD:	KOD	NUMERACJA PODZIAŁKI	RODZAJ POWIERZCHNI	INNE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	30-01001-S	10 szt.	pojedynczy magnes	przezroczyste wieczko	100 szt.
	33-02005-S	20 szt.	pianka i magnes	usuwacz ostrzy	80 szt.
33-03007-S	30 szt.	podwójny magnes	usuwacz ostrzy	100 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: GRI-Alleset, Stany Zjednoczone				





Cewniki

naczyniowe do embolektomii

CE 1011

Opis wyrobu

Cewniki do embolektomii są jednorazowym sterylnym sprzętem medycznym, wyjaławianym promieniami gamma służącym do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Wyrób nietoksyczny, apirogenny widoczny w promieniach RTG.

Cewniki jednokanałowe z balonem

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EM260	2F	Transparent	60	4	0,15
EM380	3F	Zielony	80	6	0,2
EM480	4F	Czerwony	80	8	0,7
EM580	5F	Biały	80	10	1,5
EM680	6F	Niebieski	80	12	2,0
EM780	7F	Żółty	80	14	2,5
EM880	8F	Brązowy	80	16	3,5
EM980	9F	Fioletowy	80	18	4,0
EM1080	10F	Szary	80	20	4,5
EM240	2F	Transparent	40	4	0,15
EM340	3F	Zielony	40	6	0,2
EM440	4F	Czerwony	40	8	0,7
EM540	5F	Biały	40	10	1,5
EM640	6F	Niebieski	40	12	2,0
EM740	7F	Żółty	40	14	2,0
EM840	8F	Brązowy	40	16	3,5
EM940	9F	Fioletowy	40	18	4,0
EM1040	10F	Szary	40	20	4,5



Cewniki dwukanałowe z balonem z otworami bocznymi

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EDB580	5F	Biały	80	10	0,6
EDB680	6F	Niebieski	80	12	0,8
EDB780	7F	Żółty	80	14	1,5



Cewniki dwukanałowe z balonem z otworem centralnym

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napełnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EDC380	3F	Zielony	80	6	0,15
EDC480	4F	Czerwony	80	8	0,2
EDC580	5F	Biały	80	10	0,6
EDC680	6F	Niebieski	80	12	0,8
EDC780	7F	Żółty	80	14	1,5



Cewniki bez balonu do irygacji naczyń


Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość
	FG/CH	Kolor	cm
EP380	3F	Zielony	80
EP480	4F	Czerwony	80
EP580	5F	Biały	80
EP680	6F	Niebieski	80
EP780	7F	Żółty	80
EP880	8F	Brązowy	80
EP980	9F	Fioletowy	80
EP1080	10F	Szary	80



Wyposażenie cewnika

- Stalowy mandryn usztywniający cewnik przy wprowadzeniu do naczynia
- Strzykawka do napełnienia balonu

Optyczna wizualizacja rozmiaru cewnika



Opakowanie

Jednostkowe – sztywna tuba, torebka papierowo-foliowa.

Zbiorcze – karton 5 szt.

Wydanie EM 1/2012 PL

Uwaga

Dane techniczne zawarte w karcie katalogowej są aktualne na dzień jej wydania i mogą nie zawierać parametrów i zmian wynikających z wprowadzonych w tym czasie ulepszeń wyrobu. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie wpływają na, zasadnicze właściwości i parametry użytkowe wyrobu oraz jego stopień bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art..66 § 1 Polskiego Kodeksu Cywilnego.



Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajęc i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814 44 29; +48 46 814 37 97; Fax +48 46 814 48 05; +48 46 819 19 99
e-mail: info@hagmed.com; www.hagmed.com

Dren REDONA PVC

WYTWÓRCA:	PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran • Stosowany w celu odprowadzenia części płynnej z określonej części ciała pacjenta 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności • Naprzemienna perforacja o długości 15cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek • Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące • Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu • Pasek kontrastujący w RTG na całej długości • Trzystopniowy (co 1cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu • Długość 800mm lub 1700mm • Wolny od DEHP • Dostępny w wersji z trokarem • Sterylny • Podwójnie pakowany: zewnątrz folia/papier, wewnątrz folia 			
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	21881	CH 8	800 mm	1 szt. x 100
	21882	CH 10	800 mm	1 szt. x 100
	21883	CH 12	800 mm	1 szt. x 100
	21884	CH 14	800 mm	1 szt. x 100
	21885	CH 16	800 mm	1 szt. x 100
	21886	CH 18	800 mm	1 szt. x 100
	21834*	CH 8	1700 mm	1 szt. x 100
	21835	CH 10	1700 mm	1 szt. x 100
	21836	CH 12	1700 mm	1 szt. x 100
	21837	CH 14	1700 mm	1 szt. x 100
	21838	CH 16	1700 mm	1 szt. x 100
	21839	CH 18	1700 mm	1 szt. x 100



	21890	CH 6	500 mm	1 szt. x 100
	21891	CH 8	500 mm	1 szt. x 100
	21892	CH 10	800 mm	1 szt. x 100
	21893	CH 12	800 mm	1 szt. x 100
	21894	CH 14	800 mm	1 szt. x 100
	21846	CH 16	800 mm	1 szt. x 100
	21847	CH 18	800 mm	1 szt. x 100
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH			

*- dostępny na zamówienie



Dystrybutor:

ZARYS International Group Sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

Data opracowania: 2019.07.29

Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych PRI-LOW-VAC-SAVE

WYTWÓRCA:	PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do długotrwałego drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym • Szeroko stosowany w chirurgii • Umożliwia przeprowadzenie bezkontaktowego drenażu ran 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> • W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności- o pojemności 250ml i 500ml • Skuteczna zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu • Możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 120 mbar • Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną, docinaną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH6 – CH18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego • Precyzyjne skale pomiarowe odpowiednio co 40ml dla mieszka 250ml i co 50ml dla mieszka 500ml • Dodatkowa skala na dnie pojemnika • Własny, uniwersalny system do podwieszenia • Dostępne także mieszki wymienne • Sterylny • Podwójnie pakowany: zewnątrz papier/folia, wewnątrz folia 			
ROZMIAR I KOD:	KOD	POJEMNOŚĆ	OPIS	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	21962	250 ml	Butelka + dren łączący	35 szt.
	21961	250 ml	Butelka wymienna	35 szt.
	22090	250 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 8	35 szt.
	22091	250 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 10	35 szt.
	22092	250 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 12	35 szt.
	22093	250 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 14	35 szt.
	22094	250 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 16	35 szt.
22095	250 ml	Zestaw: butelka + dren łączący +	35 szt.	



			dren Redona z trokarem CH 18	
	21972	500 ml	Butelka + dren łączący	35 szt.
	21971	500 ml	Butelka wymienna	35 szt.
	21981*	500 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 10	35 szt.
	21987*	500 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 12	35 szt.
	21988*	500 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 14	35 szt.
	21989*	500 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 16	35 szt.
	21980*	500 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 18	35 szt.
		DŁUGOŚĆ		
	21954*	125 cm	Dren łączący standard	50 szt.
	22017*	125 cm	Dren łączący typu Y	25 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH			

*produkt dostępny na zamówienie



Dystrybutor:



ZARYS International Group Sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

Data opracowania: 2019.08.09

Dren brzuszny/otrzewnowy

100% silikon

WYTWÓRCA:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Niemcy																																																			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> • Grawitacyjny drenaż ran pooperacyjnych • Przeznaczony do długotrwałego drenażu jamy otrzewnej oraz miednicy, głównie okolicy delikatnych narządów 																																																			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> • Wykonane z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych • Otwarta końcówka atraumatyczna z sześcioma bocznymi otworami • Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu • Specjalnie wyprofilowane otwory drenujące o kształcie stożkowym zapobiegające wrastaniu tkanek oraz zatykaniu światła drenu • Długość 50cm • Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu • Opakowanie podwójne - opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia 																																																			
ROZMIAR I KOD:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KOD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21899</td></tr> <tr><td>21900</td></tr> <tr><td>21901</td></tr> <tr><td>21130</td></tr> <tr><td>21902</td></tr> <tr><td>21903</td></tr> <tr><td>21131</td></tr> <tr><td>21904</td></tr> <tr><td>21905</td></tr> <tr><td>21132</td></tr> <tr><td>21906</td></tr> <tr><td>21907</td></tr> <tr><td>21908</td></tr> <tr><td>21909</td></tr> <tr><td>21133</td></tr> </tbody> </table>	KOD	21899	21900	21901	21130	21902	21903	21131	21904	21905	21132	21906	21907	21908	21909	21133	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMIAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CH8</td></tr> <tr><td>CH10</td></tr> <tr><td>CH12</td></tr> <tr><td>CH14</td></tr> <tr><td>CH15</td></tr> <tr><td>CH18</td></tr> <tr><td>CH20</td></tr> <tr><td>CH21</td></tr> <tr><td>CH24</td></tr> <tr><td>CH26</td></tr> <tr><td>CH27</td></tr> <tr><td>CH30</td></tr> <tr><td>CH33</td></tr> <tr><td>CH36</td></tr> <tr><td>CH39</td></tr> </tbody> </table>	ROZMIAR	CH8	CH10	CH12	CH14	CH15	CH18	CH20	CH21	CH24	CH26	CH27	CH30	CH33	CH36	CH39	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPAKOWANIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> <tr><td>1 szt./ 25szt</td></tr> </tbody> </table>	OPAKOWANIE	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt	1 szt./ 25szt
KOD																																																				
21899																																																				
21900																																																				
21901																																																				
21130																																																				
21902																																																				
21903																																																				
21131																																																				
21904																																																				
21905																																																				
21132																																																				
21906																																																				
21907																																																				
21908																																																				
21909																																																				
21133																																																				
ROZMIAR																																																				
CH8																																																				
CH10																																																				
CH12																																																				
CH14																																																				
CH15																																																				
CH18																																																				
CH20																																																				
CH21																																																				
CH24																																																				
CH26																																																				
CH27																																																				
CH30																																																				
CH33																																																				
CH36																																																				
CH39																																																				
OPAKOWANIE																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				
1 szt./ 25szt																																																				

**Producent sprzętu
medycznego**

Istnieje od 1989 roku


05-230 Kobyłka

ul. St. Szpotańskiego 8

tel.0-601-217-117

e-mail: bonum@firma.pl

BUTELKA DO DŁUGOTRWALEGO ODSYSANIA RAN



Podstawowe cechy wyrobu:

- wykonana z polietylenu medycznego
- jednorazowego użytku
- na zamówienie butelka sterylna /sterylizowana radiacyjnie w ICHiTJ/
- możliwość połączenia z drenami o średnicach od 8CH do 16CH
- pojemność 200 i 400 ml
- produkowana zgodnie z zaleceniami z zaleceniami Dyrektywy 93/42/EWG
- butelka sterylna posiada Certyfikat Zgodności CE poświadczony przez jednostkę notyfikowaną o numerze 1434.

Butelki produkowane w poniższym asortymencie:

REF:	POJEMNOŚĆ I RODZAJ PAKOWANIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
01	200 ml	50 sztuk
02	400 ml	25 sztuk
03	200 ml sterylna	110 sztuk
04	400 ml sterylna	65 sztuk
05	200 ml ster. papier-folia	85 sztuk
06	400 ml ster. papier-folia	60 sztuk
07	200 ml ster. opakowanie podwójne	85 sztuk

Łączniki do drenów

pak 31 poz. 8

- wykonane z medycznego tworzywa sztucznego
- rozmiary kodowane cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku
- ramiona łączników stożkowe, schodkowe



Łącznik – T				
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
			sterylne	niesterylne
1	7	5	9T-0710	9T-0700
2	9	6	9T-0910	9T-0900
3	11	9	9T-1110	9T-1100
4	13	10	9T-1310	9T-1300
5	18	14	9T-1810	9T-1800



Łącznik – Y				
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
			sterylne	niesterylne
1	7	5	9Y-0710	9Y-0700
2	9	6	9Y-0910	9Y-0900
3	11	9	9Y-1110	9Y-1100
4	13	10	9Y-1310	9Y-1300
5	16	13	9Y-1610	9Y-1600
6	18	15	9Y-1810	9Y-1800



Łącznik uniwersalny			
O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
		sterylne	niesterylne
15	6	9P-1510	9P-1500



Łącznik prosty				
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
			sterylne	niesterylne
1	6	5	9P-0510	9P-0500
2	8	6	9P-0610	9P-0600
3	10	9	9P-0910	9P-0900
4	12	10	9P-1010	9P-1000



Łącznik z kontrolą siły ssania			
O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
		sterylne	niesterylne
10	6	9F-0610	9F-0600

Łącznik redukcyjny								
oznaczenie	I.D. [mm]	O.D. [mm]		O.D. [mm]		I.D. [mm]	nr katalogowy	
		▲ min.	max ▲	▲max	▲min.		sterylne	niesterylne
2	7	8	11	5	3	2	9R-0710	9R-0700
3	8	10	13	10	8	6	9R-0810	9R-0800
4	10	12	15	11	8	7	9R-1010	9R-1000
5	14	16	20	11	8	7	9R-1410	9R-1400