

ERRATA DO POLSKIEJ WERSJI INSTRUKCJI UŻYWANIA 1001-PMTL-270.V01

- **strony 2, 30, 31, 118 prawidłowe dane:**

Mikro pompa insulinowa (marki Equil®) posiada siedem podstawowych profili programów podawania insuliny bazowej.

- **strona 117 prawidłowe dane:**

PDA Wymiary - 123 x 62,5 x 12,4 mm(Dł.x Szer.x Gł.)

Masa - 89 g (bez baterii)

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 3.5


Bateria - 2100 mAh

- **strona 119 prawidłowe dane:**

Współczynnik wrażliwości na insulinę

1-300 mg/dl na j, z przyrostem co 1;

bez wartości domyślnej



<div></div>	本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。	项目信息		<div>切刀</div> <div>压线</div> <div>开槽</div> <div>半穿</div> <div>粘合</div>	尺寸：10x10cm		设计审核		日期	
	本图纸应与说明，产品状况，产品结构图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。	名称	说明书勘误表卡片（波兰语）			印刷颜色：四色印刷		设计		
		图纸号				材质：105g 铜版纸		审核		
		物料号	1001-PMTL-392							
		版本号	V01			特种工艺：				
	图档中所有尺寸比例为1:1。 公差: L(长)* (宽): +1/-1mm, H(高): ±1mm	版本变更描述			<div>备注</div> <div>无印刷</div>	备注：		批准		
		发放范围	生产（ ） 采购（ ） 计划（ ） 其他：					生效日期		