




### Zestawy do wykonywania zabiegów z zakresu ciągłych terapii nerkozastępczych

Producent : Fresenius Medical Care Niemcy



#### Zestaw do hemofiltracji CVVHF

multiFiltrate KIT 2 CVVH 600

(nr logistyczny zestawu: 5038911)

W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux ®AV 600S	1szt	5007361
kaseta multiFiltrate	1szt	5016801
dren substytutu	1szt	5016761

#### Zestaw CVVHD Tryb CVVHD


multiFiltrate KIT 3 CVVHD 600

(nr logistyczny zestawu: 5038921)

Zezwala na efektywną eliminację dyfuzyjną substancji niskocząsteczkowych.

W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux ®AV 600S	1szt	5007361
kaseta multiFiltrate	1szt	5016801
dren dializatu	1szt	5016751



Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna; ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań  
Tel. 061 8392 600, fax. 061 8392 601, sekretariat@fmc.pl, www.fresenius.com.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A. 30 1750 1019 0000 0000 0436 1008

NIP: 783-14-80-785, KRS 0000076738 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;

kapitał zakładowy i wpłacony: 4.100.000 PLN

## Zestaw CVVHDF Tryb CVVHDF


multi**Filtrate** KIT 4 CVVHDF 600

(nr logistyczny zestawu: 5038931)

łączy dyfuzyjną i konwekcyjną eliminację toksyn, co pozwala to na efektywną eliminację substancji nisko- i średniocząsteczkowych. Substytut może być podawany w pre- lub postdilucji.

W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux ®AV 600S	1szt	5007361
kaseta multi <b>Filtrate</b>	1szt	5016801
dren substytutu	1szt	5016761
dren dializatu	1szt	5016751



## Zestaw MPS

multi**Filtrate** KIT 16 MPS P2dry

(nr logistyczny zestawu: F00000215)

**MPS** Podczas plazmaferezy osocze pacjenta jest odfiltrowane i wymieniane na np. osocze dawcy w proporcji 1:1.

W skład zestawu wchodzi:

Filtr plasmaFlux P2 dry	1szt	5008031
kaseta multi <b>Filtrate</b>	1szt	5016801
dren substytutu MPS z zestawem adapterów HF Luer-Lock / Spike (4 szt.)	1szt	5016771
Worek filtratu 10ltr	1szt	5029011


## Zestaw CVVH/HV-CVVH

multi**Filtrate** KIT 7 HV-CVVH 1000

(nr logistyczny zestawu: 5038181)

Oparta na konwencji hemofiltracja wysokoobjętościowa HV-CVVH osiąga godną uwagi szybkość wymiany do 9.6 l/h. Tryb HV-CVVH umożliwia prowadzenie hemofiltracji jednocześnie w pre- i postdilucji. W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux ®AV 1000S	1szt	5008981
kaseta multi <b>Filtrate</b>	1szt	5016801
dren substytutu	2szt	5016861



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna; ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań  
Tel. 061 8392 600, fax. 061 8392 601, sekretariat@fmc.pl, www.fresenius.com.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A. 30 1750 1019 0000 0000 0436 1008

NIP: 783-14-80-785, KRS 0000076738 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;

kapitał zakładowy i wpłacony: 4.100.000 PLN

## Zestaw CVVHDF Tryb CVVHDF

multi**Filtrate** KIT 8 CVVHDF 1000

(nr logistyczny zestawu: 5038871)

łączy dyfuzyjną i konwekcyjną eliminację toksyn, co pozwala to na efektywną eliminację substancji nisko- i średniocząsteczkowych. Substytut może być podawany w pre- lub postdilucji.

W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux®AV 1000S 1szt	5008981
kaseta multi <b>Filtrate</b> 1szt	5016801
dren substytutu 1szt	5016761
dren dializatu 1szt	5016751

## Zestaw PAED

multi**Filtrate** KIT Paed CRRT/SCUF

(nr logistyczny zestawu: 5039051)

Umożliwia prowadzenie ciągłych terapii nerkozastępczych **pediatrycznych** w trybie **CVVH** (Post- lub Predylucja) oraz **CVVHD**, jak również SCUF.

Na uwagę zasługuje hemofiltr Ultraflux®AV paed sterylizowany parą wodną w trybie INLINE o powierzchni 0,2 m<sup>2</sup> i objętości krwi zredukowanej do zaledwie **18 ml**. Objętość krwi w zestawie drenów **54 ml**.  
W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux®AV paed 1szt	5017751
zestaw multi <b>Filtrate</b> paed <b>CPRT/SCUF Set</b> 1szt	5008231



## Zestaw do hemodializy (CVVHD) z regionalną antykoagulacją cytrynianową

**Multifiltrate KIT Ci-Ca CVVHD 1000**

(nr logistyczny zestawu: 5039011)

W skład zestawu wchodzi:

hemofiltr Ultraflux®AV 1000S z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m <sup>2</sup>	5008981
kaseta multi <b>Filtrate</b> Ci-Ca - integrująca 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem)	5017541
Dren dializatu	5016751



Fresenius Medical Care Polska Spółka Akcyjna; ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań  
Tel. 061 8392 600, fax. 061 8392 601, sekretariat@fmc.pl, www.fresenius.com.pl

Raiffeisen Bank Polska S.A. 30 1750 1019 0000 0000 0436 1008

NIP: 783-14-80-785, KRS 0000076738 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS;

kapitał zakładowy i wpłacony: 4.100.000 PLN