



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Formularz asortymentowo- cenowy

--

Zadanie 1

	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Zestaw testowy PCD, cykl 134 C. Biologiczny zestaw testowy 3M Attest Super Rapid o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Na folce repozycjonowalna, nierwana się naklejka z miejscem do opisu i wskaźnik chemiczny. Opakowanie : 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Wskaźniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem 3M 490 ATTEST SUPER RAPID BL. Termin ważności do użycia minimum 12 miesięcy liczony od dnia dostawy.	sztuka	780					
2.	Test pozostałości białkowych CTPR050. Test wykrywający pozostałości białkowe na umytych narzędziach chirurgicznych. Zgodny z PN EN 15883-1. Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55C na podstawie zmiany zabarwienia po 15 min. Kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego inkubatorem. Bez konieczności przechowywania w lodówce. Termin ważności do użycia 12 miesięcy od dnia dostawy.	sztuka	50					
3.	Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3cm , do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Zgodność z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Termin przydatności do użycia 12 miesięcy od dnia dostawy.	sztuka	2000					
4.	Wskaźnik biologiczny Rapid do kontroli procesu sterylizacji parowej w temperaturze 121 C i 134 C, ostateczny odczyt wyniku po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku + lub -. Zgodność z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Termin przydatności do użycia 12 miesięcy od dnia dostawy.	sztuka	100					
	razem							