


**Jednorazowa opaska do mocowania czujnika NMT na kciuku, op. 20 szt.:
- dla dzieci i dorosłych nr kat. 040-02258-00**



Informacje:


Kompatybilność monitory z modulem NMT
(BeneVision seria N, BeneView seria T)

Normy opaska spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych 93/42/EEC

Zawartość lateksu: brak

Instrukcja obsługi

Przymocuj czujnik NMT do kciuka w sposób przedstawiony na poniższym rysunku:



(1) Moduł NMT

(2) Kabel NMT pacjenta

(3) Kabel stymulacji NMT

(4) Kabel czujnika NMT

(5) Elektroda bliższa (czerwona)

(6) Elektroda dalsza (czarna)

(7) Czujnik NMT