




**ADVANCE EUROPE Sp. z o.o.**  
 Biuro Techniczno – Handlowe  
 ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa  
 tel.: 0048-22-843-05-18, 843-03-10 fax 0048-22-843-67-94  
 e-mail: [ae@advanceeurope.com.pl](mailto:ae@advanceeurope.com.pl) [www.advanceeurope.com.pl](http://www.advanceeurope.com.pl)



<b>Wskazanie:</b> Profilaktyka przed-, śród- i pooperacyjnej zakrzepicy oraz zatorowości u leżących pacjentów  <b>Bezwzględne przeciwwskazania:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zaawansowana choroba zarostowa tętnic obwodowych</li> <li>– Zastoinowa niewydolność serca</li> <li>– Septyczne zapalenie żył</li> <li>– Bolesny obrzęk siniczny</li> </ul> <b>Względne przeciwwskazania:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wyraźne dermatozy sączące</li> <li>– Nietolerancja materiału pończosznego</li> <li>– Ciężkie zaburzenia wrażliwości kończyn</li> <li>– Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)</li> <li>– Pierwotne przewlekłe zapalenie wielostawowe</li> </ul>	<b>Kolor:</b> biały  <b>Kompresja:</b> 14 - 22 mmHg  <b>Skład materiału:</b>  78% poliamid, 22% elastan
--	---

Kolorowe paski:	1	2	3	5	6
Tabela rozmiarów DE:	xsmall	small	medium	large	xlarge
 cG	46 – 50	50 – 54	54 – 58	58 – 62	62 – 66
cC	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
cB	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30

Kolorowe paski:	1	2	3	5	6
Tabela rozmiarów PL:	s	m	l	xl	xxl
 cG	46 – 50	50 – 54	54 – 58	58 – 62	62 – 66
cC	31 – 34	34 – 37	37 – 40	40 – 43	43 – 46
cB	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30