




**Katalog produktów
procesora dźwięku
Nucleus® Kanso® 2 firmy
Cochlear™**







W tym katalogu zawarte są komponenty i akcesoria, które są dostępne dla procesora dźwięku Nucleus® Kanso® 2 firmy Cochlear™

Katalog ten zawiera produkty, które mogą zostać zamówione przez użytkowników implantów ślimakowych firmy Cochlear i ich opiekunów.

Aby zamówić produkty z tego katalogu, należy skontaktować się z kliniką lub najbliższym biurem firmy Cochlear.

Proszę zwrócić uwagę:

- Produkty przedstawione w tym katalogu są kompatybilne z procesorem dźwięku (CP1150) Kanso® 2.
- Wyświetlane obrazy nie mają rzeczywistego rozmiaru.
- Produkty są dostępne tylko jako pojedyncze sztuki, chyba że określono inaczej.
- Produkty przedstawione w tym katalogu mogą nie być dostępne we wszystkich krajach, a konfiguracje lub specyfikacje produktów mogą się różnić.



Komponenty procesora dźwięku Kanso 2



- 1 Gniazda mikrofonu
- 2 Dioda sygnalizacyjna
- 3 Magnes
- 4 Osłona gniazda

Dostępne kolory



Czarny



Ciemnoszary



Srebrny




Piaskowy
blond



Czekoladowy
brąz

Komponenty produktu




P1320278

Procesor dźwięku Kanso 2 (CP1150)

pakiet1,
pkt3


● P1320278 ● P1320276 ● P1320274 ○ P1320275 ● P1320277



P1376462

Ośłona mikrofonu Kanso 2 (2 sztuki)

● P1376462 ● P1376466 ● P1376465 ○ P1376464 ● P1376463



P1376462

Ośłona gniazda Kanso 2

● P1562184 ● P1562185 ● P1562186 ○ P1562187 ● P1562188

Magnes firmy Cochlear*

P1434372 Magnes firmy Cochlear, siła 1/2

P1434373 Magnes firmy Cochlear, siła 1

P1434374 Magnes firmy Cochlear, siła 2

P1434375 Magnes firmy Cochlear, siła 3

P1434376 Magnes firmy Cochlear, siła 4

P1434378 Magnes firmy Cochlear, siła 5

P1434379 Magnes firmy Cochlear, siła 6



P1434375

Magnes firmy Cochlear (I) - dla użytkowników implantu Profile™ Plus**

P1540171 Magnes firmy Cochlear (I), siła 1/2


P1540172 Magnes firmy Cochlear (I), siła 1

P1540173 Magnes firmy Cochlear (I), siła 2


P1540174 Magnes firmy Cochlear (I), siła 3

P1540175 Magnes firmy Cochlear (I), siła 4

P1540176 Magnes firmy Cochlear (I), siła 5



P1540174



P1434756

Narzędzie do wyjmowania magnesu firmy Cochlear

P1434756 Narzędzie do wyjmowania magnesu firmy Cochlear

* Jeśli zmieniasz siłę magnesu lub nie jesteś pewien, jaki model implantu posiadasz, skontaktuj się z lekarzem.

^ Implanty Profile Plus odnoszą się do implantów serii CI600 firmy Cochlear (CI612, CI622, CI632)


Ładowarki do akumulatorów



P1434277

Ładowarka stacjonarna firmy Cochlear

P1434277 Ładowarka stacjonarna firmy Cochlear



P1434347

Ładowarka przenośna firmy Cochlear

P1434347 Ładowarka przenośna firmy Cochlear z krótkim kablem

P1593003 Ładowarka przenośna firmy Cochlear z długim kablem



P1320328

Kabel zamienny dla przenośnej ładowarki firmy Cochlear

P1320328 Przewód ładowarki przenośnej firmy Cochlear - krótki (30cm)

P1320330 Przewód ładowarki przenośnej firmy Cochlear - długi (50cm)

Pilot podstawowy



Z569903

Pilot podstawowy CR310

Z569903 Pilot podstawowy CR310


Pielęgnacja i konserwacja



P1631530

Plecak użytkownika

P1631530 Plecak użytkownika



P1340426

Naklejki personalizacyjne

P1340426 Naklejki personalizacyjne



Z339244

Samoprzylepne etykiety Nucleus umożliwiające identyfikację strony

Z339244 Samoprzylepne etykiety Nucleus umożliwiające identyfikację strony

Aksesoria do noszenia i zabezpieczające



Opaska na głowę Cochlear dla procesora dźwięku Kanso 2*

- P1434786 Opaska na głowę Cochlear (M, czarna)
- P1434787 Opaska na głowę Cochlear (L, czarna)
- P1434779 Opaska na głowę Cochlear (XS, waniliowa)
- P1434783 Opaska na głowę Cochlear (XS, czarna)
- P1434782 Opaska na głowę Cochlear (XS, szara)
- P1434780 Opaska na głowę Cochlear (S, waniliowa)
- P1434785 Opaska na głowę Cochlear (S, czarna)
- P153353 Opaska na głowę Cochlear (S, szara)



Podkładki Softwear™ firmy Cochlear (opakowanie zawiera 5 sztuk)

- P793402 Podkładki Softwear™ firmy Cochlear



Smycz zabezpieczająca (długa) (opakowanie zawiera 2 sztuki)

- P1562172 Smycz zabezpieczająca (długa), czarna
- P1562173 Smycz zabezpieczająca (długa), czekoladowy brąz
- P1562174 Smycz zabezpieczająca (długa), piaskowy blond
- P1562175 Smycz zabezpieczająca (długa), srebrna
- P1562176 Smycz zabezpieczająca (długa), ciemnoszara



Smycz zabezpieczająca (krótka) (opakowanie zawiera 2 sztuki)

- P1562147 Smycz zabezpieczająca (krótka), czarna
- P1562148 Smycz zabezpieczająca (krótka), czekoladowy brąz
- P1562149 Smycz zabezpieczająca (krótka), piaskowy blond
- P1562150 Smycz zabezpieczająca (krótka), srebrna
- P1562191 Smycz zabezpieczająca (krótka), ciemnoszara

*Aby dopasować do obwodu głowy 40-48cm (XS), 45-53 cm (S), 48-58cm (M), 53-63cm (L)



P1562178

Smycz zabezpieczająca (krótka pętla) (opakowanie zawiera 2 sztuki)

- P1562178 Smycz zabezpieczająca (krótka pętla), czarna
- P1562179 Smycz zabezpieczająca (krótka pętla), czekoladowy brąz
- P1562180 Smycz zabezpieczająca (krótka pętla), piaskowy blond
- P1562181 Smycz zabezpieczająca (krótka pętla), srebrna
- P1562182 Smycz zabezpieczająca (krótka pętla), ciemnoszara



P785309

Smycz zabezpieczająca z zatrzaskiem na włosy Nucleus (opakowanie zawiera 5 sztuk)

- P785309 Smycz zabezpieczająca z zatrzaskiem na włosy, czarna
- P785310 Smycz zabezpieczająca z zatrzaskiem na włosy, biała
- P785312 Smycz zabezpieczająca z zatrzaskiem na włosy, brązowa

Zestaw Activity



P1434755

Akcesorium Aqua+ firmy Cochlear dla procesora dźwięku Kanso 2


- P1434755 Cochlear Aqua+ (2 sztuki)



P740569

Futerał na zestaw Activity Kanso 2

- P740569 Futerał na zestaw Activity Kanso 2




Z467062

Smycz zabezpieczająca Nucleus dla Aqua+

- Z467062 Smycz zabezpieczająca Nucleus (2 sztuki)




Dostępne urządzenia Cochlear True Wireless™



Klips telefoniczny

94770 Cochlear Wireless Phone Clip (klips telefoniczny) (UE)

94772 Cochlear Wireless Phone Clip (klips telefoniczny) (GB)



Mini mikrofon 2+

P770845 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (mini mikrofon 2+) (GB)

P770846 Cochlear Wireless Mini Microphone 2+ (mini mikrofon 2+) (EU)



Nadajnik TV

94760 Cochlear Wireless TV Streamer (nadajnik TV) (EU)

94762 Cochlear Wireless TV Streamer (nadajnik TV) (GB)

Hear now. And always

Jako światowy lider w dziedzinie wszczepialnych rozwiązań słuchowych, firma Cochlear zajmuje się zapewnianiem możliwości słyszenia przez całe życie osobom z niedosłuchem w stopniu od umiarkowanego do głębokiego. Zapewniliśmy ponad 600 000 wszczepialnych urządzeń słuchowych, pomagając osobom w różnym wieku słyszeć i korzystać z życia.

Chcemy dać ludziom najlepszą możliwą zdolność słyszenia przez całe życie i dostęp do innowacyjnych technologii przyszłości. Posiadamy największą w branży sieć zasobów klinicznych, badawczych i wspierających.

To dlatego firma Cochlear jest wybierana częściej niż inne firmy oferujące implanty słuchowe.

■ Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany T: +49 511 542 7750 F: +49 511 542 7770
Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom T: +44 1932 26 3400 F: +44 1932 26 3426
Cochlear Austria GmbH CEE Office, Millennium Tower, 45th Floor, Handelskai 94-96, 1200 Vienna, Austria T: +43 1 37600 26 000
Cochlear Benelux NV Schallenhoevedreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium T: +32 15 79 55 77
Cochlear Europe Limited Czech Branch Office, Kamenická 656/56, 170 00 Prague 7, Czech Republic T: +420 222 13 53 13
Cochlear France SAS 135 route de Saint Simon, CS 43574, 31035 Toulouse, France T: +33 5 34 63 85 85 (international) or 0805 200 016 (national) F: +33 5 34 63 85 80
Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy T: +39 051 601 53 11 F: +39 051 39 20 62
Cochlear Middle East FZ-LLC Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates
T: +971 4 818 4400 F: +971 4 361 8925
Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden T: +46 31 335 14 61
Cochlear Nordic AB Lejrevvej 39-41, 3500 Værløse, Denmark T: +45 41 53 40 00
Cochlear Nordic AB Menuetto Business Center, Huopalahdentie 24 A, 00350 Helsinki, Finland T: +358 20 735 0788
Cochlear Norway AS Postboks 6614, Etterstad, 0607 Oslo, Norway T: +47 22 59 47 00
Cochlear Tibbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
T: +90 216 538 5900 F: +90 216 538 5919

www.cochlear.com/kanso2



Aby uzyskać informacje na temat dostępnych metod leczenia utraty słuchu, należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Wyniki mogą się różnić. Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, które mogą mieć na nie wpływ. Należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi. Nie wszystkie produkty są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear.

Procesor dźwięku Kanso 2 jest pyło- i wodoodporny w stopniu IP68 określonym przez międzynarodową normę IEC60529 i można go zanurzać w wodzie na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 1 godzinę. Procesor dźwięku Kanso 2 z zestawem Aqua+ jest pyło- i wodoodporny w stopniu IP68 określonym przez międzynarodową normę IEC60529 i można go zanurzać w wodzie na głębokość do 3 metrów przez maksymalnie 2 godziny. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Procesor dźwięku Kanso 2 jest zgodny z urządzeniami iPhone, iPad oraz iPod touch. Aplikacja Cochlear Nucleus Smart App jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Więcej informacji na temat zgodności produktów można znaleźć na stronie www.cochlear.com/compatibility.

Nazwy ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코글리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, logo w kształcie elipsy oraz Whisper są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cochlear Limited. Nazwy Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock, EveryWear, SoundArc, Vistafix, and WindShield to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Nazwy Android i Google Play oraz logo Google Play to znaki towarowe spółki Google LLC. Robot Android stanowi odtworzenie bądź modyfikację znaku stworzonego i udośćwiepnionego przez firmę Google oraz wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution.

Nazwa Apple, logo Apple, nazwa FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzeżone w USA i innych krajach. App Store to marka usługowa firmy Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach.