

EG1 KATALOG OSTRZY

Ten katalog nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w USA

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

G1 KATALOG OSTRZY

- System ostrzy zaprojektowanych specjalnie do nowego napędu Anspach EG1™
- Ostrza kompatybilne z istniejącymi systemami: EMAX® 1 Plus i XMAX®*



NOWA GEOMETRIA NASADEK
Zwiększona precyzja cięcia

TEN SAM TYP WIERTEŁ
Zaufanie chirurgów na całym świecie

PODOBNE NAZEWENICTWO

Dodaj “-G1” do numeru katalogowego ostrza do eMax2

Przykład:

Isniący numer katalogu:	Nowy numer:
S-1B	S-1B-G1



* Nie do użytku z systemem Anspach microMax, Black Max, i iMRI.

WIĘCEJ TYPÓW OSTRZY, MNIJSZY MAGAZYN

Te same ostrza wykorzystywane są do nasadek prostych i kątnic

- Większa ilość dostępnych rodzajów ostrzy
- Mniejsze zasoby magazynowe

Przykład:

4 mm rowkowany, kula



Rodzaj nasadki	Obecny numer	Numer EG1
SHORT (prostnica) 	S-4B	S-4B-G1
QD8 (kątnica) 	QD8-4B	

TABELA REFERENCYJNA NUMERÓW KATALOGOWYCH

OSTRZA			
Rodzaj nasadki	Numer katalogowy		Nr. Katalogowy EG1
Kraniotomy CRANI-A, CRANI-A-R, CRANI-P, CRANI-L	A-CRN	→	A-CRN-G1
	P-CRN	→	P-CRN-G1
	L-CRN	→	L-CRN-G1
Prostnice / Nasadki proste SHORT, MEDIUM, LONG, MIA16, SHORT-HD, MEDIUM-HD, LONG- HD, XL-HD	S-1B	→	S-1B-G1
	M-2B	→	M-2B-G1
	L-4B	→	L-4B-G1
	MIA16-4B	→	MIA16-4B- G1
	SHD-5B	→	SHD-5B-G1
	MHD-15C	→	MHD-15C-G1
	LHD-5B	→	LHD-5B-G1
ADG, CDA	ADG-1R	→	ADG-1R-G1
Kątnice QD8, QD11, QD14	QD8-4B	→	S-4B-G1
	QD11-1SB	→	M-1SB-G1
	QD14-3SB	→	L-3SB-G1
Wiertła G1 są kompatybilne pomiędzy: QD8 i SHORT QD11 i MEDIUM QD14 i LONG			
Minimalnie inwazyjne nasadki (MA) oraz tuleje osłaniające MA-D20, MA-DRIVER, MA-10S, MA-10C, MA-15S, MA-15ST, MA-15C, MA-19ST	MA10-1SB	→	MA10-1SB
	MA15-2SB	→	MA15-2SB
	MA19-2SB	→	MA19-2SB

Używamy
istniejący
nr.katalogowy
+ “-G1”

Używamy numeru
katalogowego
odpowiadającego
prostnicy
+ “-G1”

Brak zmian w
numerach
katalogowych

OSTRZA EG1

Obecny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadki
KRANIOTOMY			
P-CRN	P-CRN-G1	1.4 mm x12.8 mm router rowkowany	CRANI-P, CRANI-P-G1
P-CRN-M	P-CRN-M-G1	1.3 mm x12.8 mm router rowkowany	CRANI-P, CRANI-P-G1
A-CRN	A-CRN-G1	1.85 mm x16 mm router rowkowany	CRANI-A, CRANI-A-G1
A-CRN-M	A-CRN-M-G1	2 mm x15.6 mm router rowkowany	CRANI-A, CRANI-A-G1
A-CRN-S	A-CRN-S-G1	2.15 mm x22 mm router rowkowany spiralny	CRANI-A, CRANI-A-G1
L-CRN	L-CRN-G1	2.5 mm x25.4 mm router rowkowany	CRANI-L, CRANI-L-G1
L-CRN-S	L-CRN-S-G1	2.47 mm x30.3 mm router rowkowany spiralny	CRANI-L, CRANI-L-G1
NASADKI PROSTE / PROSTNICE			
L-10DRC	L-10DRC-G1	10 mm x14 mm frez bębnowy, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-1R	L-1R-G1	1.2 mm x12.8 mm router rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-1SB	L-1SB-G1	1 mm rowkowany, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-1SD	L-1SD-G1	1 mm diament, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-2SB	L-2SB-G1	2 mm rowkowany, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-2SD	L-2SD-G1	2 mm diament, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-35DR	L-35DR-G1	3.5 mm x8.4 mm frez bębnowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-3SB	L-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-3SD	L-3SD-G1	3 mm diament, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-3SDC	L-3SDC-G1	3 mm gruboziarnisty, kula, diament, standardowa dł.	LONG, QD14, LONG-G1
L-4B	L-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-4BA-S	L-4BA-S-G1	4 mm x8 mm beczkowy, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-4B-C	L-4B-C-G1	4 mm rowkowany, karbidowy, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-4D	L-4D-G1	4 mm diament, kula, standardowa długość	LONG, QD14, LONG-G1
L-4DC	L-4DC-G1	4 mm gruboziarnisty, kula, diament	LONG, QD14, LONG-G1
L-4DRM	L-4DRM-G1	4 mm x8.9 mm bębnowy, rowkowany, jednostronny	LONG, QD14, LONG-G1
L-4DX	L-4DX-G1	4 mm kula, diament, gruboziarnisty, extra	LONG, QD14, LONG-G1
L-4OV	L-4OV-G1	4 mm x8 mm owal, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

TABELA ZMIAN OSTRZA

Obecny numer	Numer kat. EG1	OPIS	Nasadki
L-56OV	L-56OV-G1	5 mm x6 mm owal, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-58OV	L-58OV-G1	5 mm x 8 mm owal, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-5AC	L-5AC-G1	5 mm rowkowany, żółędziowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-5B	L-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-5BA	L-5BA-G1	5 mm x10 mm beczkowy, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-5B-C	L-5B-C-G1	5 mm rowkowany, kula, karbidowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-5D	L-5D-G1	5 mm diament, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-5DC	L-5DC-G1	5 mm gruboziarnisty, diament, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-5DRC	L-5DRC-G1	5 mm x14 mm beczkowy, rowkowany, jednostronny	LONG, QD14, LONG-G1
L-5DRM	L-5DRM-G1	5 mm x8.4 mm beczkowy, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-5DX	L-5DX-G1	5 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	LONG, QD14, LONG-G1
L-5OV	L-5OV-G1	5 mm x10 mm owal, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-68DRMDX	L-68DRMDX-G1	6.8 mm x10.6 mm beczkowy, gruboziarnisty, diament, extra	LONG, QD14, LONG-G1
L-6B	L-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-6D	L-6D-G1	6 mm diament, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-6DC	L-6DC-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-6DRC	L-6DRC-G1	6 mm x14 mm beczkowy, rowkowany, jednostronny	LONG, QD14, LONG-G1
L-6DX	L-6DX-G1	6 mm gruboziarnisty, kula, diament, extra	LONG, QD14, LONG-G1
L-6DX-20	L-6DX-20-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra 20/30 Grit	LONG, QD14, LONG-G1
L-7AC	L-7AC-G1	7 mm rowkowany, żółędziowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-7B	L-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-7DRC	L-7DRC-G1	7 mm x14 mm rowkowany, bębnowy, jednostronny	LONG, QD14, LONG-G1
L-7DRC-11	L-7DRC-11-G1	7 mm x11 mm rowkowany, bębnowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-8BA	L-8BA-G1	8 mm x12.5 mm rowkowany, barytkowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-8DRC	L-8DRC-G1	8 mm x14 mm rowkowany, bębnowy, jednostronny	LONG, QD14, LONG-G1
L-8DRC-11	L-8DRC-11-G1	8 mm x11 mm rowkowany, bębnowy	LONG, QD14, LONG-G1
L-8DX	L-8DX-G1	8 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	LONG, QD14, LONG-G1
L-8N	L-8N-G1	2.3 mm rowkowany, zapałkowy	LONG, QD14, LONG-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Obecny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadki
L-8ND	L-8ND-G1	2.5 mm zapałkowy, diament	LONG, QD14, LONG-G1
L-8NS	L-8NS-G1	3 mm zapałkowy, rowkowany	LONG, QD14, LONG-G1
L-8NSD	L-8NSD-G1	3.2 mm zapałkowy, diament	LONG, QD14, LONG-G1
L-8NSDC	L-8NSDC-G1	3.2 mm zapałkowy, diament, gruboziarnisty	LONG, QD14, LONG-G1
L-8NS-M	L-8NS-M-G1	3 mm rowkowany, zapałkowy, mniej agresywny	LONG, QD14, LONG-G1
L-8NS-M-C	L-8NS-M-C-G1	3 mm karbidowy, rowkowany, zapałkowy, mniej agr.	LONG, QD14, LONG-G1
L-9B	L-9B-G1	9 mm rowkowany, kula	LONG, QD14, LONG-G1
L-9DRC	L-9DRC-G1	9 mm x14 mm rowkowany, bębnowy, jednostronny	LONG, QD14, LONG-G1
M-05D	M-05D-G1	0.5 mm diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-05SD	M-05SD-G1	0.5 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-15D	M-15D-G1	1.5 mm diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-15SD	M-15SD-G1	1.5 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-15SDC	M-15SDC-G1	1.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1B	M-1B-G1	1 mm rowkowany, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1D	M-1D-G1	1 mm diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1DC	M-1DC-G1	1 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1R	M-1R-G1	1.2 mm x12.8 mm router, rowkowany	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1SB	M-1SB-G1	1 mm rowkowany, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1SD	M-1SD-G1	1 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-1SDC	M-1SDC-G1	1 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-25SD	M-25SD-G1	2.5 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-25SDC	M-25SDC-G1	2.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-2B	M-2B-G1	2 mm rowkowany, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-2D	M-2D-G1	2 mm diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-2DC	M-2DC-G1	2 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-2SB	M-2SB-G1	2 mm rowkowany, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-2SD	M-2SD-G1	2 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-2SDC	M-2SDC-G1	2 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

TABELA ZMIAN
OSTRZA

Obecny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadka
M-35SD	M-35SD-G1	3.5 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-35SDC	M-35SDC-G1	3.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3B	M-3B-G1	3 mm rowkowany, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3D	M-3D-G1	3 mm diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3DC	M-3DC-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3DC-2	M-3DC-2-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, 2 mm trzpień	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3SB	M-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3SB-2	M-3SB-2-G1	3 mm rowkowany, kula, 2 mm trzpień	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3SD	M-3SD-G1	3 mm diament, kula, standardowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-3SDC	M-3SDC-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4B	M-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4B-27	M-4B-27-G1	4 mm rowkowany, kula, przedłużenie 27 mm	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4D	M-4D-G1	4 mm diament, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4DC	M-4DC-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula,	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4DX	M-4DX-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4FD	M-4FD-G1	4 mm x10 mm gruszkowy, diament, odwrócony	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-4OV	M-4OV-G1	4 mm x8 mm owal, rowkowany	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-55OV-C	M-55OV-C-G1	5.5 mm x10 mm karbidowy, rowkowany, owal	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-56OV	M-56OV-G1	5 mm x6 mm rowkowany, owal	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-58OV	M-58OV-G1	5 mm x8 mm rowkowany, owal	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5AC	M-5AC-G1	5 mm rowkowany, żółtawy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5B	M-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5B-2	M-5B-2-G1	5 mm rowkowany, kula, 2 mm trzpień	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5B-27	M-5B-27-G1	5 mm rowkowany, kula, przedłużony 27 mm	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5BA-20	M-5BA-20-G1	5 mm x20 mm rowkowany, białkowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5B-C	M-5B-C-G1	5 mm karbidowy, rowkowany, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5D	M-5D-G1	5 mm diament, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-5DC	M-5DC-G1	5 mm gruboziarnisty, diament, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

M-50V	M-50V-G1	5 mm x10 mm rowkowany, owal	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6B	M-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6B-C	M-6B-C-G1	6 mm karbidowy, rowkowany, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6D	M-6D-G1	6 mm diament, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6DC	M-6DC-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6DC-2	M-6DC-2-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula 2 mm trzpień	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6DX	M-6DX-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6DX-20	M-6DX-20-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra 20/30 Grit	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-6P	M-6P-G1	6 mm x9 mm rowkowany, gruszkowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-7AC	M-7AC-G1	7 mm rowkowany, żółdziowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-7B	M-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8BA	M-8BA-G1	8 mm x12.5 mm rowkowany, baryłkowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8N	M-8N-G1	2.3 mm rowkowany, żółdziowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8ND	M-8ND-G1	2.5 mm diament, żółdziowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8NS	M-8NS-G1	3 mm rowkowany, żółdziowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8NSD	M-8NSD-G1	3.2 mm diament, żółdziowy	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8NS-M	M-8NS-M-G1	3 mm rowkowany, żółdziowy mniej agresywny	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
M-8NS-M-C	M-8NS-M-C-G1	3 mm karbidowy, rowkowany, żółdziowy, mniej agresywny	MEDIUM, QD11, MEDIUM-G1, QD11-G1
MIA16-3SB	MIA16-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula, standard	MIA16, MIA16-G1
MIA16-4B	MIA16-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-4D	MIA16-4D-G1	4 mm diament, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-4DC	MIA16-4DC-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-5D	MIA16-5D-G1	5 mm diament, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-5OV	MIA16-5OV-G1	5 mm x10 mm rowkowany, owal	MIA16, MIA16-G1
MIA16-6B	MIA16-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-6DC	MIA16-6DC-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-6DX	MIA16-6DX-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	MIA16, MIA16-G1
MIA16-7B	MIA16-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	MIA16, MIA16-G1
MIA16-8NS	MIA16-8NS-G1	3 mm rowkowany, żółdziowy	MIA16, MIA16-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Obecny numer	Numer Kat. EG1	OPIS	Nasadka
MIA16-8NS-M	MIA16-8NSM-G1	3 mm rowkowany, żółtawozielony, mniej agresywny	MIA16, MIA16-G1
S-05D	S-05D-G1	0.5 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-06SD	S-06SD-G1	0.6 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-08SD	S-08SD-G1	0.8 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1203TD	S-1203TD-G1	1.2 mm x3 mm spiralny	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1254TD	S-1254TD-G1	wiertło spiralne do śruby 1.25 mm x4 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-12D	S-12D-G1	1.2 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1504TD	S-1504TD-G1	wiertło spiralne 1.5 mm x4 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1506TD	S-1506TD-G1	wiertło spiralne for 1.5 mm x6 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1506TD-M	S-1506TD-M-G1	1.5 mm x6 mm rowkowany, spiralny	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1510TD	S-1510TD-G1	1.55 mm x10 mm rowkowany, spiralny	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15B	S-15B-G1	1.5 mm rowkowany, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15D	S-15D-G1	1.5 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15DC	S-15DC-G1	1.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15DCT	S-15DCT-G1	1.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony, zwężony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15DRMC	S-15DRMC-G1	1.5 mm x7.5 mm cylindryczny, bębnowy, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15DRMC-L	S-15DRMC-L-G1	1.5 mm x7.5 mm cylindryczny, bębnowy, karbidowy przedłużony 25 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15SB	S-15SB-G1	1.5 mm rowkowany, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15SD	S-15SD-G1	1.5 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-15SDC	S-15SDC-G1	1.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1B	S-1B-G1	1 mm rowkowany, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1B-C	S-1B-C-G1	1 mm rowkowany, karbidowy, kula standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1D	S-1D-G1	1 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1DC	S-1DC-G1	1 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1R	S-1R-G1	1.4 mm x12.8 mm router rowkowany	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1SB	S-1SB-G1	1 mm rowkowany, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1SB-C	S-1SB-C-G1	1 mm rowkowany, kula, standard, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

S-1SD	S-1SD-G1	1 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-1SDC	S-1SDC-G1	1 mm gruboziarnisty, diament, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2004TD	S-2004TD-G1	sprilany do 2.0 mm x4 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2006TD	S-2006TD-G1	spiralny do 2.0 mm x6 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2433TD	S-2433TD-G1	2.4 mm x3.3 mm spiralny	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-25B	S-25B-G1	2.5 mm rowkowany, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-25D	S-25D-G1	2.5 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-25DC	S-25DC-G1	2.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-25SB	S-25SB-G1	2.5 mm rowkowany, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-25SD	S-25SD-G1	2.5 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-25SDC	S-25SDC-G1	2.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2B	S-2B-G1	2 mm rowkowany, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2B-C	S-2B-C-G1	2 mm rowkowany, kula, przedłużony, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2D	S-2D-G1	2 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2DC	S-2DC-G1	2 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SB	S-2SB-G1	2 mm rowkowany, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SB-C	S-2SB-C-G1	2 mm rowkowany, kula, standard, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SBT	S-2SBT-G1	2 mm rowkowany, kula, standard, zwężany	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SD	S-2SD-G1	2 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SD-120	S-2SD-120-G1	2 mm diament, kula, standard 120/140 Grit,	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SDC	S-2SDC-G1	2 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-2SDCT	S-2SDCT-G1	2 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard, zwężany	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-35B	S-35B-G1	3.5 mm Fluted Ball, Extended Length	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-35D	S-35D-G1	3.5 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-35DC	S-35DC-G1	3.5 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-35SB	S-35SB-G1	3.5 mm rowkowany, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-35SD	S-35SD-G1	3.5 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3B	S-3B-G1	3 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

S-3B-C	S-3B-C-G1	3 mm rowkowany, kula, przedłużony, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3D	S-3D-G1	3 mm diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3DC	S-3DC-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, przedłużony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SB	S-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SB-C	S-3SB-C-G1	3 mm rowkowany, kula, standard, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SBT	S-3SBT-G1	3 mm rowkowany, kula, standard, zwężany	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SD	S-3SD-G1	3 mm diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SD-100	S-3SD-100-G1	3 mm diament, kula, standard 100/120 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SDC	S-3SDC-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SDC-22	S-3SDC-22-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, 22 mm trzpień	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SDC-50	S-3SDC-50-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, 50/60 Grit, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-3SDCT	S-3SDCT-G1	3 mm gruboziarnisty, diament, kula, zwężany, Standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4B	S-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4B-C	S-4B-C-G1	4 mm rowkowany, kula, standard, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4BL-C	S-4BL-C-G1	4 mm rowkowany, kula, przedłużony, karbidowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4BT	S-4BT-G1	4 mm rowkowany, kula, zwężany	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4D	S-4D-G1	4 mm diament, kula,	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4D-100	S-4D-100-G1	4 mm diament, kula, 100/120 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4DC	S-4DC-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4DC-22 kula,	S-4DC-22-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, 22 mm trzpień	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4D-L	S-4D-L-G1	4 mm diament, kula, przedłużenie 27 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4DX	S-4DX-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4DX-20	S-4DX-20-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula 20/30 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-4OV	S-4OV-G1	4 mm x8 mm rowkowany, owal	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5AC	S-5AC-G1	5 mm rowkowany, żółędziowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5B	S-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5B-12F	S-5B-12F-G1	5 mm rowkowany, kula 12 rowków	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5B-C	S-5B-C-G1	5 mm rowkowany, kula, karbidowy, Standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

TABELA ZMIAN OSTRZA

S-5D	S-5D-G1	5 mm kula, diament	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5D-100	S-5D-100-G1	5 mm kula, diament, 100/120 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5DC	S-5DC-G1	5 mm kula, diament, gruboziarnisty	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5DC-22 gruboziarnisty	S-5DC-22-G1	5 mm kula, diament, 22 mm trzpień	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5DC-40	S-5DC-40-G1	5 mm kula, diament, gruboziarnisty 40/60 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-5DX	S-5DX-G1	5 mm kula, diament, gruboziarnisty, extra	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-68DRMDC	S-68DRMDC-G1	6.8 mm x10.6 bębnowy, diament, gruboziarnisty	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-68DRMDX	S-68DRMDX-G1	6.8 mm x10.6 mm bębnowy, diament, gruboziarnisty, extraSHORT,	QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6AC	S-6AC-G1	6 mm rowkowany, żółdziowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6B	S-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6B-C	S-6B-C-G1	6 mm rowkowany, kula, karbidowy, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6D	S-6D-G1	6 mm kula, diament	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6D-100	S-6D-100-G1	6 mm kula, diament 100/120 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6DC	S-6DC-G1	6 mm kula, diament, gruboziarnisty	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6DX	S-6DX-G1	6 mm kula, diament, gruboziarnisty, extra	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6DX-20	S-6DX-20-G1	6 mm kula, diament, gruboziarnisty 20/30 Grit	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6IP	S-6IP-G1	6 mm x11.8 mm rowkowany, gruszkowy, odwrócony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6P	S-6P-G1	6 mm x9 mm rowkowany, gruszkowy,	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6PD	S-6PD-G1	6 mm x9 mm diament, gruszkowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-6R	S-6R-G1	1.12 mm x6.35 mm router, rowkowany	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-7B	S-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-7B-C	S-7B-C-G1	7 mm rowkowany, kula, karbidowy, standard	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-7IP	S-7IP-G1	7 mm x13.1 rowkowany, gruszkowy, odwrócony	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8B	S-8B-G1	8 mm rowkowany, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8DC	S-8DC-G1	8 mm kula, diament, gruboziarnisty	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8N	S-8N-G1	2.3 mm rowkowany, zapalkowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8N-18	S-8N-18-G1	1.8 mm rowkowany, zapalkowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8ND	S-8ND-G1	2.5 mm diament, zapalkowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8N-L	S-8N-L-G1	2.3 mm rowkowany, zapalkowy przedłużenie 22 mm	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8NS	S-8NS-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1

TABELA ZMIAN OSTRZA

Obecny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadka
S-8NSD	S-8NSD-G1	3.2 mm diament, zapalkowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-8NS-M	S-8NS-M-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy przedluzony 8.9 mm, mniej agresywny	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-9AC	S-9AC-G1	9.2 mm rowkowany, zotędziowy	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
S-9B	S-9B-G1	9 mm rowkowany, kula	SHORT, QD8, SHORT-G1, QD8-G1
Nasadki proste, typu Heavy Duty			
LHD-3SB	LHD-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula Standard	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-47-5	LHD-47-5-G1	3.2 mm rowkowany, kula	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-4B	LHD-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-5B	LHD-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-5DRM	LHD-5DRM-G1	5 mm x8.4 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-5DRM12	LHD-5DRM12-G1	5 mm x12 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-5DRM-L	LHD-5DRM-L-G1	5 mm x16.2 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-64DRM	LHD-64DRM-G1	6.4 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-6AC	LHD-6AC-G1	6 mm rowkowany, zotędziowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-6B	LHD-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-7B	LHD-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-8NS	LHD-8NS-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-8NS-M	LHD-8NS-M-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy mniej agresywny	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-95DRM	LHD-95DRM-G1	9.5 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-LS9-35	LHD-LS9-35-G1	3.5 mm x19.8 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-LS9-5	LHD-LS9-5-G1	4.7 mm x20 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
LHD-LS9-76	LHD-LS9-76-G1	7.6 mm x28.6 mm rowkowany, bębnowy	LONG-HD, LONG-HD-G1
MHD-126B-3F	MHD-126BT-G1	12.6 mm x10.4 mm frez, 3 rowki	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-15C	MHD-15C-G1	3.2 mm rowkowany, karbidowy, jednostronny	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-16CT	MHD-16CT-G1	6.7 mm drążący	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-17DD	MHD-17DD-G1	17 mm Diament, dysk	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-19CT	MHD-19CT-G1	9.9 mm drążący	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-25DD	MHD-25DD-G1	25.4 mm diament, dysk	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

Obecny numer.	Numer EG1	OPIS	Nasadka
MHD-25R	MHD-25R-G1	2.15 mm x25.4 mm router, rowkowany	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-3DRMC	MHD-3DRMC-G1	3 mm x9.5 mm rowkowany, karbidowy, bębnowy	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-62DRM	MHD-62DRM-G1	6.2 mm x4.6 mm rowkowany, bębnowy, jednostronny	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-6AC	MHD-6AC-G1	6 mm rowkowany, żółdziowy	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-6B	MHD-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-8NS	MHD-8NS-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-8NS-M	MHD-8NS-M-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy, niej agresywny	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-95DRM	MHD-95DRM-G1	9.5 mm rowkowany, bębnowy	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-97B	MHD-97B-G1	12.6 mm wierzący	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-98B	MHD-98B-G1	9.5 mm wierzący	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
MHD-9B	MHD-9B-G1	9 mm rowkowany, kula	MEDIUM-HD, MEDIUM-HD-G1
SHD-1504TD	SHD-1504TD-G1	1.15 mm wiertło do 1.5 mm x4 mm śruby	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-17DD	SHD-17DD-G1	17 mm diament, dysk	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-25DD	SHD-25DD-G1	25.4 mm diament, dysk	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-25R	SHD-25R-G1	2.15 mm x25.4 mm router, rowkowany	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-3-10	SHD-3-10-G1	1.93 mm przeszycie /1.17	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-5B	SHD-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-6AC	SHD-6AC-G1	6 mm rowkowany, żółdziowy	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-6B	SHD-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-6DX	SHD-6DX-G1	6 mm gruboziarnisty, kula, diament, extra	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-6R	SHD-6R-G1	1.12 mm x6.35 mm router, rowkowany	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-75AC	SHD-75AC-G1	7.5 mm rowkowany, żółdziowy	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-75AC-A	SHD-75AC-A-G1	7.5 mm rowkowany, żółdziowy, mniej agresywny	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-7B	SHD-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-8NS	SHD-8NS-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-9AC	SHD-9AC-G1	9.2 mm rowkowany, żółdziowy	SHORT-HD, SHORT-HD-G1
SHD-DS-A	SHD-DS-A-G1	1.7 mm x11.9 mm wiertło z ogranicznikiem	SHORT-HD, SHORT-HD-G1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem

Szybkozłączka (QD) Nasadki

QD8-05B	S-05B-G1	0.5 mm kula rowkowana, przedłużony	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-05SD	S-05SD-G1	0.5 mm diament, kula, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-15SB	S-15SB-G1	1.5 mm kula rowkowa, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-15SD	S-15SD-G1	1.5 mm, diament, kula, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-15SDC	S-15SDC-G1	1.5 mm szorstka kula, diament, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-1R	S-1R-G1	1.4 mm x12.8 mm router rowkowany	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-1SB	S-1SB-G1	1 mm kula rowkowana, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-1SD	S-1SD-G1	1 mm diament, kula, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-1SDC	S-1SDC-G1	1 mm szorstka kula, diament, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-25SB	S-25SB-G1	2.5 mm kula rowkowa, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-25SD	S-25D-G1	2.5 mm diament, kula, przedłużony	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-25SDC	S-25SDC-G1	2.5 mm szorstka kula, diament, standardowa długość	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1

Obceny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadki
QD8-2SB	S-2SB-G1	2 mm rowkowany, kula, Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-2SB-C-8F	S-2SB-C-8F-G1	2 mm rowkowany, kula, karbidowy Standard, 8 rowków	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-2SD	S-2SD-G1	2 mm diament, kula, Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-2SDC	S-2SDC-G1	2 mm diament, kula, gruboziarnisty Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-35SD	S-35SD-G1	3.5 mm diament, kula,, Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-35SDC	S-35SDC-G1	3.5 mm diament, kula, gruboziarnisty Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-3SB	S-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-3SD	S-3SD-G1	3 mm diament, kula, Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-3SD-100	S-3SD-100-G1	3 mm diament, kula,, 100/120 Grit, Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-3SDC	S-3SDC-G1	3 mm diament, kula, gruboziarnisty Standard	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4B	S-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4B-C-10F	S-4B-C-10F-G1	4 mm karbidowy, rowkowany, kula 10 rowków	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4D	S-4D-G1	4 mm diament, kula,	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4DC	S-4DC-G1	4 mm diament, kula, gruboziarnisty	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4DRM	S-4DRM-G1	4 mm x8.9 mm rowkowany, bębenkowy, jednostronny	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4DX	S-4DX-G1	4 mm diament, kula, gruboziarnisty, extra	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4OV	S-4OV-G1	4 mm x8 mm rowkowany, owal	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-4OVD	S-4OVD-G1	4 mm x8 mm diament, owal	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5AC	S-5AC-G1	5 mm rowkowany, żółtądzowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5B	S-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5B-2	S-5B-2-G1	5 mm rowkowany, kula 2 mm trzpień	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5BA	S-5BA-G1	5 mm x10 mm rowkowany, baryłkowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5B-C-10F	S-5B-C-10F-G1	5 mm rowkowany, kula, karbidowy 10 rowków	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5D	S-5D-G1	5 mm diament, kula,	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5D-2	S-5D-2-G1	5 mm diament, kula, 2 mm trzpień	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5DC	S-5DC-G1	5 mm diament, kula, gruboziarnisty	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-5DX	S-5DX-G1	5 mm diament, kula, gruboziarnisty, extra	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1

TABELA ZMIAN
OSTRZA

Obechny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadki
QD8-5OV	S-5OV-G1	5 mm x10 mm rowkowany, owal	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-62BE	S-62BE-G1	6.2 mm rowkowany, kula, jednostronny	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-62DRM	S-62DRM-G1	6.2 mm x4.6 mm rowkowany, bębenkowy, jednostronny	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-6AC	S-6AC-G1	6 mm rowkowany, żółędziowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-6B	S-6B-G1	6 mm rowkowany, kula	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-6D	S-6D-G1	6 mm diament, kula,	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-6DC	S-6DC-G1	6 mm diament, kula, gruboziarnisty	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-6DX	S-6DX-G1	6 mm diament, kula, gruboziarnisty, extra	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-7B	S-7B-G1	7 mm rowkowany, kula	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-7B-C-14F	S-7B-C-14F-G1	7 mm rowkowany, karbidowy, kula, 14 rowków	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-8N	S-8N-G1	2.3 mm rowkowany, zapalkowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-8N-18	S-8N-18-G1	1.8 mm rowkowany, zapalkowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-8ND	S-8ND-G1	2.5 mm diament, zapalkowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD8-8NS	S-8NS-G1	3 mm rowkowany, zapalkowy	QD8, SHORT, QD8-G1, SHORT-G1
QD11-1R	M-14R-G1	1.4 mm x12.8 mm router, rowkowany	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-1SB	M-1SB-G1	1 mm rowkowany, kula, Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-1SD	M-1SD-G1	1 mm diament, kula, Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-2SB	M-2SB-G1	2 mm rowkowany, kula, Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-2SD	M-2SD-G1	2 mm diament, kula, Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-3BA-A	M-3BA-A-G1	3 mm x11.3 mm rowkowany, barylkowy, 14 rowków	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-3SB	M-3SB-G1	3 mm rowkowany, kula, Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-3SD	M-3SD-G1	3 mm diament, kula, Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-3SDC	M-3SDC-G1	3 mm diament, kula, gruboziarnisty Standard	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-45DRMDX	M-45DRMDX-G1	4 mm x5 mm gruboziarnisty, diament, bębenkowy, extra	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4AC	M-4AC-G1	4 mm rowkowany, żółędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4B	M-4B-G1	4 mm rowkowany, kula	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4BA-A	M-4BA-A-G1	4 mm x11 mm rowkowany, barylkowy, 14 rowków	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4D	M-4D-G1	4 mm diament, kula,	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1

Obečný numer	Numer EG1	OPIS	Nasadki
QD11-4DC	M-4DC-G1	4 mm diament, kula, gruboziarnisty	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4DRM	M-4DRM-G1	4 mm x8.9 mm rowkowany, bębnowy, jednostronny	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4DX	M-4DX-G1	4 mm Extra diament, kula, gruboziarnisty	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4DX-20	M-4DX-20-G1	4 mm diament, kula, gruboziarnisty, extra 20/30	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4OV	M-4OV-G1	4 mm x8 mm rowkowany, owal	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4OVD	M-4OVD-G1	4 mm x8 mm diament, owal	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-4OVDC	M-4OVDC-G1	4 mm x8 mm diament, owal, gruboziarnisty	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5AC	M-5AC-G1	5 mm rowkowany, żołędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5B	M-5B-G1	5 mm rowkowany, kula	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5B-12F	M-5B-12F-G1	5 mm rowkowany, kula 12 rowków	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5B-A	M-5B-A-G1	5 mm rowkowany, kula, mniej agresywny	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5BA-A	M-5BA-A-G1	5 mm x11.3 mm rowkowy, barytkowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5D	M-5D-G1	5 mm diament, kula,	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5DC	M-5DC-G1	5 mm diament, kula, gruboziarnisty	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5DRM	M-5DRM-G1	5 mm x8.4 mm rowkowany, bębnowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5DX	M-5DX-G1	5 mm diament, kula, gruboziarnisty, extra	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-5OV	M-5OV-G1	5 mm x10 mm rowkowany, owalny	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-62DRM	M-62DRM-G1	6.2 mm x4.6 mm rowkowany, bębnowy, jednostronny	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-6AC	M-6AC-G1	6 mm rowkowany, żołędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-6B	M-6B-G1	6 mm rowkowy, kula	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-6BA-A	M-6BA-A-G1	6 mm x11.3 mm rowkowy, barytkowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-6D	M-6D-G1	6 mm diament, kula,	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-6DC	M-6DC-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula,	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-6DX	M-6DX-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-7B	M-7B-G1	7 mm rowkowy, kula	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-7DX	M-7DX-G1	7 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-8N	M-8N-G1	2.3 mm rowkowy, zapłkowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1

Obecny numer	Numer EG1	OPIS	Nasadki
QD11-8N-18	M-8N-18-G1	1.8 mm rowkowy, żołędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-8ND	M-8ND-G1	2.5 mm diament, żołędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-8NS	M-8NS-G1	3 mm rowkowy, żołędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-8NSDC	M-8NSDC-G1	3.2 mm gruboziarnisty, diament, żołędziowy	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-8NS-M	M-8NS-ML-G1	3.2 mm rowkowany, żołędziowy , mniej agrysywny	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD11-8NS-M	M-8NS-M-G1	3 mm rowkowany, żołędziowy , mniej agrysywny	QD11, MEDIUM, QD11-G1, MEDIUM-G1
QD14-1SD	L-1SD-G1	1 mm diament, kula, standard	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-2SD	L-2SD-G1	2 mm diament, kula, standard	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-3SB	L-3SB-G1	3 mm rowakowany, kula, standard	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-3SD	L-3SD-G1	3 mm diament, kula, standard	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-47DRM	L-47DRM-G1	4.7 mm x8 mm rowakowany, beczkowy	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-4B	L-4B-G1	4 mm rowakowany, kula	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-4BA	L-4BA-G1	4 mm x8 mm rowkowany, baryłkowy	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-4D	L-4D-G1	4 mm diament, kula, standard	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-4DC	L-4DC-G1	4 mm gruboziarnisty, diament, kula	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-4OV	L-4OV-G1	4 mm x8 mm rowkowany, owal	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-5B	L-5B-G1	5 mm rowakowany, kula	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-5B-A	L-5B-A-G1	5 mm rowakowany, kula, mniej agresywny	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-5D	L-5D-G1	5 mm diament, kula	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-5DC	L-5DC-G1	5 mm gruboziarnisty, diament, kula,	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-6B	L-6B-G1	6 mm rowakowany, kula	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-6D	L-6D-G1	6 mm diament, kula	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-6DX	L-6DX-G1	6 mm gruboziarnisty, diament, kula, extra	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-8N	L-8N-G1	2.3 mm rowkowany, żołędziowy	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-8N-18	L-8N-18-G1	1.8 mm rowkowany, żołędziowy	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-8ND	L-8ND-G1	2.5 mm diament, żołędziowy	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-8NS	L-8NS-G1	3 mm rowkowany, żołędziowy	QD14, LONG, LONG-G1
QD14-8NSDC	L-8NSDC-G1	3.2 mm gruboziarnisty, żołędziowy, diament	QD14, LONG, LONG-G1
Celowniki			
ADG-10	ADG-10-G1	1.0 mm wiertło do 1.25 mm śruby	ADG
ADG-11	ADG-11-G1	1.1 mm wiertło do 1.5 mm śruby	ADG
ADG-13	ADG-13-G1	1.3 mm wiertło do 1.7 mm śruby	ADG
ADG-155	ADG-155-G1	1.55 mm wiertło do for 2.0 mm śruby	ADG

Minimal Access (MA) Attachments

Prosimy użyć istniejących numerów katalogowych

NASADKI ANSPACH

Nasadki do EMAX 2, EMAX 2 Plus, XMAX

Nasadki do EG1

Nasadki Proste

SHORT



MEDIUM



LONG



MIA16



SHORT-HD



MEDIUM-HD



LONG-HD



XL-HD

SHORT-G1



MEDIUM-G1



LONG-G1



MIA16-G1



SHORT-HD-G1



MEDIUM-HD-G1



LONG-HD-G1



Kraniotomy

CRANI-P



CRANI-A



CRANI-L



CRANI-A-R



CRANI-P-G1



CRANI-A-G1



CRANI-L-G1



Nasadki specjalne

ADG



CDA



Nasadki Kątowe

QD8



QD11



QD14



MA-DRIVER



MA-D20



QD8-G1



QD11-G1



MA-D20-G1





Ö036.001.612öAAtä

This publication is not intended for distribution in the USA.

All surgical techniques are available as PDF files at
www.synthes.com/lit