



TENA Slip ProSkin Plus/ Plus Secure

W pełni oddychające pieluchomajtki zapinane na przylepcorzepy wielokrotnego użytku. Stworzone dla osób niesamodzielnych i leżących ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają uczucie suchości, miękkości i ochronę przed przeciekaniem.

Nazwa artykułu:	TENA Slip ProSkin Plus TENA Slip ProSkin Plus Secure
Nr Produktu:	TENA Slip ProSkin Plus XS: 710473 TENA Slip ProSkin Plus S: 710530 TENA Slip ProSkin Plus Secure M: 710630 TENA Slip ProSkin Plus Secure L: 710730 TENA Slip ProSkin Plus XL: 712142
Producent:	Essity Hygiene and Health AB
Kraj pochodzenia:	UE z wyjątkiem rozmiaru XL - Turcja
Zawartość opakowania:	XS: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) S: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) M: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) L: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.) XL: Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
Kolor:	Biały
Rozmiar:	Minimalny obwód w pasie: • XS: 49 cm • S: 56 cm • M: 73 cm • L: 92 cm • XL: 120 cm Maksymalny obwód w pasie: • XS: 84 cm • S: 96 cm • M: 130 cm • L: 160 cm • XL: 170 cm
Waga produktu:	XS: 66 g S: 71 g M: 93 g L: 110 g XL: 121 g
Wartość absorpcji dla testowanego produktu (wg ISO 11948-1/Rothwell)	XS: 1532 g S: 1770 g M: 2417 g L: 2772 g XL: 2772 g
Termin przydatności:	3 lata od daty produkcji
Składowe produktu:	Włóknina (powłoka zewnętrzna z ConfioAir™ oraz powłoka wewnętrzna), pulpa celulozowa (wkład chłonny), superabsorbent, wskaźnik wilgotności, klej, PE (Aqui Dry™), brak lateksu, paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni produktu
Cechy produktu:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt posiada akredytację Skin Health Alliance - niezależnej, międzynarodowej instytucji badającej produkty i ich wpływ na skórę. Taką akredytacją otrzymują wyłącznie produkty spełniające surowe standardy dotyczące: bezpieczeństwa dla skóry, skuteczności, etyki i zrównoważonego rozwoju; • Produkt został przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dla skóry i nie zawiera lateksu; • Zewnętrzna powłoka ConfioAir™ pozwala skórze oddychać • Technologia FeelDry Advanced dzięki podwójnemu wkładowi chłonnemu gwarantuje szybkie wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od powierzchni pieluchomajtek; • Produkt ma anatomiczny kształt, tylny ściągacz taliowy oraz system mocowania składający się z czterech szerokich, elastycznych przylepcorzepów oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie; • wewnętrzne barierki ochronne zabezpieczają przed przeciekaniem;



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68





- Wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu;
- System Odour Neutralizer – ogranicza nieprzyjemny zapach dla większej dyskrecji
- Produkt przeznaczony jest również dla osób zmagających się z nietrzymaniem kału;
- Warstwa transferująca High-loft zapewnia szybszy transport wilgoci do wnętrza wkładu


Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68



TENA Slip ProSkin Super/ Super Secure

W pełni oddychające pieluchomajtki zapinane na przylepcorzepy wielokrotnego użytku. Stworzone dla osób niesamodzielnych i leżących ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają uczucie suchości, miękkości i ochronę przed przeciekaniem.

Nazwa artykułu:	TENA Slip ProSkin Super TENA Slip ProSkin Super Secure
Nr Produktu:	TENA Slip ProSkin Super S: 711930 - do wyczerpania asortymentu TENA Slip ProSkin Super S: 712132 TENA Slip ProSkin Super Secure M: 711230 TENA Slip ProSkin Super Secure L: 711430 TENA Slip ProSkin Super XL: 712143
Producent:	Essity Hygiene and Health AB
Kraj pochodzenia:	UE z wyjątkiem rozmiaru XL - Turcja
Zawartość opakowania:	S: Karton: 90 szt. (3 op. x 30 szt.) M: Karton: 90 szt. (3 op. x 30 szt.) L: Karton: 60 szt. (2 op. x 30 szt.) XL: Karton: 84 szt. (3 op. x 28 szt.)
Kolor:	Biały
Rozmiar:	Minimalny obwód w pasie: • S: 56 cm • M: 73 cm • L: 92 cm • XL: 120 cm Maksymalny obwód w pasie: • S: 96 cm • M: 130 cm • L: 160 cm • XL: 170 cm
Waga produktu:	S: 75 g M: 110 g L: 121 g XL: 139g
Wartość absorpcji dla testowanego produktu (wg ISO 11948-1/Rothwell)	S: 1952 g M: 2855 g L: 3071 g XL: 3187 g
Termin przydatności:	3 lata od daty produkcji
Składowe produktu:	Włóknina (powłoka zewnętrzna z ConfioAir™ oraz powłoka wewnętrzna), pulpa celulozowa (wkład chłonny), superabsorbent, wskaźnik wilgotności, klej, PE (Aqui Dry™), brak lateksu, paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni produktu.
Cechy produktu:	<ul style="list-style-type: none"> Produkt posiada akredytację Skin Health Alliance - niezależnej, międzynarodowej instytucji badającej produkty i ich wpływ na skórę. Taką akredytacją otrzymują wyłącznie produkty spełniające surowe standardy dotyczące bezpieczeństwa dla skóry, skuteczności, etyki i zrównoważonego rozwoju; Produkt został przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dla skóry i nie zawiera lateksu; Zewnętrzna powłoka ConfioAir™ pozwala skórze oddychać Technologia FeelDry Advanced dzięki podwójnemu wkładowi chłonnemu gwarantuje szybkie wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od powierzchni pieluchomajtek;



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68





- **Produkt ma anatomiczny kształt**, tylny ściągacz taliowy oraz system mocowania składający się z czterech szerokich, elastycznych przylepcorzepów oraz elastycznych boków, co zapewnia idealne dopasowanie;
- **wewnętrzne barierki ochronne** zabezpieczają przed przeciekaniem;
- **Wskaźnik chłonności** w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu;
- System Odour Neutralizer – ogranicza nieprzyjemny zapach dla większej dyskrecji;
- Produkt przeznaczony jest również dla osób zmagających się z nietrzymaniem kału;
- **Warstwa transferująca High-loft** zapewnia jeszcze szybszy transport wilgoci do wnętrza wkładu

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Essity Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68



Karta danych technicznych

Nr ref. 700708-BI Em. 01/15 Rev.

Strona 1 z 5

RĘKAWICA MYJĄCA - MOLTON SOAP PLUS


Nr ref. 700708-BI

Opis produktu

Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydłony delikatnym, niskopieniącym detergenciem przebadanym dermatologicznie. pH 5,5.

Zgrzewanie ultradźwiękowe.

Produkt wyprodukowany we Włoszech.

**Wskazania**

Nadaje się do mycia osób nietrzymających moczu, nie samowystarczalnych lub przykutych do łóżka.

Instrukcja użycia

Noś rękawicę stroną z mydłem skierowaną w stronę dłoni i zwilż ją niewielką ilością wody. Wywieraj nacisk, aż do uzyskania wymaganej ilości piany. Przyłóż rękawiczkę do powierzchni ciała i delikatnie oczyść skórę. Wypłucz rękawicę i oczyść skórę. Aby nie dopuścić do ewentualnego zakażenia, po zakończeniu mycia pacjenta, wolną ręką zdjąć rękawiczkę i odwrócić ją na lewą stronę od nadgarstka w kierunku dłoni. Nie stosować na zranioną lub uszkodzoną skórę.

Dane techniczne

Jakość	Włóknina Molton
Składniki	100% PET (włókna poliestrowe)
Waga	80 g / m ² . ± 5%
Laminowanie	NIE
Tłoczenie	NIE
Mydło	TAK
Kolor	biały
Kolor detergentu	niebieski
Chłonność	750% (7,5-krotność wagi)
Wymiary produktu	23 cm. x 16 cm ± 5%
Rozmiar	Jeden
Okres ważności produktu (okres przydatności do użycia)	36 miesięcy
Okres ważności po otwarciu	1 miesiąc

Data wydania: 10 kwietnia 2017 r
Niniejszy dokument TDS zastępuje

Sunny Day Srl Via San Giuseppe, 7 I-24060 MONTELO (BG) Tel.: +39035 686800 Faks: +39035 686803
e-mail: info@sunnydaysrl.it sieć: www.sunnydaysrl.it

2021-01-21

Formuła detergentu

SKŁADNIKI: Woda, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Methyl Gluceth-20, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, Citric Acid, Fragrance, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone, CI 42051

Właściwości fizyczno-chemiczne detergentu

Niskopieniący detergent testowany dermatologicznie. pH $5,5 \pm 0,5$.

Wyniki „TESTU PATCH” zapewniają, że detergent „NIE PODRAŻNIA” ludzkiej skóry. Zawiera

łatwo i szybko biodegradowalne składniki w 100% pochodzenia naturalnego.

Delikatna formuła, pH skóry eudermalnej oraz obecność zmiękczających i tłustych substancji zapewniają efekt działania odżywczego połączone z delikatnym oczyszczeniem skóry.

Dodatkowe informacje

Produkt jednorazowego użytku i przeznaczony dla jednego pacjenta - NIE wielokrotnego użytku.

BEZ LATEKSU I FTALANÓW.

NIE zawiera toksycznych lub drażniących chemikaliów

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne.

Produkt został zarejestrowany jako Kosmetyk w CPNP (Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych) pod numerem 2083323.

Produkt wyprodukowany we Włoszech

Niska tolerancja $\pm 5\%$ wagi i wymiarów produktu.

Karta danych technicznych

Nr ref. 700708-BI Em. 01/15 Rev.

Strona 3 z 5

Kontrola jakości

Surowce	Nasi dostawcy spełniają wymagania ISO 9001: 2015 w zakresie systemu kontroli jakości (Systemy Zarządzania Jakością). Oprócz certyfikacji QCS dostawca włókny jest objęty certyfikatem produktu Oeko-tex Standard 100 klasa II.
Sprawdzanie surowców	Surowce są sprawdzane przez producentów przed wysyłką. Każdej partii materiału rządowego towarzyszy C. o. A. (Certyfikat analizy), w którym wymienione są wszystkie specyfikacje techniczne. Przy odbiorze przeprowadzane są wizualne kontrole materiałów rządowych i pobierane są próbki, na których przeprowadzane są kontrole właściwości technicznych zgodnie z wydaną przez producenta MDS (Kartą Danych Materiałowych), której aktualna wersja jest zawsze dostępna.
Produkt końcowy	Wszystkie kontrole produktów gotowych są zgodne z wytycznymi zintegrowanego systemu zarządzania „Jakość - GMP - Środowisko”, zgodnie z UNI EN ISO 9001: 2015, ISO 22716: 2007 i ISO 14001: 2015.
Kontrola gotowych produktów w trakcie produkcji	Podczas procesu produkcyjnego operator dokonuje kontroli jakości zgodnie z wyżej wymienionymi dyrektywami, których aktualna kopia jest zawsze dostępna.
Identyfikowalność produktu	Zarówno surowce, jak i każde opakowanie podstawowe i wtórne gotowych produktów są oznaczone numerem partii produkcyjnej. Zapewnia to pełną identyfikowalność produktu.
Etykietowanie	<ol style="list-style-type: none">1. Na każdym opakowaniu podstawowym nadrukowany jest numer partii produkcyjnej, data ważności i PAO (data ważności po otwarciu).2. Na każdym opakowaniu zbiorczym znajduje się etykieta zawierająca wszystkie szczegóły wymagane przez obecne przepisy dotyczące etykietowania produktów kosmetycznych.

Data wydania: 10 kwietnia 2017 r
Niniejszy dokument TDS zastępuje

Sunny Day Srl Via San Giuseppe, 7 I-24060 MONTELO (BG) Tel. : +39035 686800 Faks: +39035 686803
e-mail: info@sunnydaysrl.it sieć: www.sunnydaysrl.it

2021-01-21

Ocena ryzyka

Włóknina Molton jest badana pod kątem szkodliwych substancji zgodnie z OEKO-TEX Standard 100 klasa II, systemem kontroli i certyfikacji zastosowanym do materiałów przeznaczonych do kontaktu ze skórą człowieka, a wyniki badań pozwalają stwierdzić, że aktualne wymagania ekologiczne człowieka ustanowione przez ten standard są w pełni przestrzegane.

Na detergencie, jak również na impregnowanym produkcie gotowym, wykonano test „PATCH TEST” i odpowiednie wyniki gwarantują, że włókninowe rękawice myjące nie powodują podrażnienia skóry.

Delikatna formuła i eudermalne pH detergentu zostały specjalnie opracowane w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka alergii skóry u ludzi.

Zjawiska alergiczne mogą wystąpić tylko w mało prawdopodobnym przypadku osób uczulonych na jeden lub więcej składników.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.

Nie przechowywać w temperaturach $< 5^{\circ}\text{C}$ lub $> 40^{\circ}\text{C}$.

Nie należy przechowywać ani używać produktu w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

Gospodarowanie odpadami

Po użyciu produkt należy utylizować jako specjalny odpad sanitarny zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym gospodarki odpadami.

Kod EWC (Europejski Katalog Odpadów) i stopień niebezpieczeństwa odpadów będzie określone przez użytkownika końcowego zgodnie z konkretnym zastosowaniem, które zostało wykonane.

Opakowanie


Główne opakowanie	Torba 50 szt.
Opakowanie dodatkowe	Karton 1000 szt. (20 x 50 szt.)
Jednostka sprzedaży	Karton 1000 szt. (20 x 50 szt.)
Wymiary kartonu	40 cm. x 30 cm. x 48 cm.
Waga kartonu	6,5 Kg.
Pudełka na palecie	32
Wymiary palety	80 x 120 x 203 godz. (z paletą)
Waga palety	208 kg.
Objętość palety	1,949 m3

pakiet 4, por. 2

TENA Wash Glove

Ta jednorazowa rękawica jest wykonana z miękkiego materiału o grubej fakturze, zapewniającego dotyk tak delikatny, jak materiał tekstylny. Rękawica w połączeniu z kremem TENA Wash Cream lub pianką TENA Wash Mousse pozwala na skuteczną pielęgnację skóry osób starszych.

- Wszechstronna pielęgnacja skóry
- Wnętrze chronione nieprzemakalną warstwą foliową
- Delikatna i wygodna
- Opakowanie a'175szt.



KARTA KATALOGOWA NP - 00700

POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 0,7L

OPIS:

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po zapełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez dociśnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.



Details:	
Pojemność	0,7L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	116 mm
Wysokość całkowita	121 mm
Otwór wrzutowy	80x55 mm
Szerokość podstawy górnej	109 mm
Szerokość podstawy dolnej	80 mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 70 szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Dane producenta:

Neuplast Sp. z o.o. Mickiewicza str. 37/58, 01-625 Warszawa, Polska

KARTA KATALOGOWA NP - 01000


POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 1,0L

OPIS:

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po zapełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez dociśnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.



Details:	
Pojemność	1,0L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	110 mm
Wysokość całkowita	120 mm
Otwór wrzutowy	100x70 mm
Szerokość podstawy górnej	130 mm
Szerokość podstawy dolnej	110 mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 50 szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Dane producenta:

Neuplast Sp. z o.o. Mickiewicza str. 37/58, 01-625 Warszaw, Polska

Neuplast Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP 531-169-59-17
KRS 0000657474

Zakład produkcyjny
Neuplast Sp. z o.o.
ul. Gdańska 52
05-152 Łomna / Czosnów

www.neuplast.pl
info@neuplast.pl
biuro@neuplast.pl
faktury@neuplast.pl

KARTA KATALOGOWA NP - 02000

POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 2,0L

OPIS:

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po wypełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez dociśnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.



Details:	
Pojemność	2,0L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	200 mm
Wysokość całkowita	210 mm
Otwór wrzutowy	100x70 mm
Szerokość podstawy górnej	130 mm
Szerokość podstawy dolnej	110 mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 30 szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Dane producenta:

Neuplast Sp. z o.o. Mickiewicza str. 37/58, 01-625 Warszawa, Polska


Neuplast Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP 531-169-59-17
KRS 0000657474

Zakład produkcyjny
Neuplast Sp. z o.o.
ul. Gdańska 52
05-152 Łomna / Czosnów

www.neuplast.pl
info@neuplast.pl
biuro@neuplast.pl
faktury@neuplast.pl

pakiet 6. powyżej 1-2

Kieliszek 30ml





- Kieliszek do podawania lekarstw
- opcja z pokrywką
- Certyfikowana pojemność 30ml
- Podwójna podziałka 1ml/5ml
- Kolory: transparentny, niebieski, żółty, różowy lub zielony
- Materiał: Polipropylen
- opakowanie 60×80 szt.
- numer katalogowy: K-2-D

Producent: Promet-Plast S.C.

STAZA BEZŁATEKSOWA niebieska

właściwości:

- nie powoduje podrażnień
- jednorazowego użytku, zmniejsza ryzyko zakażeń
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- na opakowaniu znajduje się graficzna instrukcja obsługi
- perforacja co 45 cm, szerokość paska 25 mm
- długość całkowita rolki 11,25 m
- wykonana z materiału TPE
- opakowanie jednostkowe rolka 25 szt.



sposób pakowania:

opakowanie handlowe: rolka 25 szt. kartonik

opakowanie zbiorcze (karton): 100 rolek

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

numer katalogowy – wersja:

GT054-100 – niebieska	GT054-100P - różowa
-----------------------	---------------------




pakiet 11, poz. 1

WORKI NA ZWŁOKI

Worki na zwłoki:

Worki zamykane na zamek:

Grubość folii worków na taśmę lub zamek, białe lub czarne – 15 mikronów, wykonane z folii PP, wytrzymałość do 160 kg. Wzmacniane lub niewzmacniane. Wymiary worków 90x220cm (dorośli) , 90x90 cm lub 140x90 (+/- 10cm) dla dzieci, z uchwytami umożliwiającymi przenoszenie, w komplecie 2 pary rękawic w kolorze przezroczystym



Producent : WOF Renata Koza