

ZAZAG NIK 1

Lp	Numer Serijny	Producent	Model	Nazwa sprzętu	Data uruchomienia	Data końca gwarancji	Zakres obsługi serwisowej P/P+N
1	7600585	OLYMPUS	CV 180	PROCESOR WIDEO			P+N
2	7616831	OLYMPUS	OEV	MONITOR			P
3	7600635	OLYMPUS OPTICAL CO.	CLV 180	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			P+N
4	7000942	OLYMPUS	CLK-4	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			P+N
5	7837701	OLYMPUS OPTICAL CO.	CLE-10	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2006-11-20		P
6	W800249	OLYMPUS	LF-DP	BRONCHOFIBEROSKOP INTUBACYJNY	2009-04-30	2011-05-01	P+N
7	2902581	OLYMPUS	BF 1T 180	VIDEOBRONCHOSKOP	2009-04-30	2012-04-29	P+N
8	2701662	OLYMPUS	GIF 2T160	VIDEOGASTROSKOP	2008-05-20	2010-05-20	P+N
9	2802206	OLYMPUS	BF 1T 180	VIDEOBRONCHOSKOP	2008-10-16	2011-10-17	P+N
10	2802203	OLYMPUS	BF 1T 180	VIDEOBRONCHOSKOP	2008-10-16	2011-10-17	P+N
11	2809216	OLYMPUS	GIF Q180	VIDEOGASTROSKOP	2008-10-16	2011-10-17	P+N
12	1600425	OLYMPUS	EU-C60	PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY	2006-12-04	2008-12-03	P
13	10111812	OLYMPUS	ETD-3 BASIC GA	MYJNIA ENDOSKOPOWA	2010-07-15	2012-07-15	P+N
14	708	OLYMPUS	ENDOSKAN 2 PL	ENDOSKAN			P+N
15	7067417	OLYMPUS	CLK-4	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2010-09-22	2012-09-22	P+N
16	W001044	OLYMPUS	LF-GP	BRONCHOFIBEROSKOP INTUBACYJNY	2010-09-20	2012-09-20	P+N
17	2002099	OLYMPUS	GIF Q180	VIDEOGASTROSKOP	2010-10-28	2013-10-27	P+N
18	1111092	OLYMPUS	BF UC 180F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY	2011-07-18	2013-07-17	P+N
19	7713829	OLYMPUS	CV-140	PROCESOR WIDEO			P
20	7926291	OLYMPUS	OEV-191	MONITOR			P+N
21	1211487	OLYMPUS OPTICAL CO.	BF-UC180F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY	2012-09-27	2014-09-27	P+N
22	7223501	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2012-12-03	2014-12-03	P+N
23	2200152	OLYMPUS	BF-H190	VIDEOBRONCHOSKOP	2012-12-03	2014-12-03	P+N
24	7223543	OLYMPUS	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2012-12-03	2014-12-03	P+N
25	12-207714	OLYMPUS	NDS RADIANCE	MONITOR MEDYCZNY	2012-12-03	2014-12-03	P+N
26	21212585	OLYMPUS	KV-5	SSAK ENDOSKOPOWY	2012-12-03	2014-12-03	P+N
27	1200191	OLYMPUS	MAJ-1720	NAPED SOND USG	2012-12-03	2014-12-03	P+N
28	2300430	OLYMPUS	GIF XP190N	VIDEOGASTROSKOP DZIECIECY	2013-09-06	2016-09-06	P+N
29	2312283	OLYMPUS	GIF H190	VIDEOGASTROSKOP	2013-09-06	2016-09-06	P+N
30	2300473	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2013-09-17	2016-09-06	P+N
31	2300485	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2013-09-06	2016-09-06	P+N
32	21216722	OLYMPUS	WM-NP2	WÓZEK ENDOSKOPOWY	2014-12-05		P+N
33	2401164	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2014-12-12	2017-12-11	P+N
34	7410563	OLYMPUS	BF UC 180F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY	2015-04-01	2017-04-01	P+N
35	7444982	OLYMPUS	MU-1	TESTER SZCZELNOŚCI	2015-04-01	2017-04-01	P+N
36	7444987	OLYMPUS	MU-1	TESTER SZCZELNOŚCI	2015-04-09		P+N
37	2501698	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2015-07-28	2018-07-27	P+N
38	2503982	OLYMPUS	BF TE2	BRONCHOFIBEROSKOP	2015-10-12	2017-10-11	P+N

Chud

39	9405705	OLYMPUS	USG-400	GENERATOR DO ZAMYKANIA NACZYŃ	2015-10-30	2017-10-29	P+N
40	14353W140013	OLYMPUS	ESG-400	DIATERMIA	2015-10-30	2017-10-29	P+N
41	7505929	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2015-10-30	2017-10-29	P+N
42	2512039	OLYMPUS	LFT-190-10-3D	ENDOSKOP SZTYWNY (WIDEOLAPAROSKOP 3D FLEX)			P+N
43	7500929	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2015-10-30	2017-10-29	P+N
44	7553667	OLYMPUS OPTICAL CO.	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2015-10-30	2017-10-29	P+N
45	7510924	OLYMPUS	3DV-190	MIKSER	2020-11-12	2021-11-12	P+N
46	3100336	OLYMPUS	SONY LMD-3251ST	MONITOR	2020-11-12	2021-11-12	P+N
47	7505714	OLYMPUS	CH-S190-XZ-E	GŁOWICA KAMERY	2020-11-12	2021-11-12	P+N
48	700787	OLYMPUS	WA53005A	OPTYKA SZTYWNA 10 MM	2020-11-12	2021-11-12	P+N
49	1010666	OLYMPUS	EU-ME1	PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY	2016-06-03	2017-06-03	P+N
50	7501831	OLYMPUS	EU-ME2	PROCESOR ULTRASONOGRAFICZNY	2016-06-03	2018-06-03	P+N
51	7008443	OLYMPUS	MAJ-2056	KABEL ULTRASONOGRAFICZNY (KOMINIKACYJNY)			P+N
52	7621290	OLYMPUS OPTICAL CO.	BF-UC180F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY	2016-06-03	2018-06-03	P+N
53	15112562	OLYMPUS	ETD-4 BASIC GA	MYJNIA ENDOSKOPOWA	2016-11-21	2020-11-21	P+N
54	1208	OLYMPUS	ENDOSKAN 2 PL	ENDOSKAN			P+N
55	2630306	OLYMPUS	GIF H190	VIDEOGASTROSKOP	2016-11-18	2019-11-18	P+N
56	2621949	OLYMPUS	CF-H190L	VIDEOKOLONOSKOP	2016-11-18	2019-11-18	P+N
57	21614602	OLYMPUS	OFP-2	POMPA PIŁCZĄCA PERYSTALTYCZNA	2016-11-18	2018-11-18	P+N
58	16926586	OLYMPUS	MINI ETD-2 GA	MYJNIA ENDOSKOPOWA	2016-11-18	2018-11-18	P+N
59	1230	OLYMPUS	ENDOSKAN 2 PL	ENDOSKAN			P+N
60	7601188	OLYMPUS	MAJ-1720	NAPED SOND USG	2016-11-14	2018-11-14	P+N
61	7623280	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2016-11-18	2018-11-18	P+N
62	7650511	OLYMPUS	OEV-262H	MONITOR			P+N
63	7660296	OLYMPUS	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2016-11-18	2018-11-18	P+N
64	B000695	OLYMPUS	ESG-400	DIATERMIA	2016-11-29	2018-11-29	P+N
65	9608837	OLYMPUS	USG-4(VER.2)	GENERATOR DO ZAMYKANIA NACZYŃ	2016-11-29	2018-11-29	P+N
66	7722028	OLYMPUS	BF UC 180F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY	2017-08-03	2019-08-03	P+N
67	18926681	OLYMPUS	MINI ETD-2 GA	MYJNIA ENDOSKOPOWA	2018-08-30	2020-08-29	P+N
68	1305	OLYMPUS	ENDOSKAN 2 PL	ENDOSKAN			P+N
69	B003834	OLYMPUS	ESG-400	DIATERMIA	2018-08-30	2020-08-29	P+N
70	9812091	OLYMPUS	USG-400	GENERATOR DO ZAMYKANIA NACZYŃ	2018-08-30	2020-08-29	P+N
71	7842863	OLYMPUS	UHI-4	INSUFLATOR CO2	2018-08-30	2020-08-29	P+N
72	2824285	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2018-08-30	2020-08-29	P+N
73	2824247	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2018-08-30	2020-08-29	P+N
74	2824294	OLYMPUS	BF 1TH190	VIDEOBRONCHOSKOP	2018-08-30	2020-08-29	P+N
75	170030800003	OLYMPUS	VMC-3	SYSTEM ENDOALPHA	2018-09-30	2020-09-29	P

Chud

76	21853499	OLYMPUS	WM-NP2	WÓZEK ENDOSKOPOWY	2018-08-30	2020-08-29	P+N
77	7879126	OLYMPUS	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2018-08-30	2020-08-29	P+N
78	7842464	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2018-08-30	2020-08-29	P+N
79	7763091	OLYMPUS	OEV-262H	MONITOR			P+N
80	7809040	OLYMPUS	CH-S190-XZ-E	GŁOWICA			P+N
81	21513648	OLYMPUS	WM-NP2	WÓZEK ENDOSKOPOWY	2015-10-30	2017-10-29	P+N
82	7535431	OLYMPUS	UHI-4	INSUFLATOR CO2	2015-10-30	2017-10-29	P+N
83	21862995	OLYMPUS	WM-NP2	WÓZEK ENDOSKOPOWY	2018-11-09	2020-11-08	P+N
84	7881070	OLYMPUS	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2018-11-09	2020-11-08	P+N
85	7843911	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2018-11-09	2020-11-08	P+N
86	7870772	OLYMPUS	OEV-262H	MONITOR			P+N
87	7809325	OLYMPUS	CH-S190-XZ-E	GŁOWICA			P+N
88	2842430	OLYMPUS	GIF-1TH190	VIDEOGASTROSKOP	2018-11-09	2020-11-08	P+N
89	7900315	OLYMPUS	BF UC 190F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY	2019-07-18	2021-07-17	P+N
90	7844278	OLYMPUS	CV-190	PROCESOR WIDEO	2019-07-18	2021-07-17	P+N
91	7880077	OLYMPUS	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2019-07-17	2021-07-16	P+N
92	7945789	OLYMPUS	CV-190	Procesor wideo	2019-07-18	2021-07-17	P+N
93	7984603	OLYMPUS	CLV-190	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2019-07-17	2021-07-16	P+N
94	7983355	OLYMPUS	OEV-262H	MONITOR			P+N
95	NG819138	OLYMPUS	EDC PLUS D	SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW	2019-09-23	2021-09-22	P+N
96	NG819139	OLYMPUS	EDC PLUS D	SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW	2019-09-23	2021-09-22	P+N
97	7809610	OLYMPUS	CH-S190-XZ-E	GŁOWICA KAMERY	2019-07-17	2021-07-16	P+N
98	805036	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 10 MM			P+N
99	805046	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 10 MM			P+N
100	21979937	OLYMPUS	WM-NP2	WÓZEK ENDOSKOPOWY	2019-07-18	2021-07-17	P+N
101	21613156	OLYMPUS	WM-NP2	WÓZEK ENDOSKOPOWY			P+N
102	9111643	MIELE	ETD-3 BASIC GA	MYJNIA DO ENDOSKOPÓW	2009-05-05	2011-05-04	P+N
103	1409CE549	W.O.M. World of medicine	P101	POMPA PIŁCZĄCA	2015-10-30	2017-10-29	P+N
104	21851291	KEYMED	OFF-2	POMPA PIŁCZĄCA	2018-08-30	2020-08-29	P+N
105	NG818084	VAN VLET	EDC PLUS D	SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW	2018-08-30	2020-08-29	P+N
106	727884	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 5MM			P+N
107	727799	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 5MM			P+N
108	774710	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 5MM			P+N
109	774531	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 5MM			P+N
110	774724	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 5MM			P+N
111	774719	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 5MM			P+N
112	786612	OLYMPUS		OPTYKA SZTYWNA 10 MM			P+N
113	7111385	OLYMPUS	BF-UC190F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONIGRAFICZNY	2021-12-01	2023-11-30	N

And

114	7111388	OLYMPUS	BF-UC190F	VIDEOBRONCHOSKOP ULTRASONIGRAFICZNY	2021-12-01	2023-11-30	N
115	7134815	OLYMPUS	CV-1500	PROCESOR WIDEO	2021-11-18	2024-11-18	N
116	7121738	OLYMPUS	OEV321UH	MONITOR MEDYCZNY	2021-11-18	2024-11-18	N
117	22125406	OLYMPUS	WM-NP3	WÓZEK ENDOSKOPOWY	2021-11-18	2024-11-18	N
118	1936565	OLYMPUS	KV-6	SSAK ENDOSKOPOWY	2021-11-18	2024-11-18	N
119	NG821157	OLYMPUS	EDC PLUS D	SZAFKA DO PRZECZYSZCZANIA ENDOSKOPÓW	2021-12-06	2023-12-05	N
120	7174600	OLYMPUS	MU-1	TESTER SZCZELNOŚCI	2022-01-21	2023-01-20	N

Chud

Zakres przeglądu – endoskopy giętkie:

1. Wykonanie testu szczelności
2. Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD)
3. Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu
4. Kontrola działania przycisków sterujących
5. Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania
6. Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS
7. Kontrola luzów i zakresu odchylenia końcówki dystalnej
8. Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej
9. Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu
10. Kontrola wydajności systemu oświetlającego
11. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego
12. Wykonanie testu obwodów elektrycznych endoskopu

Uwaga! W zależności od typu endoskopu niektóre w/w czynności nie są wykonywane.

OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, telefon +48 22 366 00 77, fax +48 22 366 00 49

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 00000 63 126

Zarząd: Kresimir Draskovic, Tomasz Mrzyglód, Andrzej Wojasiewicz, Michael Speiser; kapitał zakładowy: 26.697.000 zł opłacony

NIP: 522-16-51-738, REGON: 012330343

Chud

Zakres przeglądu – optyki sztywne, półsztywne oraz instrumentarium:

1. Kontrola stanu zewnętrznego
2. Sprawdzenie stanu elementów optycznych i światłowodów
3. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i rezystancji
4. Sprawdzenie prawidłowości demontażu/montażu na czas reprocessowania
5. Próbny montaż i kontrola współpracy elementów składowych oraz stanu uszczelnień, wymiana uszkodzonych lub zużytych uszczelek

Uwaga! W zależności od typu instrumentu niektóre w/w czynności nie są wykonywane.

OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, telefon +48 22 366 00 77, fax +48 22 366 00 49

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 00000 63 126

Zarząd: Kresimir Draskovic, Tomasz Mrzygłód, Andrzej Wojasiewicz, Michael Speiser; kapitał zakładowy: 26.697.000 zł opłacony

NIP: 522-16-51-738, REGON: 012330343



Zakres przeglądu – urządzenia zasilane energią elektryczną (bez myjni ETD):

1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN60601)
2. Kontrola stanu zewnętrznego urządzenia, sprawności działania przycisków, kontrolerek, wyświetlaczy oraz gniazd wyjściowych i wejściowych.
3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego
4. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji oraz sygnalizacji alarmów
5. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia, w tym pomiary mocy wyjściowej, ciśnienia itp.
6. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia
7. Oczyszczenie wnętrza urządzenia
8. Regulacja elementów mechanicznych

Uwaga! W zależności od typu urządzenia niektóre w/w czynności nie są wykonywane.

Wykaz czynności serwisowych, wykonywanych w trakcie przeglądu myjni **ETD3 i ETD4**

(1 raz w roku lub co 1000 godzin pracy – które nastąpi wcześniej)

1. Kontrola wizualna stanu komponentów zewnętrznych myjni (komora, obudowa, przewód zasilający, kosz).
2. Kontrola parametrów myjni – liczniki lampy UV, serwisowy, czas, data, licznik czasu pracy.
3. Sprawdzenie ostatnich błędów zapisanych w pamięci.
4. Sprawdzenie zgodności używanych preparatów chemicznych i soli na zgodność z zaleceniami producenta.
5. Regeneracja przyłączy do mycia endoskopów (wymiana uszczelek zatrzasków i drenów).
6. Sprawdzenie układu kontroli szczelności endoskopów z wymianą uszczelek i drenów spiralnych.
7. Czyszczenie filtrów wody oraz sprawdzenie stanu zaworu bezzwrotnego.
8. Pomiar temperatury wody napływającej.
9. Wymiana filtra lampy UV, jeśli konieczna.
10. Wymiana nakrętek i uszczelek bloku dystrybucji wody.
11. Wymiana osłonek bocznych komory.
12. Wymiana dysz układu skraplacza oparów.
13. Czyszczenie i sprawdzenie układu skraplacza oparów.
14. Sprawdzenie działania suszarki, kontrola filtrów suszarki.
15. Sprawdzenie działania układu zmiękczenia wody (tylko ETD3).
16. Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek drzwi.
17. Kontrola działania drzwi i zamka.
18. Kontrola stanu klapki i uszczelki w wózku na endoskopy.
19. Wymiana zestawu pomp dozujących środki chemiczne i części drenów.
20. Wymiana pompy i drenów układu płukania kanału elewatora.
21. Kontrola poprawności podłączenia drenów układu dozowania.
22. Pomiar wydajności pomp dozujących i kalibracja układów dozowania.
23. TUE test (test układu zabezpieczającego przed przegrzaniem).
24. Wykonanie procesu próbnego z pomiarem temperatur i czasów trwania poszczególnych faz procesu mycia i dezynfekcji.
25. Reset licznika serwisowego.
26. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia zgodnie z normą EN 61010.
27. Umieszczenie naklejki potwierdzającej przegląd.

Lista czynności dla Mini ETD2

(1 raz w roku lub co 2000 godzin pracy – które nastąpi wcześniej)

1. Kontrola wizualna stanu komponentów zewnętrznych myjni (komora, obudowa, przewód zasilający, kosz).
2. Kontrola parametrów myjni – liczniki lampy UV, serwisowy, czas, data, licznik czasu pracy.
3. Sprawdzenie ostatnich błędów zapisanych w pamięci.
4. Sprawdzenie zgodności używanych preparatów chemicznych i soli na zgodność z zaleceniami producenta.
5. Regeneracja przyłączy do mycia endoskopów (wymiana uszczelek zatrząsków i drenów).
6. Sprawdzenie układu kontroli szczelności endoskopów z wymianą uszczelek i drenów spiralnych.
7. Czyszczenie filtrów wody oraz sprawdzenie stanu zaworu bezzwrotnego.
8. Pomiar temperatury wody napływającej.
9. Wymiana filtra lampy UV, jeśli konieczna.
10. Sprawdzenie działania układu zmiękczenia wody.
11. Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek drzwi.
12. Kontrola działania drzwi i zamka.
13. Wymiana pomp dozujących środki chemiczne i części drenów.
14. Kontrola poprawności podłączenia drenów układu dozowania.
15. Pomiar wydajności pomp dozujących i kalibracja układu dozowania.
16. TUE test (test układu zabezpieczającego przed przegrzaniem).
17. Wykonanie procesu próbnego z pomiarem temperatur i czasów trwania poszczególnych faz procesu mycia i dezynfekcji.
18. Reset licznika serwisowego.
19. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia, zgodnie z normą EN 61010.
20. Umieszczenie naklejki potwierdzającej przegląd.

Przegląd szafy do przechowywania endoskopów giętkich – częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika

1. Kontrola elementów systemu zasilania powietrzem medycznym
2. Wymiana filtrów powietrza
3. Wymiana granulek żelowych w osuszaczu powietrza
4. Sprawdzenie i ewentualna wymiana elektrozaworów doprowadzających powietrze do kanałów wewnętrznych endoskopów
5. Sprawdzenie i ewentualna wymiana czujników obecności endoskopów
6. Kontrola oświetlenia szafy i funkcjonalności wyświetlacza oraz okablowania
7. Kontrola przepływu powietrza oraz kalibracja kanałów
8. Kontrola wskazań temperatury oraz wilgotności wewnątrz szafy
9. Kontrola stanu drzwi, zamków oraz uchwytów
10. Kontrola stanu wieszaków na endoskopy
11. Weryfikacja konfiguracji programowej szafy
12. Dezynfekcja wnętrza szafy i ociekacza
13. Konserwacja powierzchni zewnętrznej szafy

OLYMPUS

Cennik usług wykonywanych przez serwis Olympus Polska - obowiązuje od 01.01.2022

Rodzaj przeglądu	Ilość	Cena netto PLN	Przykładowe urządzenia
Przegląd urządzenia typu I	1 szt.	170,00	Pompka MU-1, sondy USG, teleskopy, wózki
Przegląd urządzenia typu II	1 szt.	340,00	Monitory, ssaki, wideoprocесory, źródło światła CLK-4 i CLH-250, sterowniki kamer, głowice kamer, wideoteleskopy, Endoskany; EU-C60, nagrywarki
Przegląd urządzenia typu III	1 szt.	510,00	Myjki ultradźwiękowe, pompy AFU/OFU/OFU2, pompy ssąco-płuczające, UCR
Przegląd urządzenia typu IV	1 szt.	680,00	Elektrolitotryptory, źródła światła, myjka TD-20, MAJ-1597, CV-170, OTV-S200, OTV-S300,
Przegląd urządzenia typu V	1 szt.	1 020,00	SonoSurg, SurgiFlow, insuflatory, procesory US, softenery WAE i BWT, EU-ME1/2
Przegląd urządzenia typu VI	1 szt.	1 190,00	Diatermie elektrochirurgiczne, ESG-400, USG-400, pompa HysteroFlow, UCES-2, Szafy EDC, lasery Empower i Soltive
Przegląd myjni ETD	1 szt.	2 300,00	ETD4 GA/PAA, ETD3 GA/PAA, miniETD2 GA/PAA, miniETD, ETD2, ETD Mini, ETD Double
Przegląd endoskopu	1 szt.	850,00	
Przegląd endoskopu US	1 szt.	1 020,00	
Przegląd urządzenia w rbh	1 rbh	340,00	
Regulacja i testowanie urządzenia w rbh	1 rbh	340,00	
Sprawdzenie i testowanie urządzenia w rbh	1 rbh	340,00	
Montaż i demontaż w rbh	1 rbh	340,00	
Naprawa urządzenia w rbh	1 rbh	340,00	
Instalacja urządzenia w rbh	1 rbh	340,00	
Oznakowanie endoskopu trasponderem	1 szt.	170,00	
Zryczałtowany koszt dojazdu	1 szt.	290,00	
Diagnostyka w centrum serwisowym (opłata w przypadku rezygnacji)	1 szt.	680,00	
Opłata za złożenie endoskopu lub wideoteleskopu w przypadku rezygnacji z naprawy	1 szt.	1 700,00	

Do podanych powyżej cen usług zostaną doliczone ceny części zamiennych, których wymiana będzie niezbędna do wykonania usługi. Jeżeli urządzenie nie jest wymienione wśród urządzeń objętych zryczałtowanymi cenami przeglądów, prosimy o kontakt w celu przygotowania wyceny.

tel. (52) 360 27 10, fax. (52) 341 18 17, e-mail: serwis.polska@olympus-europa.com

OLYMPUS

Serwis Centralny Olympus Polska Sp. z o.o.: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 103
tel. 52 360 27 10, fax 52 341 18 17 mail: serwis.polska@olympus-europa.com

FORMULARZ ZAMÓWIENIA SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO
obowiązujący od 20.05.2019

Dotyczy użyczenia/najmu sprzętu zastępczego z tytułu naprawy uszkodzonego urządzenia w Serwisie Olympus:

Dane urządzenia klienta:

Typ: nr fabryczny

Użyczenie urządzenia zastępczego (zobowiązanie bezpłatne):

- ☐ Urządzenie objęte jest Umową Serwisową
- ☐ Urządzenie objęte pakietem EndoCasco
- ☐ Uznana została reklamacja/gwarancja
- ☐ Podpisany został kosztorys naprawy nr :
- ☐ Użyczenie na czas rozpatrywania reklamacji

Najem urządzenia zastępczego (zobowiązanie odpłatne):

- ☐ Użyczenie na czas oczekiwania na wycenę naprawy aparatu Klienta zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Wypożyczenia

Uwagi:

Adres Wypożyczającego:

Adres dostawy:
(wypełnić gdy różny od adresu Wypożyczającego)

Akceptuję Regulamin Wypożyczenia Sprzętu Zastępczego i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim warunków, **szczególnie terminów związanych ze zwrotem sprzętu zastępczego.**

Imię i nazwisko Zamawiającego:

Tel. kontaktowy:

Adres e-mail:

Data:

Podpis osoby upoważnionej / Pieczęć

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO
obowiązujący od 02.01.2017

1. Wypożyczający ma prawo wypożyczyć sprzęt zastępczy **wyłącznie w związku z naprawą** wykonywaną przez serwis Olympus Polska i zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy użytkowaniu sprzętu zastępczego zwanego w dalszej części regulaminu Sprzętem oraz do przestrzegania zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi.
2. Olympus Polska ponosi koszty dostarczenia i zwrotu Sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wypełniony formularz zamówienia sprzętu zastępczego podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wypożyczającego należy przesłać do serwisu Olympus Polska faksem pod numer: 52 341 18 17 lub mailem na adres serwis.polska@olympus-europa.com.
3. Odbiór sprawnego Sprzętu przez Wypożyczającego należy potwierdzić poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną protokołu wypożyczenia sprzętu zastępczego i odesłanie go w dniu odbioru Sprzętu faksem pod numer 52 341 18 17 lub mailem na adres serwis.polska@olympus-europa.com. **W przypadku, gdy potwierdzony protokół nie wpłynie do Olympus Polska, uznaje się, że odebrany sprzęt zastępczy Wypożyczający otrzymał w pełni sprawny i nie zgłasza uwag dotyczących jego stanu, działania, a także liczby uruchomień i przepracowanego czasu.**
4. Sprzęt dostarczany jest w stanie czystym, jednak należy bezwzględnie poddać go dezynfekcji lub sterylizacji przed pierwszym użyciem. Koszty bieżącej eksploatacji urządzenia zastępczego (np. mycie, dezynfekcja, sterylizacja) ponosi Wypożyczający.
5. Olympus Polska oświadcza, że Sprzęt stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony wadami fizycznymi lub prawnymi, w tym prawami i roszczeniami osób trzecich, a także posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty, spełnia wymagane normy, jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim oraz nadaje się do prawidłowego i bezpiecznego wykorzystywania na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych. Olympus Polska oświadcza ponadto, że w odniesieniu do Sprzętu spełnione są wszelkie wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679.
6. Sprzęt wypożyczany jest do wyłącznego używania przez Wypożyczającego i zabrania się udostępniania go osobom trzecim. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przy użyciu Sprzętu.
7. Sprzęt jest oddawany do używania bez dodatkowych akcesoriów (zaworów A/W, zaworów ssących, zaworków biopsyjnych, szczypec, itp.). Możliwe jest odpłatne wyposażenie Sprzętu w niezbędne akcesoria, na życzenie Wypożyczającego zawarte w zamówieniu w polu „Uwagi”. W przypadku zagubienia lub zwrotu uszkodzonych akcesoriów Olympus Polska obciąży Wypożyczającego kwotą równą cenie katalogowej uszkodzonego lub zagubionego elementu.
8. W przypadku przekazania Wypożyczającemu Sprzętu przed wysłaniem do serwisu urządzenia wymagającego naprawy, Wypożyczający jest zobowiązany do dostarczenia tego urządzenia do serwisu Olympus Polska najpóźniej drugiego dnia roboczego od otrzymania Sprzętu. Niespełnienie tego wymogu będzie uznane za nieuzasadnione przetrzymanie Sprzętu i spowoduje obciążenie Wypożyczającego opłatą zgodną z Cennikiem najmu sprzętu zastępczego za każdy dzień roboczy, począwszy od dnia następującego po ww. terminie do dnia dostarczenia do serwisu urządzenia wymagającego naprawy. Uwaga! Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie przypadki, gdy zamówiony za pośrednictwem serwisu kurier nie podjął przesyłki w wyznaczonym terminie.
9. Zwrot Sprzętu odbywa się za pośrednictwem wskazanej przez Olympus Polska firmy kurierskiej lub osobiście przez upoważnionego pracownika Wypożyczającego. Przesyłkę zwrotną należy zlecić telefonicznie za pośrednictwem serwisu Olympus Polska dzwoniąc pod numer: 52/360-27-27, 52/360 27 24, 52/360 27 26
10. Za dzień zwrotu Sprzętu przyjmuje się datę dostarczenia Sprzętu do Serwisu Olympus Polska.
11. Zwrot Sprzętu powinien nastąpić najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po dniu, w którym Wypożyczający otrzymał naprawione urządzenie. Uwaga! Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie przypadki, gdy zamówiony za pośrednictwem serwisu kurier nie podjął przesyłki w wyznaczonym terminie.
12. Za nieuzasadnione przetrzymywanie Sprzętu ponad termin, o którym mowa w punkcie 11. Wypożyczający zostanie obciążony fakturą VAT w kwocie będącej iloczynem stawki dziennej i ilości dni roboczych liczonych począwszy od dnia następującego po ww. terminie do dnia zwrotu Sprzętu, o którym mowa w pkt.10.
13. Sprzęt zwracany będzie do serwisu Olympus Polska kompletny, w stanie czystym, tzn. po przeprowadzeniu mycia i dezynfekcji, w tym samym opakowaniu, w którym Sprzęt był przekazany Wypożyczającemu. W przypadku, gdy ze względu na uszkodzenia Sprzętu przeprowadzenie mycia i dezynfekcji nie będzie możliwe Wypożyczający umieści stosowną informację na opakowaniu zawierającym Sprzęt oraz zabezpieczy opakowanie przed kontaminacją oraz przypadkowym otwarciem przy pomocy załączonej taśmy z nadrukiem ostrzegawczym.
14. W przypadku zaginięcia, kradzieży, uszkodzenia mechanicznego lub zawilgocenia Sprzętu, bądź zaniedbania obowiązków spoczywających na Wypożyczającym o których mowa w pkt 1, Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów odkupienia lub przywrócenia urządzenia do stanu sprzed wypożyczenia. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia serwisu Olympus Polska o wystąpieniu ww. okoliczności. W przypadku kradzieży lub innego czynu przestępczego należy zawiadomić Policję.
15. Nieodpłatne wypożyczenie (użyczenie) Sprzętu możliwe jest w sytuacjach gdy:
 - a) uregulowane jest to zawartą umową serwisową lub handlową
 - b) przewidywany czas naprawy wynosi więcej niż 5 dni roboczych w przypadku napraw realizowanych w ramach:
 - obsługi serwisowej EndoCasco,
 - uznanej gwarancji / reklamacji.



- płatnej naprawy, której kosztorys został zaakceptowany przez Wypożyczającego,
- c) wystąpi wyjątkowy, uzasadniony przypadek, poparty pisemną prośbą Wypożyczającego.
- d) konieczne jest wykonanie przeglądu technicznego urządzenia, a użyczenie sprzętu zastępczego na czas przeglądu gwarantują zapisy umowy serwisowej, handlowej lub EndoCasco.

16. W przypadku rozpatrywania reklamacji gwarancyjnych bezpłatne wypożyczenie (użyczenie) Sprzętu możliwe jest na czas rozpatrywania reklamacji gwarancyjnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne na czas naprawy urządzenia Wypożyczającego pod warunkiem zachowania terminu opisanego w punkcie 11.

W przypadku odrzucenia reklamacji i przygotowania wyceny naprawy aparatu Wypożyczającego, wypożyczenie nieodpłatne trwa do dnia przygotowania wyceny naprawy oraz przez kolejnych 5 dni roboczych od momentu otrzymania wyceny przez Wypożyczającego. W przypadku akceptacji kosztów naprawy w czasie ww. 5 dni roboczych, kontynuowane jest nieodpłatne wypożyczenie sprzętu pod warunkiem zachowania terminu opisanego w punkcie 11. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy w ww. terminie, Wypożyczający zostanie obciążony opłatą zgodną z Cennikiem Najmu Sprzętu zastępczego za każdy dzień roboczy, począwszy od 6. Dnia roboczego od momentu otrzymania kosztorysu naprawy.

17. Wypożyczenie odpłatne (najem) realizowane jest w przypadku urządzeń, które nie są objęte umową serwisową, obsługą serwisową EndoCasco, nie podlegają gwarancji lub w przypadku których nie została uznana reklamacja ponaprawcza. Kwota wypożyczenia naliczana jest za dni robocze wypożyczenia w następujący sposób:

a) w przypadku przesłania urządzenia zastępczego przed wysyłką urządzenia Wypożyczającego do serwisu – zgodnie z Cennikiem najmu sprzętu zastępczego za każdy dzień roboczy począwszy od daty dostawy sprzętu zastępczego do klienta do dnia poprzedzającego dostawę sprzętu Wypożyczającego do serwisu.

b) od momentu zarejestrowania sprzętu w serwisie do momentu przedstawienia kosztorysu naprawy urządzenia Wypożyczającego - zgodnie z Cennikiem Najmu sprzętu zastępczego za każdy dzień roboczy począwszy od daty zarejestrowania urządzenia Wypożyczającego do daty przedstawienia kosztów naprawy (nie więcej jednak niż za 5 dni roboczych)

c) po upływie 5 dni roboczych od daty przedstawienia kosztów naprawy, gdy jej koszty nie zostały zaakceptowane/odrzucone, począwszy od 6 dnia roboczego od daty wysłania kosztorysu do dnia akceptacji/rezygnacji z naprawy urządzenia Wypożyczającego.

d) po upływie terminu określonego w punkcie 11. zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 12.

- Kwota za najem Sprzętu będzie płatna na podstawie faktury VAT wystawianej w ciągu 7 dni od daty zakończenia inspekcji i ewentualnej naprawy zwróconego sprzętu zastępczego.
- W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 14. faktura związana z pokryciem kosztów odtworzenia Sprzętu będzie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakończenia naprawy.
- Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury

Cennik najmu sprzętu zastępczego obowiązujący od 02.01.2017r.	
Rodzaj sprzętu zastępczego	Stawka w PLN
1. Endoskop ultrasonograficzny, procesor EUS	770* (za 1 dzień roboczy)
2. Pozostałe urządzenia**	330* (za 1 dzień roboczy)
3. Dostanie dodatkowych akcesoriów zgodnie z pkt.7 Regulaminu	50 (opłata jednorazowa)
<p>*Stawka netto za 1 dzień roboczy najmu sprzętu zastępczego. Należy doliczyć 23% VAT.</p> <p>** Wypożyczenie endoskanów realizowane jest na podstawie akceptacji oferty naprawy endoskanu Wypożyczającego.</p>	