



 **smith&nephew**
LEGION[®]
Total Knee System

System endoprotezoplastyki Stawu
kolanowego
Katalog systemu

LEGION[®] Total Knee System

LEGION

Total Knee System

GENESIS[®] II

CR and PS Knees

LEGION CR

Cruciate Retaining Knees

LEGION PS

Posterior Stabilized Knees

LEGION RK

Revision Knees

LEGION HK

Hinge Knees

Identical trochlear groove geometry preserved throughout all LEGION knees

Consistent femoral A/P box resections (HK = RK with 10mm posterior wedge resections)

System rewizyjny stawu kolanowego LEGION[™] ma na celu umożliwienie chirurgowi-ortopedzie rozwiązywania złożonych problemów artroplastyki rewizyjnej kolana we względnie łatwy do przeprowadzenia sposób. Instrumentarium zostało opracowane z nastawieniem na łatwość korzystania – pozwala ono chirurgowi uzyskać dokładne i powtarzalne rezultaty, ułatwiając jednocześnie postępowanie z masą kostną, przywracanie właściwego wyrównania kończyn oraz poprawianie funkcjonowania stawu kolanowego. System rewizyjny stawu kolanowego LEGION pozwala zrekonstruować całkowitą artroplastykę stawu kolanowego, która zakończyła się niepowodzeniem wskutek obłuzowania aseptycznego, osteolizy, niestabilności, zaburzeń osi lub infekcji. Wśród kluczowych elementów artroplastyki rewizyjnej stawu kolanowego wyróżnia się przywrócenie prawidłowego wyrównania kończyn, osiągnięcie właściwej pozycji komponentu protezowego, przywrócenie biomechaniki kolana, zbalansowana szczeliny przyśrodkowej/bocznej oraz szczeliny zgięcia/wyprostu. Dzięki temu można doprowadzić do poprawy mechaniki stawu rzepekowoudowego, funkcjonalnego zakresu ruchów oraz satysfakcji pacjenta.


Dostępne wersje i wymiary komponentów udowych

Size	M/L	A/P	C	D	E	F	G	A/P Box
2	58	50	50	12.3	9.5	17.1	24.4	34.3
3N	58	54	50	13.6	9.5	18	25.3	38.1
3	62	55	52	13.6	9.5	18.0	25.3	38.1
4N	62	58	52	14.8	9.5	19.6	26.2	41.7
4	66	59	55	14.8	9.5	19.6	26.2	41.7
5N	66	61	54	15.9	9.5	19.8	27	45
5	70	62	57	15.9	9.5	19.8	27.0	45.0
6N	70	65	56	17	9.5	20.6	28.6	48.3
6	73	66	59	17.0	9.5	20.6	28.6	48.3
7	77	70	61	18.6	11.5	20.2	31.1	50.3
8	80	75	62	19.8	11.5	20.6	32.7	54.9


Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Wersja uda OXINIUM, wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.


LEGION® CR
Femoral Component



LEGION PS
Femoral Component





LEGION RK
Femoral Component



Taca piszczelowa w Primary oraz revision

Size	A/P	M/L
1	42	60
2	45	64
3	48	68
4	50	71
5	52	74
6	54	77
7	56	81
8	59	85

Część piszczelowa anatomiczna – lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami. dostępna w 8 rozmiarach dla




Note: 3° of baseplate slope plus approximately 4° of insert slope yields an effective 7° posterior slope with the final implant

Specyfikacja wkładów polietylenowych (wymiary i rodzaje)

Design	Thickness (mm)							
CRHF*	9	11	13	15	18	21	25	
CR*	9	11	13	15	18	21		
DD*	9	11	13	15	18	21	25	
PSHF*	9	11	13	15	18	21	25	
PS*	9	11	13	15	18	21	25	
Constrained	9	11	13	15	18	21	25	30
CR (All-Poly)	9	11	13	15				
PS (All-Poly)	9	11	13	15				

Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją lub półwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, i 30 mm.


GENESIS® II - Conventional polyethylene (Sizes 1-8)



Note: The composite posterior slope is defined by the bone resection plus the insert slope. The primary baseplate bone resection is made at 3° posterior slope relative to its taper, whereas the revision (CK) baseplate bone resection is made with no posterior slope relative to its taper.

Implant rzepki

Patellar Dimensions



	Thickness (mm)	Diameter				
Biconvex	13	23	26	29	32	
Resurfacing	9*		26	29	32	35













Biconvex – rzepka podwójnie wypukła

Resurfacing – implant umożliwiający wymianę powierzchni rzepki

Trzpienie rewizyjne

Size	Cemented (mm)			Press-fit Straight (mm)			Press-fit Bowed (mm)*	
9				120	160			
10		120	160	120	160	220	220	280
11				120	160	220	220	280
12	80	120	160	120	160	220	220	280
13				120	160	220	220	280
14		120	160	120	160	220	220	280
15				120	160	220	220	280
16		120	160	120	160	220	220	280
18		120	160	120	160	220	220	280
20		120	160	120	160	220	220	280
22				120	160	220	220	280
24				120	160	220	220	280

GENESIS[®] II Stems

Size	Length (mm)	
	100	150
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		



Wykaz implantów: komponenty udowe

LEGION® Cemented Femoral Components – CR

Size	CoCr		OXINIUM® Oxidized Zirconium	
	Left	Right	Left	Right
2	7142-3202	7142-3212	7142-1232	7142-1222
3N	7193-3640	7193-3644	7142-1243	7142-1253
3	7142-3203	7142-3213	7142-1233	7142-1223
4N	7193-3641	7193-3645	7142-1244	7142-1254
4	7142-3204	7142-3214	7142-1234	7142-1224
5N	7193-3642	7193-3646	7142-1245	7142-1255
5	7142-3205	7142-3215	7142-1235	7142-1225
6N	7193-3643	7193-3647	7142-1246	7142-1256
6	7142-3206	7142-3216	7142-1236	7142-1226
7	7142-3207	7142-3217	7142-1237	7142-1227
8	7142-3208	7142-3218	7142-1238	7142-1228

LEGION Cemented Femoral Components – PS

Size	CoCr		OXINIUM Oxidized Zirconium	
	Left	Right	Left	Right
2	7142-3222	7142-3232	7142-1212	7142-1202
3N	7193-3648	7193-3652	7142-1263	7142-1273
3	7142-3223	7142-3233	7142-1213	7142-1203
4N	7193-3649	7193-3653	7142-1264	7142-1274
4	7142-3224	7142-3234	7142-1214	7142-1204
5N	7193-3650	7193-3654	7142-1265	7142-1275
5	7142-3225	7142-3235	7142-1215	7142-1205
6N	7193-3651	7193-3655	7142-1266	7142-1276
6	7142-3226	7142-3236	7142-1216	7142-1206
7	7142-3227	7142-3237	7142-1217	7142-1207
8	7142-3228	7142-3238	7142-1218	7142-1208

LEGION® Cemented Femoral Components – RK (Revision)

Size	CoCr		OXINIUM® Oxidized Zirconium	
	Left	Right	Left	Right
2	7142-5002*	7142-6002*	7142-1162	7142-1172
3	7142-5003	7142-6003	7142-1163	7142-1173
4	7142-5004	7142-6004	7142-1164	7142-1174
5	7142-5005	7142-6005	7142-1165	7142-1175
6	7142-5006	7142-6006	7142-1166	7142-1176
7	7142-5007	7142-6007	7142-1167	7142-1177
8	7142-5008	7142-6008	7142-1168	7142-1178

LEGION Cementless (CoCr) Femoral Components – Cruciate Retaining

Size	Porous without HA coating		Porous with HA coating	
	Left	Right	Left	Right
2	7142-3242	7142-3252	7142-5202	7142-5212
3	7142-3243	7142-3253	7142-5203	7142-5213
4	7142-3244	7142-3254	7142-5204	7142-5214
5	7142-3245	7142-3255	7142-5205	7142-5215
6	7142-3246	7142-3256	7142-5206	7142-5216
7	7142-3247	7142-3257	7142-5207	7142-5217
8	7142-3248	7142-3258	7142-5208	7142-5218

Wykaz implantów: komponenty piszczelowe

LEGION® Cemented Tibial Baseplate – Male tapered

Size	Left catalog item	Right catalog item
1	7142-0160	7142-0176
2	7142-0162	7142-0180
3	7142-0164	7142-0182
4	7142-0166	7142-0184
5	7142-0168	7142-0186
6	7142-0170	7142-0188
7	7142-0172	7142-0190
8	7142-0174	7142-0191

LEGION RK Cemented Tibial Baseplate – Female tapered

1	7142-4001*	7142-4011*
2	7142-4002	7142-4012
3	7142-4003	7142-4013
4	7142-4004	7142-4014
5	7142-4005	7142-4015
6	7142-4006	7142-4016
7	7142-4007	7142-4017
8	7142-4008	7142-4018

Wykaz implantów: wkładki

LEGION® (GENESIS® II) CR standard inserts

Thickness	Sizes 1-2 catalog item	Sizes 3-4 catalog item	Sizes 5-6 catalog item	Sizes 7-8 catalog item
9mm	7142-0480	7142-0490	7142-0500	7142-0510
11mm	7142-0482	7142-0492	7142-0502	7142-0512
13mm	7142-0484	7142-0494	7142-0504	7142-0514
15mm	7142-0486	7142-0496	7142-0506	7142-0516
18mm	7142-0488	7142-0498	7142-0508	7142-0518

LEGION (GENESIS II) CR Deep Dish Inserts

Thickness	Sizes 1-2 catalog item	Sizes 3-4 catalog item	Sizes 5-6 catalog item	Sizes 7-8 catalog item
9mm	7142-0754	7142-0766	7142-0778	7142-0790
11mm	7142-0756	7142-0768	7142-0780	7142-0792
13mm	7142-0758	7142-0770	7142-0782	7142-0794
15mm	7142-0760	7142-0772	7142-0784	7142-0796
18mm	7142-0762	7142-0774	7142-0786	7142-0798
21mm	7142-0764	7142-0776	7142-0788	7142-0800

LEGION® (GENESIS® II) PS Inserts

Thickness	Sizes 1-2 catalog item	Sizes 3-4 catalog item	Sizes 5-6 catalog item	Sizes 7-8 catalog item
9mm	7142-0802	7142-0816	7142-0830	7142-0844
11mm	7142-0804	7142-0818	7142-0832	7142-0846
13mm	7142-0806	7142-0820	7142-0834	7142-0848
15mm	7142-0808	7142-0822	7142-0836	7142-0850
18mm	7142-0810	7142-0824	7142-0838	7142-0852
21mm	7142-0812	7142-0826	7142-0840	7142-0854
25mm	7142-0814	7142-0828	7142-0842	7142-0856

LEGION PS Constrained Inserts

Thickness	Sizes 1-2 catalog item	Sizes 3-4 catalog item	Sizes 5-6 catalog item	Sizes 7-8 catalog item
9mm	7142-0959	7142-0523	7142-0537	7142-0551
11mm	7142-0960	7142-0524	7142-0538	7142-0552
13mm	7142-0962	7142-0526	7142-0540	7142-0554
15mm	7142-0964	7142-0528	7142-0542	7142-0556
18mm	7142-0966	7142-0530	7142-0544	7142-0558
21mm	7142-0968	7142-0532	7142-0546	7142-0560
25mm	7142-0970	7142-0534	7142-0548	7142-0562
30mm	7142-0972*	7142-0536*	7142-0550*	7142-0564*

Wykaz implantów: rzepka

GENESIS® II Patella, Biconvex

Catalog item	Size
7142-0566	23mm
7142-0568	26mm
7142-0570	29mm
7142-0572	32mm

GENESIS II Patella, Resurfacing

Catalog item	Size
7142-0574	29mm
7142-0576	32mm
7142-0578	35mm
7142-0580	26mm

Wykaz implantów: trzpienie rewizyjne

LEGION® Press-Fit Stems

Stem Diameter	120mm Catalog item	160mm Catalog item	220mm Straight Catalog item	220mm Bowed Catalog item**	280mm Bowed Catalog item**
9mm	7142-4022*	7142-4042*	N/A	N/A	N/A
10mm	7142-4023	7142-4043	7142-4063	7142-4083	7142-4103
11mm	7142-4024	7142-4044	7142-4064*	7142-4084	7142-4104
12mm	7142-4025	7142-4045	7142-4065	7142-4085	7142-4105
13mm	7142-4026	7142-4046	7142-4066*	7142-4086	7142-4106
14mm	7142-4027	7142-4047	7142-4067	7142-4087	7142-4107
15mm	7142-4028	7142-4048	7142-4068*	7142-4088	7142-4108
16mm	7142-4029	7142-4049	7142-4069	7142-4089	7142-4109
18mm	7142-4031	7142-4051	7142-4071	7142-4091	7142-4111
20mm	7142-4033	7142-4053	7142-4073	7142-4093	7142-4113
22mm	7142-4035*	7142-4055	7142-4075*	7142-4095	7142-4115
24mm	7142-4037*	7142-4057*	7142-4077*	7142-4097	7142-4117

GENESIS® II Stems

Stem diameter	Catalog item – 100mm	Catalog item – 150mm
10mm	7142-0628	7142-0647
12mm	7142-0630	7142-0649
14mm	7142-0632	7142-0648
16mm	7142-0634	7142-0650
18mm	7142-0636	
20mm	7142-0638	
22mm	7142-0640	
24mm	7142-0642	

Wykaz implantów: podkładki

LEGION® RK Distal Femoral Wedge

Catalog item	Description
7142-1654	Sizes 2-8, 5mm
7142-1657	
7142-1661	
7142-1664	
7142-1667	
7142-1671	
7142-1674	
7142-1655	Sizes 2-8, 10mm
7142-1658	
7142-1662	
7142-1665	
7142-1668	
7142-1672	
7142-1675	

Catalog item	Description
7142-1656	Sizes 2-8, 15mm
7142-1659	
7142-1663	
7142-1666	
7142-1669	
7142-1673	
7142-1676	

LEGION® RK L-Wedge

Catalog item	Description
7142-1711	Sizes 2-8, 5mm Distal x 5mm Posterior
7142-1721	
7142-1731	
7142-1741	
7142-1751	
7142-1761	
7142-1771	
7142-1722	Sizes 3-8, 5mm Distal x 10mm Posterior
7142-1732	
7142-1742	
7142-1752	
7142-1762	
7142-1772	

Catalog item	Description
7142-1713	Sizes 2-8, 10mm Distal x 5mm Posterior
7142-1723	
7142-1733	
7142-1743	
7142-1753	
7142-1763	
7142-1773	
7142-1724	Sizes 3-8, 10mm Distal x 10mm Posterior
7142-1734	
7142-1744	
7142-1754	
7142-1764	
7142-1774	

Catalog item	Description
7142-1715	Sizes 2-8, 15mm Distal x 5mm Posterior
7142-1725	
7142-1735	
7142-1745	
7142-1755	
7142-1765	
7142-1775	
7142-1726	Sizes 3-8, 15mm Distal x 10mm Posterior
7142-1736	
7142-1746	
7142-1756	
7142-1766	
7142-1776	

LEGION® Posterior Femoral Wedge

Catalog item	Size	Length
7142-1801	Sizes 1-2	5mm
7142-1802	Sizes 1-2	10mm
7142-1803	Sizes 3-4	5mm
7142-1804	Sizes 3-4	10mm
7142-1805	Sizes 5-6	5mm
7142-1806	Sizes 5-6	10mm
7142-1807	Sizes 7-8	5mm
7142-1808	Sizes 7-8	10mm

LEGION Screws

Catalog item	Description
7142-1698	5mm Distal wedge screw
7142-1699	10mm Distal wedge screw
7142-1670	15mm Distal wedge screw
7142-1827	5mm Posterior wedge screw
7142-1828	10mm Posterior wedge screw
7142-4228	Locking set screw

LEGION® RK 5mm Hemi-Stepped Tibial Wedge

Catalog item	Description	Catalog item	Description
7142-1141	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	7142-1145	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
7142-1142	Left-Medial/Right-Lateral	7142-1146	Left-Lateral/Right-Medial
7142-1143		7142-1147	
7142-1144		7142-1148	

LEGION RK 10mm Hemi-Stepped Tibial Wedge

Catalog item	Description	Catalog item	Description
7142-3033	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	7142-3037	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
7142-3034	Left-Medial/Right-Lateral	7142-3038	Left-Lateral/Right-Medial
7142-3035		7142-3039	
7142-3036		7142-3040	

LEGION RK 15mm Hemi-Stepped Tibial Wedge

Catalog item	Description	Catalog item	Description
7142-3041	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	7142-3045	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
7142-3042	Left-Medial/Right-Lateral	7142-3046	Left-Lateral/Right-Medial
7142-3043		7142-3047	
7142-3044		7142-3048	

LEGION 20° Hemi-Angled Tibial Wedge*

Catalog item	Description	Catalog item	Description
7142-3017	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	7142-3021	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
7142-3018	Left-Medial/Right-Lateral	7142-3022	Left-Lateral/Right-Medial
7142-3019		7142-3023	
7142-3020		7142-3024	

LEGION 30° Hemi-Angled Tibial Wedge*

Catalog item	Description	Catalog item	Description
7142-3025	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	7142-3029	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
7142-3026	Left-Medial/Right-Lateral	7142-3030	Left-Lateral/Right-Medial
7142-3027		7142-3031	
7142-3028		7142-3032	

LEGION RK Full-Stepped Tibial Wedge

Catalog item	Description	Catalog item	Description
7142-3057	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8	7142-3061	Sizes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
7142-3058	10mm	7142-3062	15mm
7142-3059		7142-3063	
7142-3060		7142-3064	

LEGION RK Screws

Catalog item	Description
7142-3097	Tibial Wedge Screw

LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge

71423417	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 LL/RM rozmiar 5mm
71423429	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 LM/RL rozmiar 5mm
71423420	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 LL/RM rozmiar 5mm
71423432	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 LM/RL rozmiar 5mm
71423423	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 LL/RM rozmiar 5mm
71423435	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 LM/RL rozmiar 5mm
71423426	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8* LL/RM rozmiar 5mm
71423438	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8* LM/RL rozmiar 5mm
71423418	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 LL/RM rozmiar 10mm
71423430	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 LM/RL rozmiar 10mm
71423421	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 LL/RM rozmiar 10mm
71423433	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 LM/RL rozmiar 10mm
71423424	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 LL/RM rozmiar 10mm
71423436	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 LM/RL rozmiar 10mm
71423427	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8* LL/RM rozmiar 10mm
71423439	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8* LM/RL rozmiar 10mm
71423419	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 LL/RM rozmiar 15mm
71423431	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 LM/RL rozmiar 15mm
71423422	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 LL/RM rozmiar 15mm
71423434	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 LM/RL rozmiar 15mm
71423425	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 LL/RM rozmiar 15mm
71423437	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 LM/RL rozmiar 15mm
71423428	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8* LL/RM rozmiar 15mm
71423440	LEGION RK/HK Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8* LM/RL rozmiar 15mm

LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge	
71426134	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 2 Left rozmiar 10mm
71426135	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 2 Left rozmiar 15mm
71426136	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 2 Left rozmiar 20mm
71426137	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 3 Left rozmiar 10mm
71426138	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 3 Left rozmiar 15mm
71426139	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 3 Left rozmiar 20mm
71426141	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 4 Left rozmiar 10mm
71426142	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 4 Left rozmiar 15mm
71426143	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 4 Left rozmiar 20mm
71426144	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 5 Left rozmiar 10mm
71426145	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 5 Left rozmiar 15mm
71426146	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 5 Left rozmiar 20mm
71426147	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 6 Left rozmiar 10mm
71426148	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 6 Left rozmiar 15mm
71426149	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 6 Left rozmiar 20mm
71426151	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 7 Left rozmiar 10mm
71426152	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 7 Left rozmiar 15mm
71426153	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 7 Left rozmiar 20mm
71426154	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 8 Left rozmiar 10mm
71426155	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 8 Left rozmiar 15mm
71426156	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 8 Left rozmiar 20mm
71426161	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 2 Right rozmiar 10mm
71426162	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 2 Right rozmiar 15mm
71426163	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 2 Right rozmiar 20mm
71426164	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 3 Right rozmiar 10mm
71426165	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 3 Right rozmiar 15mm
71426166	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 3 Right rozmiar 20mm
71426167	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 4 Right rozmiar 10mm
71426168	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 4 Right rozmiar 15mm

71426169	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 4 Right rozmiar 20mm
71426171	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 5 Right rozmiar 10mm
71426172	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 5 Right rozmiar 15mm
71426173	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 5 Right rozmiar 20mm
71426174	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 6 Right rozmiar 10mm
71426175	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 6 Right rozmiar 15mm
71426176	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 6 Right rozmiar 20mm
71426177	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 7 Right rozmiar 10mm
71426178	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 7 Right rozmiar 15mm
71426179	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 7 Right rozmiar 20mm
71426181	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 8 Right rozmiar 10mm
71426182	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 8 Right rozmiar 15mm
71426183	LEGION RK/HK Finned Tibial Wedge 8 Right rozmiar 20mm

	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge
71423073	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 1-2 rozmiar 10mm
71423074	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 3-4 rozmiar 10mm
71423075	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 5-6 rozmiar 10mm
71423076	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 7-8 rozmiar 10mm
71423077	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 1-2 rozmiar 15mm
71423078	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 3-4 rozmiar 15mm
71423079	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 5-6 rozmiar 15mm
71423080	LEGION RK/HK Full-Stepped Tibial Wedge 7-8 rozmiar 15mm

	LEGION RK/HK Cemented Stems
71424182	LEGION Cemented Stem 120mm rozmiar 10mm
71424184	LEGION Cemented Stem 120mm rozmiar 12mm
71424186	LEGION Cemented Stem 120mm rozmiar 14mm
71424188	LEGION Cemented Stem 120mm rozmiar 16mm
71424190	LEGION Cemented Stem 120mm rozmiar 18mm
71424192	LEGION Cemented Stem 120mm rozmiar 20mm
71424202	LEGION Cemented Stem 160mm rozmiar 10mm
71424204	LEGION Cemented Stem 160mm rozmiar 12mm
71424206	LEGION Cemented Stem 160mm rozmiar 14mm
71424208	LEGION Cemented Stem 160mm rozmiar 16mm
71424210	LEGION Cemented Stem 160mm rozmiar 18mm
71424212	LEGION Cemented Stem 160mm rozmiar 20mm

	LEGION Femoral Cones
71935400	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 18mm
71935401	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 20mm
71935402	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 22mm
71935403	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 24mm
71935404	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 26mm
71935405	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 28mm
71935406	LEGION Femoral Cone LT rozmiar 30mm
71935407	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 18mm
71935408	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 20mm
71935409	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 22mm
71935410	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 24mm
71935411	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 26mm
71935412	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 28mm
71935413	LEGION Femoral Cone RT rozmiar 30mm

	LEGION Tibial Cones
71935386	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 18mm
71935387	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 20mm
71935388	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 22mm
71935389	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 24mm
71935390	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 26mm
71935391	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 28mm
71935392	LEGION Tibial Cone Short rozmiar 30mm
71935393	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 18mm
71935394	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 20mm
71935395	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 22mm
71935396	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 24mm
71935397	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 26mm
71935398	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 28mm
71935399	LEGION Tibial Cone Long rozmiar 30mm

GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge	
71420730	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 rozmiar 10mm
71420732	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 rozmiar 10mm
71420734	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 rozmiar 10mm
71420736	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8 rozmiar 10mm
71420738	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 1-2 rozmiar 15mm
71420740	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 3-4 rozmiar 15mm
71420742	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 5-6 rozmiar 15mm
71420744	GENESIS II Hemi-Stepped Tibial Wedge 7-8 rozmiar 15mm

Wykaz implantów: offsety

LEGION® Stem Extensions and Offset Couplers

Catalog item	Description
7142-4163	Short Stem Extension 12 x 80
7142-4221*	Offset Coupler Angled
7142-4223	Offset Coupler + 2mm
7142-4225	Offset Coupler + 4mm
7142-4227	Offset Coupler + 6mm