

Igły iniekcyjne



Bezpieczna igła BD SafetyGlide™ z technologią BD Activation-Assist™



Zintegrowany mechanizm zabezpieczający BD SafetyGlide™ zapewnia ochronę przed zakłuceniem igłą.

- zintegrowany mechanizm zabezpieczający z płasko przylegającą, stopniowo przesuwającą się osłoną
- ostrze igły zorientowane w kierunku mechanizmu zabezpieczającego umożliwia wykonywanie iniekcji pod małym kątem
- aktywacja jedną ręką
- aktywacja natychmiast po iniekcji, igła jest zabezpieczona po aktywacji mechanizmu zabezpieczającego
- przezroczysta nasadka igły ułatwia szybką wizualizację wstępnego wypływu krwi
- nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV

bezpieczne igły iniekcyjne BD SafetyGlide™

rozmiar Gauge	średnica zewnętrzna (mm)	długość (mm)	zastosowanie	kod barwny	nr katalogowy	box/ karton
27G 5/8"	0,4	16	s.c./i.d.	szary	305921	50/500
25G 5/8"	0,5	16	s.c./i.m.	pomarańczowy	305901	50/500
25G 1"	0,5	25	s.c./i.m.	pomarańczowy	305916	50/500
23G 1"	0,6	25	s.c./i.m.	niebieski	305902	50/500
22G 1 1/2"	0,7	40	i.v./i.m.	czarny	305900	50/500
21G 1"	0,8	25	i.v./i.m.	zielony	305915	50/500
21G 1 1/2"	0,8	40	i.v./i.m.	zielony	305917	50/500
18G 1 1/2"	1,2	40	i.v./i.m.	różowy	305918	50/500

skrót: s.c. = podskórnice; i.d. = śródskórnice; i.m. = domięśniowo; i.v. = dożylnie