

Balon żołądkowy (GB1) to wyrób medyczny wykorzystywany w leczeniu otyłości i nadwagi. Metoda leczenia polega na wprowadzeniu, przez usta i przełyk, do żołądka balonu wykonanego z wysokiej jakości silikonu.

- wskazany dla pacjentów ze współczynnikiem masy ciała (BMI) > 27
- bezbolesny zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub sedacji
- okres utrzymywania balonu w żołądku: 6 miesięcy
- założenie oraz usunięcie balonu w pracowni endoskopowej lub na bloku operacyjnym
- możliwość zastosowania jako zabieg pomostowy przed zabiegami wymagającymi wcześniejszej utraty wagi
- skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych

## SKŁAD ZESTAWU

- Balon silikonowy
- Cewnik wprowadzający z silikonową osłonką balonu
- Metalowa prowadnica
- Dren z łącznikami do napełniania




## AKCESORIA DODATKOWE

- Zestaw do usuwania balonu (igła + grasper)


## PROCEDURA IMPLANTACJI BALONU

1




Wprowadzenie  
nienapełnionego balonu  
do żołądka

2



Wypełnienie balonu  
sterylnym roztworem soli

3



Bezpieczne utrzymywanie  
balonu w żołądku  
przez okres 6 miesięcy

Wyłączny dystrybutor:



Producent:



**Varimed Sp. z o.o.**

ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U  
50-442 Wrocław  
tel. +48 71 361 14 18  
fax: +48 71 361 86 11  
varimed.pl

**Dział Sprzedaży:**

ul. K. Karasia 16  
64-100 Leszno  
tel. +48 65 529 36 89  
fax: +48 65 520 99 78  
e-mail: varimed@varimed.pl

**Serwis:**

ul. Usługowa 20  
64-100 Leszno  
tel. +48 65 529 72 35  
fax: +48 65 529 36 97  
e-mail: serwis@varimed.pl