

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zapobiegania
Komendy Stołecznej Policji
.....
podinsp. Andrzej GURCZYŃSKI

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WAGA LABORATORYJNA TECHNICZNA

Waga 35 kg przy dokładności odczytu 0.005 kg (5 g)

Działka legalizacyjna (e) 5 g

Funkcje:

ważenie,

pomiar gęstości - dzięki hakowi do ważenia pod stołem można oznaczać gęstość przedmiotów,

dopełnianie - dopełnienie pojemnika do docelowej wagi,

ważenie różnicowe - obliczanie różnicy pomiędzy obecną a początkową masą próbki,

liczenie części - liczenie próbek o jednakowej wadze,

ważenie dynamiczne - ważenie niestabilnego ładunku, określa średnią masę w przedziale czasu,

recepturowanie - na potrzeby mieszania i realizacji receptur, dostępny tryb kompensacji,

ważenie kontrolne / liczenie - porównywanie masy próbki / ilości sztuk z limitami docelowymi,

ważenie procentowe - pomiar wagi próbki jako procentowej części uprzednio określonej wagi wzorcowej.

Jednostki : kg, g.

Czas stabilizacji wskazania - 1s,

kolorowy wyświetlacz graficzny WQVGA 4,3" (10,9 cm),

Zasilaniezasilacz AC 100-240 VAC / 50-60 Hz (w zestawie),

Łatwo dostępne porty komunikacyjne:

standardowe złącze RS232,

urządzenie USB,

host USB,

Budowa:

- szalka ze stali nierdzewnej ok. 377 mm x 311 mm,

-stabilna podstawa - obudowa z odlewu,

-regulowane nóżki,

-wskaźnik poziomowania,

-uszczelniony metalowy terminal,

-klawiatura - 8 funkcji, 5 przycisków szybkiego wyboru, 12 przycisków numerycznych,

możliwość zapamiętania 300 wartości wyników ważenia oraz 30 przepisów recepturowania,

-wskaźnik stabilnego odczytu

-kalibracja zewnętrzna za pomocą odważnika,

-ustawianie warunków pracy i automatycznego drukowania,


-optymalna temperatura pracy -10°C do 40°C,


-optymalna temperatura przechowywania -40°C do 60°C,

-zabezpieczenie przeciążenia.

Waga wzorcowana z okresem ważności 24 miesiące od dnia dostawy przez laboratorium wzorcujące, posiadające akredytację PCA. Ważna legalizacja urządzenia.


SPECJALIŚTA
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Beata SIELAWA

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji

mł. asp. Marek LEWIŃSKI

SPECJALIŚTA
Sekcji
Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Stołecznej Policji

st. asp. Małgorzata PODGÓRSKA