

Przykładowe wzory blozków etykiet do systemu laboratoryjnego InfoMedica

1) Wzór (2 + 2)




Wymiar pojedynczej etykiety (40 x 20 mm).

Kod paskowy: Interleave 2 of 5 (ITF25), bez sumy kontrolnej.

Każdy bloczek ma swój niepowtarzalny 9-cyfrowy numer. Dodatkowo etykiety są kolejno numerowane w ramach bloczka. Daje to razem 10-cyfrowy numer próbki. (Zakodowany w barkodzie numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w opisie).

Między bloczkami powinna być wykonana perforacja ułatwiająca odłączenie danego bloczka od rolki z etykietami. Etykiety będą wykonane z papieru samoprzylepnego na podkładzie silikonowanym. Pomiędzy etykietami bloczka będzie margines podkładu silikonowanego, co ułatwi odklejanie etykiet od podłoża.

2) Wzór (4 + 2)









Wymiar pojedynczej etykiety (40 x 20 mm)


Kod paskowy: Interleave 2 of 5 (ITF25), bez sumy kontrolnej.

Każdy bloczek ma swój niepowtarzalny 9-cyfrowy numer. Dodatkowo etykiety są kolejno numerowane w ramach bloczka. Daje to razem 10-cyfrowy numer próbki. (Zakodowany w barkodzie numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w opisie.)

Między bloczkami powinna być wykonana perforacja ułatwiająca odłączenie danego bloczka od rolki z etykietami. Etykiety będą wykonane z papieru samoprzylepnego na podkładzie silikonowanym. Pomiędzy etykietami bloczka będzie margines podkładu silikonowanego, co ułatwi odklejanie etykiet od podłoża.

3) Wzór (6 + 2)

8000 20001 1 	8000 20001 2 	
8000 20001 3 	8000 20001 4 	
8000 20001 5 	8000 20001 6 	
8000 20001	8000 20001	8000 20001
Pacjent		Data ur.



Kod paskowy: Interleave 2 of 5 (ITF25), bez sumy kontrolnej.

Każdy bloczek ma swój niepowtarzalny 9-cyfrowy numer. Dodatkowo etykiety z kodem paskowym są kolejno numerowane w ramach bloczka. Daje to razem 10-cyfrowy numer próbki. Etykiety bez kodu paskowego mają wpisany numer bloczka. (Zakodowany w barkodzie numer nie zawiera spacji, spacje występują tylko w opisie.)

Między bloczkami powinna być wykonana perforacja ułatwiająca odłączenie danego bloczka od rolki z etykietami. Etykiety będą wykonane z papieru samoprzylepnego na podkładzie silikonowanym. Na zewnątrz bloczka będzie margines podkładu silikonowanego, co ułatwi odklejenie etykiet od podłoża.