


KONFIGURACJE



Numer Katalogowy	Oznakowana/ Nominalna Średnica Stentu (mm)	Maks. Średnica Stentu po Rozszerzeniu (mm) ¹	Długość Ściśniętego Stentu (mm)	Długość Cewnika (cm)	Średnica Prowadnika	Rozmiar Koszulki Wprowadzającej (Fr)
BXA051501E	5	8	15	80	0.035"	7
BXA051901E	5	8	19	80	0.035"	7
BXA052901E	5	8	29	80	0.035"	7
BXA053901E	5	8	39	80	0.035"	7
BXA055901E	5	8	59	80	0.035"	7
BXA057901E	5	8	79	80	0.035"	7
BXA061501E	6	8	15	80	0.035"	7
BXA061901E	6	8	19	80	0.035"	7
BXA062901E	6	8	29	80	0.035"	7
BXA063901E	6	8	39	80	0.035"	7
BXA065901E	6	8	59	80	0.035"	7
BXA067901E	6	8	79	80	0.035"	7
BXA071501E	7	11	15	80	0.035"	7
BXA071901E	7	11	19	80	0.035"	7
BXA072901E	7	11	29	80	0.035"	7
BXA073901E	7	11	39	80	0.035"	7
BXA075901E	7	11	59	80	0.035"	7
BXA077901E	7	11	79	80	0.035"	7
BXA082901E	8	11	29	80	0.035"	7
BXA083901E	8	11	39	80	0.035"	7
BXA085901E	8	11	59	80	0.035"	7
BXA087901E	8	11	79	80	0.035"	8
BXA092901E	9	13	29	80	0.035"	8
BXA093901E	9	13	39	80	0.035"	8
BXA095901E	9	13	59	80	0.035"	8
BXA097901E	9	13	79	80	0.035"	8
BXA102901E	10	13	29	80	0.035"	8
BXA103901E	10	13	39	80	0.035"	8
BXA105901E	10	13	59	80	0.035"	8
BXA107901E	10	13	79	80	0.035"	8
BXA112901E	11	16	29	80	0.035"	8
BXA113901E	11	16	39	80	0.035"	8
BXA115901E	11	16	59	80	0.035"	8
BXA117901E	11	16	79	80	0.035"	8
BXAL082901E	8	16	29	80	0.035"	7
BXAL083901E	8	16	39	80	0.035"	7
BXAL085901E	8	16	59	80	0.035"	8

BXAL087901E	8	16	79	80	0.035"	8
BXA051502E	5	8	15	135	0.035"	7
BXA051902E	5	8	19	135	0.035"	7
BXA052902E	5	8	29	135	0.035"	7
BXA053902E	5	8	39	135	0.035"	7
BXA055902E	5	8	59	135	0.035"	7
BXA057902E	5	8	79	135	0.035"	7
BXA061502E	6	8	15	135	0.035"	7
BXA061902E	6	8	19	135	0.035"	7
BXA062902E	6	8	29	135	0.035"	7
BXA063902E	6	8	39	135	0.035"	7
BXA065902E	6	8	59	135	0.035"	7
BXA067902E	6	8	79	135	0.035"	7
BXA071502E	7	11	15	135	0.035"	7
BXA071902E	7	11	19	135	0.035"	7
BXA072902E	7	11	29	135	0.035"	7
BXA073902E	7	11	39	135	0.035"	7
BXA075902E	7	11	59	135	0.035"	7
BXA077902E	7	11	79	135	0.035"	7
BXA082902E	8	11	29	135	0.035"	7
BXA083902E	8	11	39	135	0.035"	7
BXA085902E	8	11	59	135	0.035"	7
BXA087902E	8	11	79	135	0.035"	8
BXA092902E	9	13	29	135	0.035"	8
BXA093902E	9	13	39	135	0.035"	8
BXA095902E	9	13	59	135	0.035"	8
BXA097902E	9	13	79	135	0.035"	8
BXA102902E	10	13	29	135	0.035"	8
BXA103902E	10	13	39	135	0.035"	8
BXA105902E	10	13	59	135	0.035"	8
BXA107902E	10	13	79	135	0.035"	8
BXA112902E	11	16	29	135	0.035"	8
BXA113902E	11	16	39	135	0.035"	8
BXA115902E	11	16	59	135	0.035"	8
BXA117902E	11	16	79	135	0.035"	8
BXAL082902E	8	16	29	135	0.035"	7
BXAL083902E	8	16	39	135	0.035"	7
BXAL085902E	8	16	59	135	0.035"	8
BXAL087902E	8	16	79	135	0.035"	8

¹Do dalszego rozszerzenia stentu, do średnicy przekraczającej jego nominalną średnicę po rozłożeniu, wymagany jest dodatkowy balon (dodatkowy balon nie jest dołączony).



W. L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff, AZ
86004

+65.67332882 (Asia Pacific)
00800.6334.4673 (Europe)
800.437.8181 (United States) 928.779.2771
(United States) goremedical.com

GORE®, VBX, VIABAHN® oraz wzory są znakami towarowymi W. L. Gore & Associates.
© 2017 W. L. Gore & Associates GmbH AW3501-EN1 PAŹDZIERNIK 2017