




**CTExprès™**

# **ZAPROŚ KOLEJNEGO PACJENTA**

**3-kanałowy bezwkładowy  
wstrzykiwacz środków  
kontrastujących  
przeznaczony do Tomografii  
Komputerowej.**


**BRACCO**  
LIFE FROM INSIDE



Wyobrażamy sobie, jak maksymalnie wykorzystujesz swój czas,  
osiągasz wyniki, opiekujesz się pacjentami,  
jesteś profesjonalistą, jakim chcesz być.

**TERAZ JEST TO ŁATWIEJSZE Z PRAWDZIWYM PARTNEREM  
U TWOJEGO BOKU.**

CT Expres nie jest jedynie produktem  
jest członkiem rodziny rozwiązań i usług,  
stworzonym na bazie wiedzy klinicznej,  
naszej dbałości o wydajność i bezpieczeństwo,  
oraz na relacjach z tysiącami zadowolonych klientów.





**JAKO DOBRY  
PARTNER  
CT Express™  
ZAPEWNI  
REALNE KORZYŚCI  
W CODZIENNEJ  
PRAKTYCE**








## BEZPIECZNY DLA PACJENTÓW, SKONCENTROWANY NA EFEKTACH

Wstrzykiwacz CT Exprès zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwiał osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa i pomagał operatorowi skutecznie realizować procedurę:

- Wyjątkowa konstrukcja elementów zużywalnych zapewnia sterylność, zamknięty obieg płynów i minimalizuje ryzyko wystąpienia krzyżowej kontaminacji.
- Wstrzykiwacz zapewnia właściwe, zgodne z przeznaczeniem użycie elementów zużywalnych.
- Natychmiastowe ostrzeżenie o wykryciu powietrza i okluzji w kanałach płynów.



## INIEKCJA DOKŁADNIE TAKA JAK POTRZEBUJESZ

Wstrzykiwacz CT Exprès umożliwia personalizację iniekcji i osiągnięcie precyzyjnych celów diagnostycznych:

- Dokładna iniekcja środka kontrastowego dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.
- Kompatybilny z szeroką gamą butelek środków kontrastowych.
- Diluject™: funkcja naprzemiennego podania (mieszania) środka kontrastującego i soli fizjologicznej.



## RAZEM, KROK PO KROKU

Wstrzykiwacz CT Exprès został stworzony, aby zapewnić pełną kontrolę nad całym procesem iniekcji. Pomaga zaprogramować parametry i dostarcza wszystkie niezbędne informacje wymagane do zrealizowania procedury:

- Takie same informacje na ekranie wstrzykiwacza w pomieszczeniu pacjenta jak na ekranie w pomieszczeniu sterowania.
- Komunikaty tekstowe i wsparcie video w j. polskim na każdym etapie użytkowania.
- Dostęp do historii danych iniekcji w dowolnym momencie.







## ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O NAJTRUDNIEJSZYCH DNIACH

Wiemy, że masz napięty grafik. Nasza technologia ułatwi Ci pracę i realizację procedur. CT Exprès zaprojektowano z myślą o **oszczędności czasu**, który teraz możesz poświęcić na to co najbardziej wymaga Twojej uwagi.

- Łatwe i szybkie przełączanie pomiędzy pacjentami<sup>(1)</sup>.
- Optymalny, przyjazny użytkownikowi cyfrowy interfejs z pomocą audio-video.
- Łatwy w czyszczeniu.



## OPTYMALIZUJE PROCEDURĘ, REDUKUJE KOSZTY

Zaufanie, którym obdarzyłeś CT Exprès wynagrodzi Cię każdego dnia. Jest to wygodny w użyciu i jednocześnie wydajny produkt klasy premium.

- Dzienna wydajność zwiększona o 2.6 pacjenta, dzięki **skróconemu czasowi przygotowania** do pracy o 60% – w stosunku do tradycyjnych wstrzykiwaczy (bazujących na strzykawkach)<sup>(1)</sup>.
- Oszczędność do 12% **środków kontrastowych**, ze względu na zredukowanie ilości kontrastu o 11mL, w stosunku do tradycyjnych wstrzykiwaczy (bazujących na strzykawkach)<sup>(1)</sup>.
- Obniżenie zużycia środka kontrastującego i zoptymalizowanie procesu jego iniekcji wpływają na **ogólną efektywność kosztową**.

(1) Xiaozhou Ma, MD, et al. „Comparison of Dual-Syringe and Syringeless Power Injector in Outpatient MDCT Practice: Impact on the Operator's Performance, CT Workflow, and Operation Cost”. American College of Radiology. 2012; 578-582



## MATERIAŁY ZUŻYWALNE

NUMER REF.

PRODUKT

			
640058	640060	640061	640063
NAKŁUWACZ BUTELEK	ZESTAW DZIENNY 24H	ZESTAW WIELU PACJENTÓW	LINIA PACJENTA

## WSTRZYKIWACZ

NUMER REF.	PRODUKT
650208	CT EXPRES

## AKCESORIA\*

NUMER REF.	PRODUKT
640076	Stojak podłogowy
640180, 640181, 640182	Ruchome ramię sufitowe (krótkie, średnie, długie)
640185, 640186, 640187	Stałe ramię sufitowe (krótkie, średnie, długie)

\*Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych konfiguracji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem

Aby uzyskać więcej informacji o naszej pełnej ofercie technologii iniektorów środków kontrastujących prosimy odwiedzić naszą stronę <http://imaging.bracco.com> 0086

© 2019 Bracco Injengineering SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. P/N: 640200\_V06

Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach globalnych. Prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem.

CT Exprès i DiluJect są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bracco Injengineering SA.

Bracco Injengineering SA zastrzega sobie prawo modyfikacji opisanych tutaj specyfikacji i funkcji bądź zakończenia produkcji opisanego produktu w dowolnej chwili bez uprzedniego zawiadomienia lub zobowiązania.

Prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym przedstawicielem Bracco Injengineering SA w celu uzyskania najnowszych informacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Bracco Injengineering SA Avenue de Sevelin 46 1004 Lausanne Szwajcaria lub Bracco Imaging Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska tel +48 22 208 24 20 [info@imaging.bracco.com](mailto:info@imaging.bracco.com), <http://imaging.bracco.com>

