

**PAKIET NR 28– Gwoździe śródszpikowe**

Lp	Asortyment	Jedn. miary	Przewidywana ilość na rok	Stawka VAT – %	Cena brutto za jedn. miary w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Producent i numer katalogowy
1.	Tytanowy gwoźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźcia od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoźdźcia 9-15 mm. Gwoźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoźdźcia. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne.	szt.	10	8%	810.00	8100.00	Stryker Corp. 1825-09XXs, 1825-10XXs, 1825-11XXs, 1825-12XXs, 1825-13XXs, 1825-14XXs, 1825-15XXs.
a	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	40	8%	129,60	5184.00	Stryker Corp. 1896-50XXs
b	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, dł. 0-15mm	szt.	10	8%	129,60	1296.00	Stryker corp., 1822-0001S, 1825-0001S, 1825-0000S, 1825-0005S, 1825-0010S, 1825-0015S
c	Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm	szt.	10	8%	129,60	1296.00	Stryker corp., 1822-0003S, 1822-0005S, 1822-0010S, 1822-0015S, 1822-0020S, 1822-0025S, 1822-0030S, 1822-0035S

d	Śruba kondylarna oraz nakrętka (komplet - 2 sztuki)	kpl.	10	8%	540.00	5400.00	Stryker corp., 1895-5040S, 1895-5045S, 1896-5050S, 1895-5055S, 1895-5060S, 1895-5065S, 1895-5070S, 1895-5075S, 1895-5080S, 1895-5085S, 1895-5090S,- 1895-5001S
2.	Tytanowy gwoździec śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoźdźca 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoźdźca. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 2560 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne.	szt.	10	8%	842,40	8424.00	Stryker Corp. 1822-08XXs, 1822-09XXs, 1822-10XXs, 1822-11XXs, 1822-12XXs, 1822-13XXs, 1822-14XXs, 1822-15XXs
a	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	40	8%	129,60	5184.00	Stryker Corp. 1896-5XXXs, 1896-40XXs
b	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm	szt.	10	8%	129,60	1296.00	Stryker corp., 1822-0001S, 1825-0001S, 1825-0000S, 1825-0005S, 1825-0010S, 1825-0015S

c	Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm	szt.	10	8%	129,60	1296.00	Stryker corp., 1822-0003S, 1822-0004S, 1822-0005S, 1822-0010S, 1822-0015S, 1822-0020S, 1822-0025S, 1822-0030S, 1822-0035S
3.	Tytanowy gwoźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźcia 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoźdźcia 7-9 mm. Wygięcie gwoźdźcia w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde.	szt.	10	8%	842,40	8424.00	Stryker Corp. 1830-07XXs, 1830-08XXs, 1830-09XXs
a	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w długościach 40-60mm	szt.	40	8%	129,60	5184.00	Stryker Corp. 1896-40XXs
b	Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna	szt.	25	8%	129,60	3240.00	Stryker corp. 1830-0001S
c	Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm	szt.	20	8%	129,60	2592.00	Stryker corp. 1830-0003S, 1830-0005S, 1830-0010S, 1830-0015S, 1830-0020S, 1830-0025S
4.	Użyczenie instrumentarium do implantowania i usuwania ww. zespołów w okresie 24 m-cy po zakończeniu umowy do ww. gwoździ	Jednorazowa dzierżawa instrumentarium	1	23%	23.00	23.00	ND
<b>WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM w złotych</b>						<b>56 939.00 zł</b>	

Depozyt gwoździ śródszpikowych, w zakresie wymiarowym uzgodnionym między stronami.

Użyczenie instrumentarium do implantowania i usuwania ww. zespołów w okresie 24 miesięcy po zakończeniu umowy do usunięcia ww. gwoździ.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zamawianych implantów. Cena za szkolenie wliczona w wartość oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu określającego warunki w jakich asortyment może być poddany sterylizacji – dotyczy poz. nr 4.