

Część 8 - Maszynowa dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego.

Uwaga: Zamawiający stawia wymóg aby zaoferowane środki chemiczne były kompatybilne z urządzeniami producenta Choyang, myjniemi – dezynfektorami serii CYW.

L.p.	Charakterystyka preparatu	Zakres działania	Opakowanie (wielkość)	Ilość op.	Cena jedn. netto	Wartość netto kol. 5 x 6	Stawka VAT %	Kwota VAT kol. 7 x 8	Wartość brutto kol. 7 + 9	Producent/ Nazwa handlowa/ ilość szt. w op. zbiorczym	Cena jedn. brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<p>Roztwór do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakterioobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do reprocessowania i dezynfekcji wyrobów medycznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych), tj. narzędzi chirurgicznych, cewników i sond, aparatury anestezyjologicznej, inhalatorów, maszyn do hemodializy, endoskopów, urządzeń urologicznych i stomatologicznych, itp. W przypadku stosowania w automatycznych urządzeniach do reprocessowania endoskopów i myjniach ultradźwiękowych należy odnieść się instrukcji obsługi producenta. Skład: Roztwór aktywny (A+B); substancje czynne: kwas nadoctowy 0,180 g; Isazone (C₂₀H₂₀ON₂) 0,010 g; składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml.</p> <p>Paski testowe w zestawie kompatybilne z roztworem, służące do sprawdzenia stężenia roztworu aktywnego</p>	S, Tbc, BVF	5 l	145	157,50	22.837,50	8%	1.827,00	24.664,50	CANTEL MEDICAL/ ADASPOR I ADASPOR TEST STRIPS	170,10

2	<p>Skuteczny detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, które wymagają dokładnego czyszczenia w kanałach i wgłębieniach. Produkt zawiera enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczanie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów, zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Środek odkażający wykazuje potwierdzone właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze, które są efektem synergii działania poszczególnych składników produktów, zgodnie z normą CENTC/216 oraz włoskim rozporządzeniem ministerialnym nr 98-9-90. Skład: enzymy całkowite 8,0 g - kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne 51,0 g - DPTA 0,3 g - składniki obojętne 13,0 g - woda oczyszczona, stosownie do potrzeb, maks. 100 ml</p>	BVF	1 l	80	89,00	7.120,00	8%	569,60	7.689,60	CANTEL MEDICAL/ NEOPROTEOZIM	96,12
Razem od poz. 1 do 2						29.957,50	x	2.396,60	32.354,10	x	x

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Haber

ENDOELEKTRONIK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-840 Brwinów, ul. Borkowa 12
NIP: 534-253-01-75, REGON: 365660216

ENDOELEKTRONIK.PL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
05-840 Brwinów, ul. Borkowa 12
NIP 534-253-64-91, REGON 366283394