

Intravenous Administration Set Accessories
– Protective Caps for Connectors /Zestaw do
podawania dożylnego Akcesoria -Kapturki
ochronne dla łączników

Sterile, for single use / sterylne, jednorazowego
użytku

BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins, Switzerland
bd.com

TP, TP-MF, TP-MF-B, TP-MF-C, TP-MF-O

1. General Information/ogólne informacje

1.1 Intended use /przeznaczenie

The protective caps are intended to close off open ports of intravascular devices such as infusion sets. /Korki ochronne przeznaczone są do zamykania otwartych portów urządzeń wewnątrznaczyniowych, takich jak zestawy infuzyjne

1.2 General description / opis

The protective caps can be used for both male and female luer locks. /Nakładki ochronne mogą być stosowane zarówno do męskich jak i żeńskich zamków luer.

The following materials: PVC, PHT, DEHP, natural rubber latex are not part of the material formulation. /Następujące materiały: PVC, PHT, DEHP, lateks kauczuku naturalnego nie wchodzi w skład receptury materiału.



BD Catalog Number	BD Product Description	Tube Length (cm)	Total Set Length (cm)	Priming Volume (ml)	Tube Inner Diameter (cm)	Tube Inner Diameter (cm)
TP-MF-O	Male-Female Luer Lock Cap, orange	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A