

Nowoczesny opatrunek Rapid Rhino 900

zapewnia wilgotne środowisko, przyspiesza agregację płytek i zapobiega zrostom.



- Pokryta hydrokoloidowych włókien CMC
- Tamponada służy do tamowania krwawień z przednio - tylnej części jamy nosowej
- Zapewnia odpowiedni ucisk pozwalający na dobrą adaptację śluzówki po zabiegu
- Pomaga kontrolować krwawienia i minimalizuje ryzyko powstania krwiaka
- Hydrokoloidowa powłoka zapewnia dobre nawilżenie celem łatwego usunięcia opatrunku bez ingerencji w świeżo powstałe rany pooperacyjne.
- Zawiera dwa balony do pewniejszej kontroli krwotoków

Nr kat. RR900 – dł.90mm

Opakowanie jednostkowe: 1 szt, pakowane sterylne (JEDNORAZOWEGO UŻYTKU)

Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Cewnik nosowy i mankiet wykonany z PCV