

PASKI FLUORESCEINOWE FLUORO TOUCH MADHU INSTRUMENTS



Stosowane do diagnostyki zaburzeń filmu łzowego. Fluoresceina wybarwia ubytki powierzchni rogówki i poprzez te ubytki penetruje do przestrzeni międzykomórkowej. Zarówno żywe jak i martwe komórki nie ulegają zabarwieniu fluoresceiną. Paski fluoresceinowe używane są również do wybarwiania oka przy doborze twardych soczewek kontaktowych, do pomiaru czasu przerwania filmu łzowego (BUT) oraz w tonometrii aplanacyjnej.

Paski diagnostyczne nasączone fluoresceiną , sterylne, jednorazowego użytku, opakowanie 100 sztuk, pakowane pojedynczo.