


## Informacje dla Zamawiającego

### Art-Line Kits-Adult

Kod	Opis	szt./karton
AB-0023	Zestaw z pojedynczą linią	25
AB-X0113	Zestaw z pojedynczą linią	25
AE-0123	Zestaw z podwójnymi liniami	25
AC-0023	Zestaw z potrójnymi liniami	10



### Art-Line Kits-Pediatric

Kod	Opis	szt./karton
AF-0023	Zestaw z pojedynczą linią i systemem płuczącym 30ml/h - Pediatryczny	25
AFX-0213	Zestaw z pojedynczą linią i systemem płuczącym 30ml/h - Pediatryczny	25

### Closed System Art-Line

Kod	Opis	szt./karton
AI-0123	Zamknięty System z portem iniekcyjnym - Pediatryczny	25
AI-4423	Zamknięty System z portem bezigłowym „Marvelous” - Dorośli	20
AI-0001	Igła typu „Cannula”	50

### Disposable Blood Pressure Transducer (DPT)

Kod	Opis	szt./karton
AS-0013	Jednorazowy przetwornik do mierzenia ciśnienia krwi	25
AS-0023	Zintegrowany jednorazowy przetwornik z systemem płuczącym 3 ml/h	25

### Adapting Cables

Kod	Opis	szt.
ZF-0001	Mennen	1
ZF-0002	Hewlett Packard	1
ZF-0005	Datex	1
ZF-0007	Datascope	1
ZF-0008	Corometrics	1
ZF-0010	Marquette	1
ZF-0012	Siemens 10 pins	1
ZF-0013	Nihon Kohden	1
ZF-0016	Drager	1
ZF-0017	Spacelabs	1
ZF-0022	Siemens Elema 15 pins	1
ZF-0026	Critical Scholar	1
ZF-0100	Litton/Servomed	1
ZF-0111	Shirley Stokert	1
ZF-0112	Kontron	1
ZF-0250	Schiller	1
ZF-1828	Siemens	1


### Cables and Accessories

Kod	Opis	szt./op.
AS-0402	Organizer - podwójny	10
AS-0404	Organizer - potrójny	10
AS-0403	Uchwyt do Organizera	1
AT-0300	System płuczący 3ml/h	50



# ART-LINE™

Monitorowanie ciśnienia krwi  
i bezigłowe systemy pobierania krwi



## ART-LINE™


Systemy monitorowania ciśnienia krwi

Jednorazowe zestawy z przetwornikami do mierzenia ciśnienia w intensywnej terapii

- Dokładne i zgodne odczyty
- Proste, bezpieczne, ergonomiczne i wygodne
- Kolorowo kodowane linie ciśnieniowe
- Zestawy do zamocowania bezpośrednio przy Pacjencie
- Podwójny system przepłukiwania (3cc lub 30cc na godzinę)
- Szeroki wybór konfiguracji

## Akcesoria

- Przewody do monitorów
- Uchwyty do płytek mocujących
- Płytki mocujące 2 i 3 stanowiskowe



## Zestaw cewnik dotętniczny

Arterial catheter set używany jest do tętniczego monitorowania ciśnienia krwi i pobierania próbek z tętnicy udowej



## ART-LINE™

Zamknięte systemy pobierania próbek krwi

Zamknięty system pobierania krwi Biometrix zapewnia bezpieczeństwo i dokładność pobranych próbek krwi<sup>1</sup>, zapobiega utracie krwi<sup>2</sup> oraz minimalizuje ryzyko powstania powtórnej kontaminacji<sup>3</sup>.

### Lab-Site

do bezpiecznego i dokładnego próbkowania



### Marvelous

Bezigłowy, samopłuczący system pobierania próbek



## Strzykawka Aspiracyjna

strzykawka aspiracyjna zabezpiecza przed utratą krwi zapewniając jej powrót do pacjenta.



### Referencje

1. Evaluation of a new blood-conserving arterial line system for patients in intensive care units. [Crit Care Med 1993 Apr21(4): 507-11]
2. Minimizing diagnostic blood loss in critically ill patients. [Am J Crit Care 1992 Jul1(1):85-90]
3. Stopcock: Bacterial contamination in invasive monitoring systems. [Jo Marie Walrath, R.N.; Nellie Kuthik Abbott, R.N., Ph.D.; Ellis Caplan, M.D.; Elizabeth Scanlan, R.N., M.S.]