

## Polyspike

### Aplikatory typu Polyspike do pobierania lub wstrzykiwania leków z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych

Polyspike oferuje łatwy system pobierania i wstrzykiwania płynów z fiolek i pojemników wielodawkowych. Zoptymalizowany bilans ciśnienia i redukcja zanieczyszczeń, to tylko kilka z licznych zalet tego produktu.

#### Opis:









- zabezpieczenie zaworem bezigłowym z końcówką typu Luer-Lock – dotyczy REF: 13494, 13493, 13492
- z wbudowaną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki – dotyczy REF: 13568, 13569
- szczelne połączenie
- mała objętość wypełnienia i nieznaczna siła nakłucia zapewniają łatwość aspiracji płynów
- możliwość obsługi przy pomocy jednej ręki
- odporność na alkohole i tłuszcze
- bez zawartości lateksu, PCV i DEHP
- końcówka typu Luer-Lock



#### Metoda sterylizacji:

- tlenek etylenu

#### Okres przydatności do użytku:

	 		 		   			
TYP	Polyspike R Chemo		Polyspike B standard		Polyspike G standard			
filtr bakteryjny 0,1 µm	x	x	x	x	<b>13068</b>	<b>13568</b>	x	x
filtr bakteryjny 0,2 µm	x	x	x	x	x	x	x	<b>13492</b>
filtr bakteryjny 0,45 µm	x	x	x	x	x	x	<b>13569</b>	x
filtr bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm	<b>13491</b>	<b>13494</b>	<b>13490</b>	<b>13493</b>	x	x	x	x

Opakowania jednostkowe: folia-papier

Opakowanie zbiorcze: pudełko 100 szt., w kartonie 1000 szt. (10x100)