

Igła iniekcyjna

Cechy charakterystyczne:

- sterylne
- długie/ krótkie ścięcie
- Luer lock
- dopuszczalny okres magazynowania: 5 lat

Normy:

- EN ISO 13485
- ISO 7864
- CE 0123
- klasa II a



Opis wyrobu:

- do użytku jednorazowego, nietoksyczne, nie zawierają pirogenu
- charakteryzują się ostrością
- metoda ostrzenia: zastosowanie wałka szlifierskiego, częściowe wykorzystanie elektrolizy i obróbki strumieniowo-ściernej
- kąt α w przypadku długiego ścięcia: $11^\circ \pm 2^\circ$, kąt α w przypadku krótkiego ścięcia: $17^\circ \pm 2^\circ$
- stosowane w połączeniu ze strzykawkami jednorazowego użytku lub zestawami do infuzji/ transfuzji w celu iniekcji/ infuzji leków lub zbierania krwi
- do nakłuwania skóry, tkanki mięśniowej i żył w celu iniekcji leku, transfuzji lub pobrania krwi
- łącznik luer lock jest odpowiedni do podłączenia do strzykawek lub zestawów do infuzji/ transfuzji
- sterylizowane tlenkiem etylenu (EO)

Surowce:

- Obsadka igły: polipropylen
- Klej: klej epoksydowy
- Nasadka zabezpieczająca: polipropylen
- Rurka igły: stal nierdzewna
- Smar: olej silikonowy

Opakowania:

- W przypadku igieł o długości ≤ 50 mm
- Blister: 1 sztuka
- Pudełko wewnętrzne: 100 sztuk
- Pudełko zewnętrzne: 5000 sztuk

- W przypadku igieł o długości > 50 mm
- Blister: 1 sztuka
- Pudełko wewnętrzne: 50 sztuk
- Pudełko zewnętrzne: 2000 sztuk

Minimalne zamówienie:

- 100.000 szt. na pozycję, pełne pudełko zewnętrzne i minimum 1.000.000 sztuk różnych rozmiarów



Igła iniekcyjna

Rozmiary standardowe

| Rozmiar x długość cale | Średnica zewn. x długość mm | Ścięcie | Ścianka | Artykuł nr [205] |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| krótkie ścięcie | | | | |
| 16G x 1 1/2 | 1,60 x 40 | krótkie - SB/BC | cienka | 900437 |
| 18G x 1 1/2 | 1,20 x 40 | krótkie - SB/BC | cienka | 900062 |
| 19G x 1 | 1,10 x 25 | krótkie - SB/BC | cienka | 900451 |
| 19G x 1 1/2 | 1,10 x 40 | krótkie - SB/BC | cienka | 900109 |
| 19G x 2 | 1,10 x 50 | krótkie - SB/BC | cienka | 900475 |
| długie ścięcie | | | | |
| 20G x 1 1/2 | 0,90 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 900130 |
| 21G x 1 | 0,80 x 25 | długie - LB/BL | cienka | 900529 |
| 21G x 1 1/2 | 0,80 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 900192 |
| 21G x 2 | 0,80 x 50 | długie - LB/BL | cienka | 900536 |
| 22G x 1 1/4 | 0,70 x 30 | długie - LB/BL | cienka | 900581 |
| 22G x 1 1/2 | 0,70 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 900260 |
| 22G x 2 | 0,70 x 50 | długie - LB/BL | cienka | 900598 |
| 23G x 1 | 0,60 x 25 | długie - LB/BL | cienka | 900284 |
| 23G x 1 1/4 | 0,60 x 30 | długie - LB/BL | cienka | 900291 |
| 24G x 1 | 0,55 x 25 | długie - LB/BL | normalna | 900635 |
| 25G x 5/8 | 0,50 x 16 | długie - LB/BL | cienka | 900345 |
| 25G x 1 | 0,50 x 25 | długie - LB/BL | cienka | 900642 |
| 26G x 1/2 | 0,45 x 12 | długie - LB/BL | normalna | 900383 |
| 26G x 1/2 | 0,45 x 13 | długie - LB/BL | normalna | 908327 |
| 26G x 7/8 | 0,45 x 22 | długie - LB/BL | normalna | 900680 |
| 27G x 1/2 | 0,40 x 12 | długie - LB/BL | normalna | 900703 |
| 29G x 1/2 | 0,33 x 12 | długie - LB/BL | normalna | 900741 |
| 30G x 1/2 | 0,30 x 12 | długie - LB/BL | normalna | 900758 |
| 30G x 1/6 | 0,30 x 4 | długie - LB/BL | normalna | 917008 |
| 32G x 1/6 | 0,23 x 4 | długie - LB/BL | cienka | 917022 |

Igła iniekcyjna

Rozmiary specjalne

| Rozmiar x długość cale | Średnica zewn. x długość mm | Ścięcie | Ścianka | Artykuł nr [205] |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| krótkie ścięcie | | | | |
| 14G x 1 1/2 | 2,10 x 40 | krótkie - SB/BC | ekstra cienka | 900390 |
| 14G x 3 1/5 | 2,10 x 80 | krótkie - SB/BC | ekstra cienka | 900406 |
| 15G x 1 1/2 | 1,80 x 40 | krótkie - SB/BC | cienka | 900413 |
| 16G x 1 | 1,60 x 25 | krótkie - SB/BC | cienka | 900420 |
| 18G x 2 | 1,20 x 50 | krótkie - SB/BC | cienka | 900444 |
| 18G x 8 | 1,20 x 200 | krótkie - SB/BC | cienka | 908419 |
| 19G x 1 1/4 | 1,10 x 30 | krótkie - SB/BC | cienka | 900468 |
| długie ścięcie | | | | |
| 18G x 1 1/2 | 1,20 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 908365 |
| 19G x 1 1/2 | 1,10 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 908389 |
| 20G x 1 | 0,90 x 25 | długie - LB/BL | cienka | 900123 |
| 20G x 2 | 0,90 x 50 | długie - LB/BL | cienka | 900482 |
| 20G x 2 3/4 | 0,90 x 70 | długie - LB/BL | cienka | 900499 |
| 21G x 5/8 | 0,80 x 16 | długie - LB/BL | cienka | 900505 |
| 21G x 7/8 | 0,80 x 22 | długie - LB/BL | cienka | 900512 |
| 21G x 3 1/5 | 0,80 x 80 | długie - LB/BL | cienka | 900543 |
| 21G x 4 4/5 | 0,80 x 120 | długie - LB/BL | cienka | 900550 |
| 22G x 5/8 | 0,70 x 16 | długie - LB/BL | cienka | 900567 |
| 22G x 1 | 0,70 x 25 | długie - LB/BL | cienka | 900574 |
| 23G x 1 1/2 | 0,60 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 900604 |
| 23G x 2 2/5 | 0,60 x 60 | długie - LB/BL | cienka | 900611 |
| 23G x 3 1/5 | 0,60 x 80 | długie - LB/BL | cienka | 900628 |
| 25G x 3/4 | 0,50 x 19 | długie - LB/BL | cienka | 908006 |
| 25G x 1 1/2 | 0,50 x 40 | długie - LB/BL | cienka | 900659 |
| 26G x 3/8 | 0,45 x 10 | długie - LB/BL | normalna | 900666 |
| 26G x 5/8 | 0,45 x 16 | długie - LB/BL | normalna | 900673 |
| 26G x 1 | 0,45 x 25 | długie - LB/BL | normalna | 900697 |
| 27G x 1/2 | 0,40 x 13 | długie - LB/BL | normalna | 870426 |
| 27G x 3/4 | 0,40 x 18 | długie - LB/BL | normalna | 900710 |
| 27G x 4/5 | 0,40 x 20 | długie - LB/BL | normalna | 900727 |
| 27G x 1 | 0,40 x 25 | długie - LB/BL | normalna | 900734 |
| 27G x 1 1/2 | 0,40 x 40 | długie - LB/BL | normalna | 904404 |