


STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA JEDNORAZOWEGO UŻYCIA 50(60) ml

Strzykawki trzyczęściowe przeznaczone są do prowadzenia
wlewów kroplowych przy użyciu pomp infuzyjnych



SKALA 1:1



Strzykawki trzyczęściowe jednorazowego użycia produkowane są w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PNEN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016.

Spełniają one wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC, zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny.

W skład strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych wchodzi następujące elementy:

- łącznik stożkowy luer-lock (1) z kołnierzem
- uszczelka gumowa (2) wykonana z elastomeru termoplastycznego

- dwustronna, czytelna, niezmywalna skala pomiarowa (pionowa i pozioma) ułatwiająca pobieranie odpowiedniej ilości leku oraz ułatwiająca i usprawniająca monitorowanie dozowanego leku ze strzykawki umocowanej w pompie (3)

- cylinder strzykawki (4) wykonany z PP
- tłok strzykawki (5) wykonany z PE

Strzykawki do pomp infuzyjnych są:

- precyzyjne w podawaniu zarówno dużych jak i małych ilości - minimalna objętość zalegająca (pojemność resztkowa): 0,08-0,10ml
- zaopatrzone w kryzę zabezpieczającą przed wysunięciem tłoka z korpusu strzykawki
- posiadają wcięcie na tłoku oraz kołnierz stabilizujący
- sterylizowane EO
- pakowane po 85 szt.
- opakowanie jednostkowe typu blister-pak
- opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej
- okres gwarancji 3 lata

Strzykawki trzyczęściowe produkowane są w dwóch wariantach (standardowe i do leków światłoczułych-bursztynowe). Są one w całości wytwarzane, pakowane oraz sterylizowane w Polsce.

Numery katalogowe:

007 111 – strzykawka 50 (60) ml transparentna

MARGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. E. Plewińskiego 16, 20-3270 Lublin Poland tel. +4881 745 23 00
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com